

Invacare® | G50



Geniet van het buitenleven! / Son terrain de jeu préféré : Les grands espaces!

Met zijn grote aangedreven voorwielen, zijn krachtige motor en zijn duurzame batterijen biedt de **Invacare G50** de actieve gebruiker een ongekende vrijheid. De veringen, de verschillende zitmogelijkheden en de vele mogelijkheden om de stoel elektrisch of manueel te verstellen zorgen ervoor dat de gebruiker het echte gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid kan ervaren. /

Développé pour être un redoutable fauteuil d'extérieur avec ses grandes roues avant motrices, son puissant moteur et ses batteries durables, l'Invacare G50 est également une référence en terme de confort grâce aux suspensions, aux différentes assises et ses multiples possibilités de réglages manuels ou électriques.



Yes, you can.®



Opties / Options

Trek eropuit / L'évasion

Het framedesign van de **Invacare G50** zorgt ervoor dat de stoel op elk soort geaccidenteerde terrein in alle veiligheid gebruikt kan worden. De grote elektrische voorwielen zorgen voor een goede stabiliteit, een grote actieradius en een belangrijke vering. / *La conception du châssis de l'Invacare G50 lui permet d'évoluer sur n'importe quel type de terrain en assurant une sécurité maximale à l'utilisateur. Ses grandes roues avant motrices et directrices procurent une stabilité et une traction importante.*

Buitengewone prestaties / Performances hors normes

- 4 afzonderlijke wielen met schokdempers / 4 roues indépendantes avec amortisseurs
- Profielbanden / Pneus tout-terrain
- Motoren / Moteurs 500 of/ou 680 W
- Batterijen / Batteries 70 of/ou 93 Ah
- **ACS** standaard / de série



Optibare zetel / Assise amovible

Vereenvoudigt het onderhoud. / *Facilite les interventions techniques.*



Invacare G50

Met Contour zit, armleuningen en elektrische beensteunen. / *Avec assise Contour, accoudoirs et repose-jambes électriques.*



Batterijen / Batteries

In deze stand zijn de batterijen makkelijk bereikbaar. / *Dans cette position, les batteries sont très facilement accessibles.*

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Zit / Assise Standard 44 - 48 (43)	41 / 46 / 51	51 ¹	48 / 54 ¹	29 - 36	29-47 / 38-53	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4° ⁴
Zit / Assise Recaro 49 - 53 (36/52)	46 - 51	51 ¹	77 - 83 ²	29 - 38	29-47 / 38-53	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4° ⁴
Zit / Assise Contour 44 - 48 (43) 49 - 53 (48)	41 / 46 / 51	51 ¹	64 ¹	25 - 34 / 29 - 38	29-47 / 38-53	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4° ⁴
Zit / Assise Flex ¹ 44 - 48 (43) / 49 - 53 (48)	38 / 43 / 48	51 ¹	55 ¹	25 - 34 / 29 - 38	29-47 / 38-53	29-47 / 38-53	1,5° - 15°*3 / 4° ⁴

Zit / Assise Standard -10° - +30°	70 ⁵	103	124	103	103	103
Zit / Assise Recaro 0° - 45°	70 ⁵	132	124	103	103	103
Zit / Assise Contour -10° - +45°	70 ⁵	113	124	103	103	103
Zit / Assise Flex ¹ -10° - +45°	70 ⁵	106	124	103	103	103

135 ⁶	150	60 Ah / 70 Ah / 97 Ah ⁷	228	11	18% / 10,2°
500 / 680 W	60 km ⁸	6 / 10 km/h			

Framekleuren / Coloris du châssis



Zilvergrijs / Gris Argent Nachtblauw / Bleu Nuit

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

G50 - BE - 04/2013



Yes, you can.®

- 1/ zonder zitkussen / *Sans coussin d'assise*
- 2/ met zitbekleding, incl. hoofdsteun / *avec toile d'assise, appuie-tête incl.*
- 3/ zithoek elektrisch regelbaar (optie) / *inclinaison d'assise électrique (option)*
- 4/ zithoek manueel regelbaar in 5 posities / *inclinaison d'assise réglable manuellement sur 5 positions: 1° - 12°*
- 5/ breedte hangt af van de armleuningen / *largeur dépend des accoudoirs*
- 6/ het minimale gewicht hangt af van de instelling / *le poids minimum varie en fonction de la configuration*
- 7/ capaciteit / *capacité C20*
- 8/ beantwoordt aan de norm / conforme à la norme ISO 7176-4: 2008, motoren / *moteurs 6 km/h, batterijen / batteries 70 Ah*
Alle maten zijn uitgedrukt in cm en het gewicht in kg / *Toutes les dimensions sont exprimées en cm et les poids en kg*