

# Invacare® | **Advanced-Control-System 2**



## **Volledige controle binnen ieders bereik / *Contrôle total à portée de main***

Het Invacare **Advanced-Control-System ACS 2** kan alle elektrische rolstoelfuncties besturen, van het rijden en het aanpassen van de zitting tot het bedienen van verlichting en andere functies. De meeste **ACS 2**-modules kunnen ook met bestaande systemen overweg, zodat ervaren gebruikers er direct mee aan de slag kunnen. /

*L'Invacare **Advanced-Control-System ACS 2** permet de contrôler toutes les fonctions d'un fauteuil roulant électrique, de la conduite et les ajustements du siège à allumer les lumières et encore d'autres fonctions. Les modules d'**ACS 2** sont pour la plus grande partie compatibles avec les systèmes existants, permettant aux utilisateurs expérimentés de démarrer immédiatement.*



**Yes, you can.®**



### Eenvoudig te programmeren / Facile à programmer

In zijn eenvoudigste uitvoering kan de rolstoel al met twee **ACS 2**-modules bediend worden / *Dans sa version la plus simple, le fauteuil peut déjà être contrôlé par deux modules ACS 2:*

- De stuurkast **REM550** / *La commande de contrôle REM550*
- Powermodules / *Modules Power*

### Geavanceerde besturingsfuncties / Fonctions de commande avancées

- Keuze uit 2 of 4 besturingsmodules. / *Choix entre 2 ou 4 modules.*
- Besturingsnelheid in verhouding met de joystick. / *Vitesse de commande en proportion avec le joystick.*
- Modules te combineren voor besturing van maximaal 12 functies. / *Combinaison de modules pour contrôler jusqu'à 12 fonctions.*
- Simultaanbediening van verschillende functies. / *Fonctionnement simultané pour un contrôle de fonctions différentes.*
- Richtingsinvoer voor besturing van de snelheid, het afremmen, enz. / *Entrée de directions pour un contrôle de la vitesse, de l'arrêt, etc.*

### Zeer flexibel / Très flexible

**ACS2** werkt samen met vrijwel alle modellen van deze serie. Twee nieuwe modellen maken deze **ACS2** nog flexibeler.

De standaard stuurkast kan worden vervangen door elke andere stuurkast uit de **ACS2**-serie. Begeleidersbesturing, externe joysticks en schakelaars kunnen worden toegevoegd om het gebruik nog meer te vereenvoudigen. Ook andere besturingsvormen zijn mogelijk. /

**ACS2** est compatible avec la plupart des autres modules de cette gamme. Deux nouveaux modèles rendent l'**ACS2** encore plus flexible:

*La commande standard peut être remplacée par n'importe quelle autre commande de la série ACS2. Une commande pour la tierce personne, des joysticks supplémentaires et d'autres commandes peuvent être ajoutés pour simplifier la vie des utilisateurs.*

Opties - Klassieke Modules / Options - Modules Classiques



**REM550**

- LCD kleurenscherm / *Ecran couleur LCD*
- Menubediening, soft keys / *Commande avec menu, soft keys*
- Back-upfunctie / *Fonction de sauvegarde*
- Externe aansluitingen voor o.a. buddy buttons / *Connexions externes pour e.a. boutons 'buddy'*



**REM A**

- Eenvoudige en compacte bedieningskast / *Commande simple et compacte*
- Maximaal 4 verstelfuncties / *4 fonctions de réglage au max.*
- Back-upfunctie / *Fonction de sauvegarde*
- Zonder verlichting / *Sans éclairage*



**REM B**

- Gelijk aan de REM A / *Egale à REM A*
- Extra functies voor verlichting, knipper- en alarmlichten / *Fonctions additionnelles pour éclairage, clignoteurs et voyant d'alarme*



**REM 24SD**

- Traditionele bedieningskast / *Commande traditionnelle*
- Licht- en schakelfunctie / *Fonction d'éclairage et d'activation*
- Externe aansluitingen / *Connexions externes*



**Dual Control IDC**

- Intuïtieve begeleidingsbesturing / *Commande intuitive pour la tierce personne*
- Druksensoren voor de richting / *Capteurs de pression pour la direction*
- Noodstopfunctie / *Fonction d'arrêt d'urgence*



**Externe joystick RJM / Joystick externe RJM**

- Vervangt de interne joystick van de bedieningskast / *Remplace le joystick interne de la commande*
- Overal te plaatsen / *A placer partout*
- Vereist een masterstuurkast / *Exige une boîte de commande 'master'*



**Powermodules / Modules Power**

- PM70, 70A stroom / *courant*
- PM70L, 70A stroom incl. lichtfunctie / *courant avec fonction lumière incl.*
- PM90L, 90A stroom incl. lichtfunctie / *courant, fonction d'éclairage incl.*
- Back-upfunctie / *Fonction de sauvegarde*



**Schakelmodules / Modules de commutateur**

- ACT2 voor 2 functies / *ACT2 pour 2 fonctions*
- ACT4 voor 4 functies / *ACT4 pour 4 fonctions*
- Gradueel, aan-uit, soft start; afhankelijk van type stuurkast / *Graduellement, allumer-éteindre, démarrage en douceur; dépendant du type de la boîte de commande*
- Combinatie van 2 x ACT2 en 2 x ACT4 is mogelijk / *Combinaison de 2 x ACT2 et 2 x ACT4 est possible*



**ARC5**

- Aparte besturing voor maximaal 5 functies / *Commande séparée pour un maximum de 5 fonctions*
- Individuele drukknoppen / *Boutons-poussoirs individuels*
- Overal te plaatsen / *A positionner n'importe où*

Opties - Alternatieve besturingskasten / Options - Autres boîtes de commande



**G91 S**

- Mastermodule met geavanceerde display (altijd in combinatie met externe joystick) / Module „master“ avec écran avancé (toujours en combinaison avec un joystick externe)
- Drie aansluitingen / Trois connections
- Scanfunctie / Fonction scanner
- Activerings- en omgevingscontrole / Commande de l'activation et de l'environnement



**Dolphin REM34B**

- Opstaand toetsenbord / Clavier incliné
- 12 toetsen met iconen / 12 touches avec des icônes
- LED display met 7 segmenten / Ecran LED à 7 segments
- Klaxon, batterijmeter en magnetisch slot / Corne, indicateur de batterie et serrure magnétique



**Bladbesturing REM41D / Commande de tablette REM41D**

- Plaatsing in het werkblad of houder / Placement sur tableau ou statif
- 12 toetsen met symbolen en 5 verstelfuncties / 12 touches avec des symboles et 5 fonctions de réglage
- Klaxon, batterijmeter en magnetisch slot / Corne, indicateur de batterie et serrure magnétique



**Hoofdbesturing / Commande de tête**



**REM G90A**



**Compacte kinbesturing / Commande de menton compacte**

Opties - Secondaire besturingen / Options - Commandes secondaires



**Vingerjoystick VIC / Joystick au doigt VIC**

- Absoluut geen kracht vereist / N'exige aucune force
- Vereist een masterremote / Commande „master“ requise



**Slagvaste joystick / Joystick résistant aux chocs**

- RJM HD
- Geschikt voor ruwe behandeling - spasmebestendig / Adapté à un traitement rugueux - résistant aux spasmes



**Schakelmat / Plaque d'interrupteur**

- Mat met 5 schakelaars / Plaque avec 5 commutateurs

Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : belgium@invacare.com  
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

ACS2 - BE - 04/2013



Yes, you can.®