



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Pronto™ Air PT

CE

Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar
Max. gebruikersgewicht: 113 kg

Prijzen in Euro 6% BTW incl.
Prijzen excl € 0,33 recuperat excl BTW

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie

○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
1577192	Pronto Air Personal Transporter zitbreedte 460 mm	2.260,00
1577193	Pronto Air Personal Transporter zitbreedte 510 mm	2.260,00
ZITUNIT		
◆	MyBody zitunit (gecontour), zwarte mesh bekleding, met instelbare hoofdsteun	
◆	Zitbreedte 450 mm / 510 mm	
◆	Zitdiepte 460 - 510 mm (in stappen van 25 mm)	
◆	Zithoogte 535 mm, manueel instelbaar tot 635 mm (in stappen van 25 mm)	
◆	Rughoogte 535 mm (zonder hoofdsteun)	
◆	Flip-up armsteun, instelbaar in hoogte (155 - 230 mm)	
◆	Ergonomische armpad	
◆	Manueel instelbare rughoek (8° tot 32°)	
VOETSTEUN		
◆	Flip-up voetbord	
BEDIENING		
◆	Standaard Shark bediening	
◆	Standaard Bracket Rechts/links	
DETAILS EN ACCESSOIRES		
◆	Frame kleur zilver	
◆	Voorwielen 6" x 2", vol, zwart	
◆	Rijwiel 12" x 2,5", vol, zwart, geen markering	
◆	6 km/u	
◆	17 Ah Batterij	
◆	Lader 5A (110 / 220V)	
◆	Antitippers	
◆	Veiligheidsgordel	
◆	Draagtas achteraan	

