

Küschall[®]

CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD*

Chez Kuschall, nous pensons que rien n'est impossible lorsque vous avez le pouvoir de l'atteindre. Le Kuschall Champion vous offre une solution supérieure.

Plus aucune limite pour vos aventures ou vos performances,
Unlimit your world.

KÜSCHALL CHAMPION

Le Kuschall Champion est le premier fauteuil **hybride** offrant des performances de conduite comparables à celles d'un fauteuil à cadre rigide tout en bénéficiant des avantages d'un fauteuil pliant. C'est l'association optimale entre un design moderne et des performances déjà reconnues. Avec l'option SK : "châssis avant rabattable", le Champion est encore **plus compact** : de la taille d'un sac à dos, et devient le compagnon de voyage idéal pour vos aventures.

HYDROFORMAGE

Rigidité et robustesse. Le châssis avant hydroformé sur le Kuschall Champion améliore les performances de conduite, augmente la rigidité et offre des poignées ergonomiques pour les transferts.

* Votre monde sans limite

CHÂSSIS AVANT HYDROFORMÉ

- Performances de conduite optimisées grâce à moins de déformation, et une plus grande rigidité au niveau du châssis.

FREIN ACTIF LÉGER

- Design épuré, précision dans les moindres détails.

SUPER COMPACT

- L'option SK : "châssis avant rabattable" permet au Champion d'être aussi compact qu'un sac à dos.



Küschall® CHAMPION

MAINS-COURANTES CARBOLIFE

- La forme innovante et ergonomique de la main-courante vous permet de gagner en efficacité lors de la propulsion.

MÉCANISME DE PLIAGE HYBRIDE

- Pliage du fauteuil complet, y compris le dossier, en un seul geste.

RÉGLAGES PRÉCIS

- Position du centre de gravité et hauteur d'assise réglables pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

KEEP ON TRACK**

- Nouveau système de réglage de fourche pour une conduite précise.

** Réglage du parallélisme

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

UNIQUE

Le Champion peut s'adapter facilement en fonction des besoins de son utilisateur. Il offre 9 positions du centre de gravité et des hauteurs d'assise arrière réglables de 390 à 480 mm grâce aux 5 positions différentes de ses platines porte-axes.



HYBRIDE

Grâce à son mécanisme de pliage, le Champion offre d'excellentes performances de conduite. Parfaitement pensé, ce fauteuil pliant dispose de la même rigidité que celle d'un fauteuil à cadre rigide.



SUPER COMPACT

Super compact avec l'option SK "châssis avant rabattable" : le châssis se plie sous l'assise pour encore plus de compacité.



CHÂSSIS AVANT HYDROFORMÉ

La nouvelle technologie d'hydroformage offre des poignées ergonomiques sur l'avant du châssis pour aider les utilisateurs à se repositionner et à se transférer.

PERSONNALISATION


1 CHOISISSEZ LE COLORIS DE CHÂSSIS



Blanc Éclatant



Gris Anthracite



Noir Spatial



Bleu Azur



Rouge Carmin

2 CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE DESIGN



3 CHOISISSEZ LE COLORIS DE VOTRE STYLE DE DESIGN



Noir



Rouge



Gris Clair



Doré



Rouge



Bleu



Gris Foncé



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE 360 - 480 mm Par paliers de 20 mm	PROFONDEUR D'ASSISE 340 - 480 mm Par paliers de 20 mm	DISTANCE UL 320 - 500 mm Réglage en continu	HAUTEUR DE DOSSIER 300 - 465 mm Par paliers de 15 mm	ANGLE DE DOSSIER 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°
				
HAUTEUR D'ASSISE Avant : 450 - 540 mm Arrière : 390 - 480 mm Réglage en continu	ANGLE DE CHÂSSIS 75° / 90° Châssis droit ou avant rétréci	POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ 9 positions	CARROSSAGE 0° / 1° / 3°	LONGUEUR TOTALE Châssis 75° : approx. 930 mm Châssis 90° : approx. 850 mm
				
LARGEUR TOTALE Largeur d'assise + 160 - 240 mm	LARGEUR TOTALE PLIÉ Approx. 280 - 340 mm	POIDS TOTAL Approx. 9,2 kg	POIDS DE TRANSPORT Approx. 6,7 kg	POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR 120 kg
				

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr
www.kuschall.com

Invacare SA
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

Ce fauteuil roulant est destiné à fournir de la mobilité aux personnes limitées à une position assise et qui se propulsent par elles-mêmes, la plupart du temps.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement le manuel d'utilisation.

Kuschall est une marque déposée. Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

© July 2023, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. BE-FR - 07/2019