

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Action<sup>3</sup> Junior**

Manuele Standaard kinderrolstoel met vouwbaar frame


 - Maximaal gebruikersgewicht: 80 kg.  
 - Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdelers:


 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje      Standaard optie      Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNB0025	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Action <sup>3</sup> Junior		<b>1.447,27</b>
CNBSPEC	<input type="checkbox"/>	Speciale fabricatie		
<b>AANDRIJVING</b>				
CNB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Hoepelaandrijving	(NC : 1100, 1110, 1170)	
CNB0110	<input type="checkbox"/>	Transitversie (zithoek 1,5°)	(NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1391, 1392, 1430, 1440)	
<b>ZITTING</b>				
<b>ZITBREEDTE</b>				
CNB0180	<input type="checkbox"/>	305 mm	(NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195)	
CNB0190	<input checked="" type="checkbox"/>	330 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
CNB0200	<input type="checkbox"/>	355 mm	(NC: 0240, 0251, 0530, 0580, 0900)	
<b>ZITDIEPTE</b>				
CNB0240	<input type="checkbox"/>	300 mm	(NC: 1364)	
CNB0250	<input checked="" type="checkbox"/>	350 mm		
CNB0251	<input type="checkbox"/>	Regelbaar van 250 tot 300 mm	(NC: 0320, 0340, 1364)	
CNB0252	<input type="checkbox"/>	Regelbaar van 300 tot 350 mm	(NC: 0320, 0340)	
<b>ZITHOOGTE</b>				
CNB0260	<input type="checkbox"/>	460mm		
CNB0270	<input checked="" type="checkbox"/>	435mm		
CNB0280	<input type="checkbox"/>	410mm	(NC: 1375, 1430, 1440)	
<b>ZITBEKLEDING</b>				
CNB0320	<input type="checkbox"/>	Zonder		
CNB0330	<input type="checkbox"/>	Nylon met klittenbandstrips		
CNB0340	<input checked="" type="checkbox"/>	Gepolsterd, nylon		
CNB0350	<input type="checkbox"/>	Vaste plaat met Flo-tech kussen	(nc: 0360, 0362, 0866, 0668)	<b>253,28</b>
CNB0355	<input type="checkbox"/>	Vaste zitplaat	(NC: 0360)	<b>125,92</b>
<b>ZITKUSSEN</b>				
CNB0362	<input type="checkbox"/>	Essential kussen jr		150,00
<b>RUGLEUNING</b>				
CNB0370	<input type="checkbox"/>	Vast, 0°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNB0380	<input type="checkbox"/>	Vast, 7°, 3 hoogtes: 370/400/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm) en op 400mm (ZB 305 tot 380mm)		
CNB0390	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelb. (tanden), 0/30°, 5 hoogtes: 350/370/390/410/430mm, geleverd op 370mm (ZB 205 tot 280mm), op 390mm (ZB 305 tot 380mm), zonder rugfixatiestang	(NC: 1190, 1195)	333,54
CNB0425	<input checked="" type="checkbox"/>	Vast, 7°, hoogte: 400mm (met 0475) of 430mm (met 0480); hoogteverstelbare duwhandvatten (150mm)	(NC : 0490, 0492, 0495, 0855)	
<b>RUGBEKLEDING</b>				
CNB0465	<input type="checkbox"/>	Zonder	(NC: 0855)	
CNB0475	<input type="checkbox"/>	Nylon sling type, breedte en hoogte in stelbaar		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNB0480	◆	Contour (naspsanbaar), nylon	(NC: 0855)	
CNB0490	☐	MATRX MINI 260 mm (hoes kid'abr'ra)	Max gewicht: 68kg (NC: 1345)	<b>700,00</b>
CNB0492	☐	MATRX MINI 310 mm (hoes kid'abr'ra)		<b>700,00</b>
CNB0495	☐	MATRX MINI 360 mm (hoes kid'abr'ra)		<b>700,00</b>
<b>VOETSTEUNEN / VOETPLATEN</b>				
<b>BEENSTEUNHANGERS RECHTS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b>				
CNB0500	☐	Zonder	(NC : 0600, 0605, 0610, 0611, 0880, 0875)	
CNB0505	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0565, 0600, 0610, 1005)	
CNB0510	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	
CNB0520	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0565, 0600, 0611, 0880, 0886)	<b>166,44</b>
CNB0530	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 235 tot 295mm		<b>166,44</b>
<b>BEENSTEUNHANGERS LINKS (hoogteverstelbaar in stappen van 10mm)</b>				
CNB0550	☐	Zonder	(NC : 0611, 0620, 0625, 0630, 0880, 0875)	
CNB0555	☐	Voetsteun, 90°, afneembaar, onderbeenlengte van 125 tot 260mm	(NC: 0620, 0630, 1005)	
CNB0560	◆	Voetsteun, 80°, kort, swing in/out, standaard positie 0°; onderbeenlengte 220 tot 320mm, enkel zwart	(NC: 0630)	
CNA0570	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 275 tot 375mm	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	<b>166,44</b>
CNB0580	☐	Comfortbeensteun (0° tot 80°), swing in/out (met kuitsteun); std onderbeenlengte 235 tot 295mm		<b>166,44</b>
<b>VOETPLATEN RECHTS</b>				
CNB0600	◆	Opklapbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNB0605	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar		
CNB0610	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNB0611	☐	Eendelige voetplaat	(NC : 0620, 0625, 0630, 0875)	
<b>VOETPLATEN LINKS</b>				
CNB0620	◆	Opklapbaar	(NC: 0875, 0886)	
CNB0625	☐	Opklapbaar, hoek- en diepte instelbaar		
CNB0630	☐	Opklapbaar, hoek instelbaar	(NC: 0875, 0886)	
<b>ARMSTEUNEN</b>				
<b>RECHTS</b>				
CNB0640	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755)	
CNB0645	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755)	
CNB0646	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	
CNB0650	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472)	<b>25,00</b>
CNB0655	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472)	
<b>LINKS</b>				
CNB0740	◆	Afneembaar (N°1), tafelfunctie, std armpad (60mm), regelb. 180 tot 250mm		
CNB0745	☐	Afneembaar (N°1), standaard armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm		
CNB0746	☐	Afneembaar (N°1), smalle armpad Junior (50mm), instelbaar 150 tot 250mm	(NC: 1470)	
CNB0750	☐	Spatbord, hoogteverstelbaar (155 tot 220mm)	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	<b>25,00</b>
CNB0755	☐	Kledingbeschermern Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	
<b>ZITOPTIES</b>				
CNB0820	☐	Zonder	(NC : 0825, 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890, 0900, 0902)	
CNC0855	☐	Rugverlenging (230mm) (niet met standaard rug)	(NC 0425, 0860, 0865)	<b>45,00</b>
CNB0860	☐	Hoofdsteun, standaard, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0865, 0902)	<b>217,08</b>



CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
CNB0865	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun, rond, multi-instelbaar, aanpasbare rugfixatiestang inbegrepen	(NC: 0902)	<b>217,08</b>
CNB0866	<input type="checkbox"/>	MATRX Mini Elan hoofdsteun (150mm)	Enkel met Matrx rug	<b>800,00</b>
CNB0868	<input type="checkbox"/>	MATRX Mini lateral steunen (per paar)	Enkel met Matrx rug	<b>440,00</b>
CNB0880	<input type="checkbox"/>	Instelbare kuitbanden		
CNB0881	<input type="checkbox"/>	Front stabilisator kit, 100mm naar buiten geplaatste voorwielen (voor zitbreedte vanaf 305 mm)		40,00
CNB0875	<input type="checkbox"/>	Anklehuggers BodyPoint, paar (Smal)		205,00
CNB0890	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten); OL van 275 tot 375mm	(NC: 0900)	305,56
CNB0900	<input type="checkbox"/>	Kit: 2 hoekverstelbare voetsteunen (0° tot 80°), swing in/out (incl. hoekverstelbare voetplaten, zonder kuitsteun, met kuitbanden); onderbeenlengte van 235 tot 295mm		305,56
CNC0902	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang instelbaar in de breedte		50,00
<b>KLEUREN</b>				
CNB0952	<input type="checkbox"/>	PEARL WHITE		
CNB0953	<input type="checkbox"/>	MATT BLACK		
CNB0954	<input type="checkbox"/>	MATT RED		
CNB0955	<input type="checkbox"/>	INTENSE YELLOW		
CNB0956	◆	POLAR BLUE		
CNB0957	<input type="checkbox"/>	CANDY PINK		
CNB0959	<input type="checkbox"/>	NAVY BLUE		
CNB0991	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR		Op aanvraag
<b>VOORWIELEN</b>				
CNB0999	◆	5" x 1", volle band; zwart		
CNB1001	<input type="checkbox"/>	5"x 1" FLASHING LIGHTS, volle band		70,00
CNB1007	<input type="checkbox"/>	5"x 1" 3/4, volle band; zwart		40,00
<b>ACHTERWIELEN</b>				
<b>MAAT</b>				
CNB1010	<input type="checkbox"/>	12"/305mm	NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390	
CNB1020	<input type="checkbox"/>	20" / 515mm	NC: 1040, 1055, 1050, 1170	
CNB1030	◆	22" / 560mm	NC: 1045, 1055, 1170	
<b>TYPE WIELEN</b>				
CNB1040	◆	Standaard wiel (zwarte hub en zilver spaken)	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332	
CNB1045	<input type="checkbox"/>	Verstevigd wiel voor HD	NC : 1092, 1181, 1182, 1280, 1331, 1332	
CNB1050	<input type="checkbox"/>	Drum brake	NC : 1092, 1181, 1182, 1270,1272, 1275, 1320, 1330	
CNB1055	<input type="checkbox"/>	Composite wiel	NC : 1088, 1092, 1151, 1181, 1182, 1260, 1261, 1280, 1331, 1332	
<b>TYPE BANDEN</b>				
CNB1120	◆	Volle zwarte band 35mm		
CNB1130	<input type="checkbox"/>	Geprofileerde luchtband zwart 35mm		
<b>HOPELS</b>				
CNB1140	◆	Aluminium, geanodiseerd		
CNB1141	<input type="checkbox"/>	Gecoat met zwart plastic anti-slip		<b>112,16</b>
<b>ACHTERASSEN</b>				
CNB1170	<input type="checkbox"/>	Vast		
CNB1180	◆	QR		
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>				
CNB1190	◆	Standaard		
CNB1195	<input type="checkbox"/>	Medium Actief		
CNB1200	<input type="checkbox"/>	Passief		
CNB1201	<input type="checkbox"/>	Dubbel geamputeerd	(NC: 1275, 1280, 1375)	
<b>FRAMEOPTIES</b>				
CNB1240	◆	Zonder Frameopties	(NC : 1250, 1251, 1252, 1253)	
CNB1253	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers transparant, paar		145,00
CNB1254	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Pixel, paar		145,00
CNB1255	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Snowflakes, paar		145,00
CNB1256	<input type="checkbox"/>	Spaakbeschermers Color Me, paar		145,00
<b>REMMEN</b>				
CNB1270	◆	Duwremmen		
CNB1275	<input type="checkbox"/>	Trekremmen		
CNB1280	<input type="checkbox"/>	Trommelremmen voor de begeleider (incl. duwremmen)	(NC : 1426)	200,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>					
CNB1340	◆	Zonder	(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)		
CNB1345	☐	Transporthakken		25,00	
CNB1362	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, smal 110mm		<b>43,42</b>	
CNB1364	☐	Bodypoint 2-punts veiligheidsgordel, medium 140mm		<b>43,42</b>	
CNB1370	☐	Anti tippers, paar, met trapdop	(NC : 1430, 1440)	<b>72,37</b>	
CNB1375	☐	Transferwielen (4" wielen)		60,00	
CNB1380	☐	Reflectorkit (enkel voor spaakwielen)			
CNB1390	☐	Remverlengers		<b>21,68</b>	
<b>BEGELEIDEROPTIES</b>					
CNB1420	☐	Zonder	(NC : 1426, 1430, 1440)		
CNB1426	☐	Duwhandvatten, paar, multi instelbaar	Gelieve te selecteren, indien u een andere dan de standaard rug kiest		
CNB1430	◆	Trapdop, Rechts			
CNB1440	☐	Trapdop, Links			
<b>ACCESSOIRES</b>					
CNB1460	◆	Zonder	(NC : 1470, 1471, 1472)		
CNB1470	☐	Tafel, acryl		<b>231,56</b>	
CNB1471	☐	Tafel, acryl, naar rechts wegzwenkbaar		<b>231,56</b>	
CNB1472	☐	Tafel, acryl, naar links wegzwenkbaar		<b>231,56</b>	