



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Action® Vertic

Rolstoel met elektrische sta-functie
Max. gebruikersgewicht: 115 kg

Garantie: algemeen: 1 jaar; frame: 3 jaar

Datum :

Referentie:

Dealer:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

◆ Standaard optie

○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
BASISMODEL		
◆ CSB0100	Rolstoel met hoepelaandrijving	4823,94
◆ CSB0025	Elektrische sta-functie	
BEDIENINGEN		
◆ CSB0050	Bediening rechts	
CSB0051	Bediening links	
ZITBREEDTE & ZITDIEPTE		
CSB0145	Zitbr. 380 mm tss kledingbesch., 350 mm buitenkant zitbuizen	
CSB0150	Zitbreedte 380 mm, framediepte 410 mm, zitkussen 400 mm	
CSB0160	Zitbreedte 380 mm, framediepte 435 mm, zitkussen 400 mm	
CSB0170	Zitbreedte 380 mm, framediepte 460 mm, zitkussen 400 mm	
CSB0175	Zitbr. 430 mm tss kledingbesch., 400 mm buitenkant zitbuizen	
◆ CSB0180	Zitbreedte 430 mm, framediepte 460 mm, zitkussen 400 mm	
CSB0190	Zitbreedte 430 mm, framediepte 485 mm, zitkussen 400 mm	
CSB0200	Zitbreedte 430 mm, framediepte 510 mm, zitkussen 400 mm I	
CSB0205	Zitbr. 480 mm tss kledingbesch., 400 mm buitenkant zitbuizen	
CSB0210	Zitbreedte 480 mm, framediepte 460 mm, zitkussen 450 mm	
CSB0220	Zitbreedte 480 mm, framediepte 485 mm, zitkussen 450 mm	
CSB0230	Zitbreedte 480 mm, framediepte 510 mm, zitkussen 450 mm. I	
ZITHOOGTE		
◆ CSB0240	520 mm	
ZITTING		
◆ CSB0250	Zwart nylon met velcrostroken, naspanbaar	
RUGLEUNING		
◆ CSB0260	7° vast, hoogteverstelbaar	
RUGHOOGTE		
CSB0265	320 mm 2	
◆ CSB0270	380 mm	
CSB0280	400 mm	
CSB0290	420 mm	
CSB0300	440 mm	
CSB0310	460 mm	
CSB0320	480 mm	
RUGBEKLEDING		
◆ CSB0330	Zwart nylon met velcrostroken, naspanbaar	
BEENSTEUNEN & VOETPLATEN		
◆ CSB0350	Eendelige voetplaat voorwaarts gemonteerd	
CSB0360	Eendelige voetplaat achterwaarts gemonteerd 3	
ONDERBEENLENGTE		
CSB0370	405 mm	
CSB0380	425 mm	
CSB0390	440 mm	
◆ CSB0400	460 mm	



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
VOETPLAAT HOEK			
	CSB0420	Standaard (loodrecht op frame)	
◆	CSB0430	Standaard +5° (open positie)	
ARMSTEUNEN			
◆	CSB0440	200 mm, opklapbaar; buisframe (verstelbaar 150 - 230 mm)	
FRAMEKLEUR			
◆	CSB0470	Zilvergrijs	
VOORWIELEN			
◆	CSB0480	6"x1 , vol	
ACHTERWIELEN			
	CSB0490	24" x 1 lucht, spaken 4	
◆	CSB0500	24" x 1.3/8" lucht, spaken	
	CSB0510	24" x 1.3/8" vol, spaken	
HOEPELS			
◆	CSB0520	Aluminium	
	CSB0530	Aanp. hoepel verminderde grijpfunctie, black grip	95,86
ACHTERWIELBEVESTIGING			
◆	CSB0540	Standaard QR	
ACHTERWIELPOSITIE			
	CSB0550	Passieve achterwielpositie	
◆	CSB0560	Actieve achterwielpositie	
CAMBER			
◆	CSB0570	0°	
	CSB580	4°	
POMP			
◆	CSB0590	Zonder pomp	
	CSB0600	Met pomp	
REMMEN			
◆	CSB0610	Drukremmen	
(VEILIGHEIDS)OPTIES			
◆	CSB0620	Borstgordel	
◆	CSB0630	Veiligheidsgordel	
◆	CSB0640	Kniesteun	
◆	CSB0650	Hielband	
	CSB0660	Anti-kippers	61,84
DUWHANDVATEN			
	CSB0680	Standaard duwhandvaten	45,93
ACCESSOIRES			
	CSB0700	Rolstoelwerkblad	197,90
OPMERKINGEN			
1	Niet met passieve achterwielpositie		
2	Niet met duwhandvaten		
3	Niet met onderbeenlengte 460 mm		
4	Niet met hoepel verminderde grijpfunctie, black grip		
RIZIV GOEDKEURINGSNUMMERS			
520354	Action Vertic, rolstoel met elektrische stafunctie		105103000046
	Action Vertic, voetsteun		201101001105