



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

### alber® E-PILOT

Elektronische aankoppelmotor voor manuele rolstoelen  
Maximaal belastend gewicht: 135kg  
Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg  
Algemene garantie: 2 jaar; Accu's: 1 jaar  
Prijzen in Euro 6% BTW incl.  
Prijzen excl €0,33 recuperat excl BTW



Datum :

Referentie:

Dealer:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

Standaard optie

Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
1591915	e-pilot P15, 6 km/u	€4.600,00
1591916	e-pilot P15, 10km/u	€4.600,00
1592290	bracket voor montage op rolstoel	350,00
<b>Bediening snelheidshendel</b>		
	rechts	
1593379	links	
<b>Gegevens over de rolstoel</b>		
Altijd het merk & type rolstoel opgeven bij uw bestelling		
Merk rolstoel:		
Model rolstoel:		
Bouwjaar van de rolstoel:		
ZB rolstoel (gemeten buitenkant buizen) :		
ZH voor :		
ZH achter :		
Onderbeenlengte:		
Type rem:		
<b>Montage van brackets</b>		
	Montage bij INVACARE BE	€1 60,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Montage bij en door de verdeler (de verdeler is verantwoordelijk voor een correcte installatie)	
<b>Mobility Plus Pakket</b>		
1592221	Mobility Plus Packet e-pilot P15 - enkel voor <b>Android</b> telefoon: • verhoogde snelheid tot 20 km/u • navigatie en routeplanner • cruise control • telefoon notificatie	350,00
N/A	Mobility Plus Packet e-pilot P15 - enkel voor <b>iphone</b> - uitsluitend aan te kopen via <b>Apple App store</b> • verhoogde snelheid tot 20 km/u • navigatie en routeplanner • cruise control • telefoon notificatie	
1592560	Connect pakket e-pilot P15 (geen connectie met telefoon): • verhoogde snelheid tot 20 km/u • cruise control	280,00
<b>Kleuren opties</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	standaard White Silk matt	
<b>Glossy colour</b>		
1592122	Dark Yellow	€80,00
1592123	Fire Red	€80,00
1592189	Lime Green	€80,00
1592190	Light Blue	€80,00



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>Matt metallic colour</b>		
1592191	Blaze Orange	€105,00
1592192	Purple	€105,00
1592193	Cherry Red	€105,00
1592194	Emerald Green	€105,00
1592195	Dark Blue	€105,00
1592196	Anthracite	€105,00
<b>Accessoires</b>		
<b>Opbergruimte</b>		
1592281	KLICKfix® bevestiging vooraan	120,00
1592278	Shopping tas met KLICKfix® Adapter; zwart	70,00
1592277	Shopping tas met KLICKfix® Adapter; zwart met gekleurde stippen	70,00
1592282	KLICKfix® bevestiging achteraan	120,00
1592276	Compacte tas met KLICKfix® Adapter; zwart	50,00
1592284	Drinkfleshouder met KLICKfix® Adapter; zwart	30,00
<b>Algemeen</b>		
1593079	extra gewichten voor meer tractie (+5,1 kg)	325,00
1592914	transporttas	180,00
1592173	Supernova voorlicht	120,00
1592286	Achteruitkijkspiegel links	€40,00
1592287	Handhulp voor aandrijving	30,00
<b>Batterijen</b>		
1592097	extra batterij - 496Wh / 2,9kg / Actieradius 50km	800,00
1591872	Batterij lader	150,00
1592726	Extra batterij 'vliegtuig' - 281Wh / 2,8kg / Actieradius 20km	750,00
<b>Accessoires voor de rolstoel</b>		
1592288	Versterkte wielen, 24" x 1 3/8	€350,00
1593552	Knobby tire; band voor meer grip	€120,00
1592285	achterlicht voor bevestiging rugbuis	€50,00



bevestiging voor bevestiging achter



Dimensions		
A	Total width	560 mm
B	Total length	900 mm
C	Total height	950 mm
D	Width of battery pack	82 mm
E	Length of battery pack	443 mm
F	Height of battery pack	71 mm

