



Yes, you can.®

Invacare nv

Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

### alber® E-Motion M15



Elektronische hoepelondersteuning  
Max. belastingsgewicht: 180kg  
Garantie: Algemeen: 2 jaar; Accu's: 1 jaar  
Prijzen in Euro 6% BTW incl.  
Prijzen excl €0,33 recupel excl BTW

Datum :




Referentie:

Dealer:

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

Standaard optie

Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>BASISMODEL</b>			<b>ALGEMENE INFORMATIE</b>  Ik heb gekozen voor montage van de bevestiging en anti-tips door kúschall op de bestelbon van mijn nieuwe kúschall rolstoel  Ja            Nee Indien nee, gelieve alle gegevens van uw rolstoel op te geven:  <u>Merk rolstoel</u>  <u>Model rolstoel</u>  <u>ZB rolstoel</u>  <u>ZH voor</u>  <u>ZH achter</u>  <u>Achterwiel maat</u>  <u>Camber</u>  <u>Antitip reeds op de stoel:</u>  Ja            Nee    
I490910	E-Motion M15	5600,00	
	bestaande uit: - twee 24" aandrijfwielen met motoren - Quick release assen en puncture proof luchtbanden - set van 2 stuks Lithium Ion accu's, - te monteren op vrijwel alle rolstoelen - 1 ondersteunend rijniveau programmeerbaar waarvan de standaard fabrieksinstelling gelijk is aan 50% krachtsondersteuning		
<input checked="" type="checkbox"/> I490667	Acculader standaard 12V - 3,4 Ah	400,00	
<input checked="" type="checkbox"/> I467178	Adapters voor de rolstoel	0,00	
	Totaalprijs	6000,00	
<b>BASISMODEL</b>			
I490910	Hemi E-Motion M15 met ECS en antitip	4400,00	
	bestaande uit: - één 24" aandrijfwielen met motoren - Quick release as en puncture proof luchtband - Lithium Ion accu - te monteren op vrijwel alle rolstoelen - 1 Ergonomic Control System die programmatie mogelijk maakt		
I489214	Anti-kip systeem met kantelarmen, steunwielen en montagedelen	400,00	
<input checked="" type="checkbox"/> I490667	Acculader standaard 12V - 3,4 Ah	400,00	
<input checked="" type="checkbox"/> I467178	Adapters voor de rolstoel	0,00	
	Totaalprijs	5200,00	
<b>BASISMODEL</b>			
I490998	E-Motion M15 met ECS	6200,00	
	bestaande uit: - twee 24" aandrijfwielen met motoren - Quick release assen en puncture proof luchtbanden - set van 2 stuks Lithium Ion accu's, - te monteren op vrijwel alle rolstoelen - 1 Ergonomic Control System die programmatie mogelijk maakt		
<input checked="" type="checkbox"/> I490667	Acculader standaard 12V - 3,4 Ah	400,00	
<input checked="" type="checkbox"/> I467178	Adapters voor de rolstoel	0,00	
	Totaalprijs	6600,00	
<b>BIJKOMENDE OPTIES</b>			
<b>OVERIGE UITVOERINGSVORMEN</b>			
I490910	E-motion M15 met 22" wielen	5600,00	
I490998	E-motion M15 met ECS (Ergonomic control system) uitgevoerd met 22" wielen	6200,00	
De adapter dient ook bijgerekend te worden			
<b>OPTIES VOOR BEDIENING</b>			
I490821	Houder voor ECS programmeerunit	240,00	
I490707	ECS programmeerunit, als losse bestelling	550,00	
<b>alleen met ECS keuze uit 2 ondersteunde rijniveaus!</b>			

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
<b>ACCU'S EN OPTIES</b>		
I490492	Uitneembare Lithium Ion accu, (per stuk) als losse bestelling	400,00
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>		
I490973	Spaakbeschermers 24"	160,00
I490975	Spaakbeschermers 22"	160,00
<b>OVERIG</b>		
I456265	Ombouw set QR assen voor gebruik van de normale wielen op E-motion asbevestiging	150,00
<b>HOPELOPTIES</b>		
I490996	Set rubber hoepelovertrekken 24"	150,00
I490997	Set rubber hoepelovertrekken 22"	150,00
I457829	Rubber coated hoepels (alleen voor 24")	240,00
<b>VEILIGHEID</b>		
I489214	Anti-kip systeem met kantelarmen, steunwielen en montagedelen (altijd rolstoeltype en zitbreedte opgeven)	400,00
<b>Om een rolstoel met E-motion zo veilig mogelijk te maken, wordt aanbevolen een anti-kip te monteren!</b>		
<b>MONTAGE INFORMATIE</b>		
	Montage bij INVACARE, stuur de rolstoel naar Loppem	150,00
	Montage door de dealer (Opgelet de dealer is verantwoordelijk voor de correcte installatie)	
	Mag de achteraspositie eventueel aangepast worden?	
	Ja	Nee
	Mag het rolstoelframe ingekort worden om een optimale bevestiging van de anti-kip te bewerkstelligen?	
	Ja	Nee
	<p><b>NB</b> De maximale belasting van de M15 is 180 kg, dit is inclusief eindgebruikersgewicht en gewicht van de rolstoel (incl.aanpassingen)</p> <p><b>NB</b> Bij een eindgebruikersgewicht van meer dan 80 kg is de camber van de wielen altijd 0 graden</p> <p><b>NB</b> Inregelen van de wielen tav snelheid, eigenschappen en 2 rijniveaus alleen mogelijk in combinatie met de ECS programeerunit</p>	
	<p>Wat voor type armsteun heeft de rolstoel?</p> <p>(wegklapbaar etc)</p> <p>Als er een afstandsbediening is besteld, waar moet deze worden gemonteerd?</p> <p>Links      Rechts</p> <p>Afstand vanaf einde armlegger:</p> <p>                cm</p> <p>Hoogte t.o.v. de armlegger:</p> <p>                cm</p> <p>Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, gelieve deze dan hier te vermelden.</p>	

