



Yes, you can.®



Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**KÜSCHALL ADVANCE** CE  
Manuele Actieve Rolstoel

Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg  
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar  
We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10 mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Datum : \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆ DDV0041	KÜSCHALL ADVANCE		<b>3.150,00</b>	
DDV0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen toevoegen!	Op aanvraag	
<b>OPTION PACKAGES</b>		Indien een package wordt gekozen: onnodig de optie opnieuw aan te kruisen op de volgende pagina's!		
DDV2002	Light package 1: Titanium rug en voetsteun - Carbon as		926,99	
DDV2003	Light package 2: Titanium rug en voetsteun - Carbon as - Light rugbekleding		1.029,99	
DDV2004	Light package 3: Titanium rug en voetsteun - Carbon as - Light rugbekleding - 24" Spinergy LXX wielen		1.709,79	
<b>ZITOPTIES</b>				
<b>FRAME</b>		Hoek / Type		
◆ DDV0284	75° - Aluminium			
DDV0285	75° - Aluminium toelopend voorframe	Niet voor SB340mm; niet met quick release frame optie	Geen meerprijs!	
DDV0289	90° - Aluminium		Niet met 6" voorwielen	
DDV0290	90° - Aluminium toelopend voorframe	Niet voor SB340mm; niet met quick release frame optie en 6" voorwielen	Geen meerprijs!	
<b>ZITBREEDTE (SB)</b>				
DDV0124	340mm	Niet met toelopend voorframe; niet mogelijk met MatrX kussens en ruggen	DDV0132	420mm
DDV0126	360mm		DDV0134	440mm
DDV0128	380mm		DDV0136	460mm
◆ DDV0130	400mm			
<b>ZITDIEPTE (ST)</b>				
DDV0412	360mm	Niet mogelijk met MatrX kussens	DDV0424	460mm
DDV0415	380mm		DDV0427	480mm
◆ DDV0417	400mm		DDV0429	500mm
DDV0420	420mm		DDV0431	520mm
DDV0422	440mm			
<b>RUGHOOGTE (RH)</b>		Met buisvormige armsteunen RH 270 - 330 mm: enkel met standaard handvaten of zonder!		
DDV0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug		Altijd kiezen voor MatrX rug	
DDV0548	270mm	Niet met in hoogte instelbare duwhandvaten (0703)	DDV0516	390mm
DDV0580	285mm	Steeds dit kiezen voor lagere ronde rugbuis	DDV0518	405mm
DDV0550	300mm		DDV0520	420mm
DDV0503	315mm		DDV0522	435mm
DDV0506	330mm		DDV0524	450mm
DDV0509	345mm		DDV0526	465mm
DDV0512	360mm		DDV0528	480mm
◆ DDV0514	375mm			



75° frame : SHh 0 - 80mm < SHv  
90° frame : SHh 40 - 120mm < SHv

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>ZITHOOGTE VOOR (SHv)</b>		<b>TRAPLOOS VERSTELBAAR</b>	
DDV0847	450mm	DDV0853	510mm
DDV0848	460mm	DDV0854	520mm
DDV0849	470mm	DDV0855	530mm
DDV0850	480mm	DDV0856	540mm
DDV0851	490mm	DDV0857	550mm
◆ DDV0852	500mm		
<b>ZITHOOGTE ACHTER (SHh) 75°: SHh=SHh-80mm tot 0mm; 90°: SHh=SHh-100mm tot-40mm</b>		<b>TRAPLOOS VERSTELBAAR</b>	
DDV0949	SHh 440mm		
DDV0950	SHh 450mm		
DDV0944	SHh 390mm	DDV0951	SHh 460mm
DDV0945	SHh 400mm	DDV0952	SHh 470mm
DDV0946	SHh 410mm	DDV0953	SHh 480mm
DDV0947	SHh 420mm	DDV0954	SHh 490mm
◆ DDV0948	SHh 430mm		
<b>ONDERBEENLENGTE (UL) 75°: UL ≤ SHv -300mm; 90°: UL ≤ SHv -400mm</b>		<b>TRAPLOOS VERSTELBAAR</b>	
DDV1663	UL 220mm	DDV1679	UL 380mm
DDV1664	UL 230mm	DDV1680	UL 390mm
DDV1665	UL 240mm	DDV1681	UL 400mm
DDV1666	UL 250mm	DDV1682	UL 410mm
DDV1667	UL 260mm	DDV1683	UL 420mm
DDV1668	UL 270mm	◆ DDV1684	UL 430mm
DDV1669	UL 280mm	DDV1685	UL 440mm
DDV1670	UL 290mm	DDV1686	UL 450mm
DDV1671	UL 300mm	DDV1687	UL 460mm
DDV1672	UL 310mm	DDV1688	UL 470mm
DDV1673	UL 320mm	DDV1689	UL 480mm
DDV1674	UL 330mm	DDV1690	UL 490mm
DDV1675	UL 340mm	DDV1691	UL 500mm
DDV1676	UL 350mm	DDV1692	UL 510mm
DDV1677	UL 360mm	DDV1693	UL 520mm
DDV1678	UL 370mm		
<b>RUG</b>			
<b>MATERIAAL RUG</b>			
◆ DDV0730	Aluminium		
DDV0731	Titanium	Niet voor optie "lagere ronde rugbuis" of rechte rugbuis en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	526,19
<b>RUGBUIS</b>			
◆ DDV0770	Standaard rug		
DDV0772	Rug met lagere ronde rugbuis	Enkel zonder rugbekleding en voor MatrX rug; enkel zonder duwhandvatten of met hoogte instelbare geïntegreerde handvatten	
DDV0773	Rug met rechte rugbuis	Niet met Titanium rug; enkel voor MatrX rug; enkel zonder duwhandvatten of met hoogte instelbare geïntegreerde handvatten	
<b>RUGBEKLEDING</b>			
DDV0721	Light	Niet met hoogteverstelbare duwhandvaten opbouw	105,83
◆ DDV0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding		
DDV0735	Aero back, naspanbaar		59,46
DDV0769	Zonder rugbekleding	Enkel in combinatie met 0772 of 0773	

75° frame : UL ≤ SHv - 30mm  
90° frame : UL ≤ SHv - 40mm



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>MATRIX RUGGEN</b>		Niet met standaard rug; extra levertijd	
DDV0764	Matrix MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	Niet voor SB 340 en 480mm	920,00
DDV0765	Matrix MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	Niet voor SB 340 en 480mm	920,00
DDV0766	Matrix MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	Niet voor SB 340 en 480mm	920,00
DDV0767	Matrix MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	Niet voor SB 340mm en 480mm	920,00
DDV0756	Elite Deep, hoogte 310 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340mm	758,75
DDV0757	Elite Deep, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340mm	758,75
DDV0758	Elite Standard, hoogte 260 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340mm	641,25
DDV0759	Elite Standard, hoogte 310 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340mm	641,25
DDV0760	Elite Standard, hoogte 360 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340, 480 en 500 mm	641,25
DDV0761	Elite Standard, hoogte 410 mm met easy-set hardware	Niet voor SB 340mm	641,25
<b>DUWHANDVATEN</b>			
◆ DDV0750	Zonder duwhandvaten		
DDV0751	Vast, kort	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug	108,83
DDV0702	Vast, lang	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug	108,83
DDV0703	Hoogteverstelbaar; achteraan opbouw	Niet met lagere ronde of rechte rugbuis/ niet met RH 270mm/ niet met titanium rug/niet met light bekleding/niet met RH 285 tot 330mm in combinatie met buisvormige armleggers	246,75
DDV0704	Vouwbare duwhandvaten	Niet met lagere ronde rugbuis; rechte rugbuis enkel in combi met MatrX rug	246,75
DDV0733	Hoogteverstelbaar geïntegreerd (enkel voor optie "zonder rugbekleding")	Niet met standaard rug	246,75
<b>RUGHOEK (RW)</b>			
DDV0718	78° met de zit	DDV0711	90° met de zit
◆ DDV0709	82° met de zit	DDV0723	94° met de zit
DDV0719	86° met de zit		
<b>ZIT</b>			
<b>ZITKUSSEN</b>		Aangepast zitkussen gebruiken op de zitplaat!	
DDV0600	Standaard, 60 Mm met visco toplaag		90,20
DDV0662	MatrX Libra kussen		<b>418,16</b>
DDV0663	MatrX Vi kussen		409,72
<b>TASJE ZIT</b>		Aangepast zitkussen gebruiken op de zitplaat!	
DDV0606	Zittasje, click-in en afneembaar		81,91
<b>VOETSTEUN</b>			
<b>TYPE VOETSTEUN</b>			
◆ DDV1508	Vaste buis, Aluminium		
DDV1509	Vaste buis, Titanium		295,49
DDV1570	Carbon voetplaat, hoekverstelbaar		<b>259,90</b>
<b>VOETSTEUN</b>			
DDV1513	Met afdekplaat op de voetbuis		67,69
<b>KLEDINGBESCHERMERS</b>			
<b>KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN</b>			
◆ DDV1401	Carbon kledingbeschermers		
DDV1408	Carbon spatborden		299,95
<b>ARMSTEUNEN</b>		Incl. kledingbeschermers	
DDV1416	Hoogteverstelbaar; kort	Niet met spatborden	<b>287,93</b>
DDV1421	Hoogteverstelbaar; lang	Niet met spatborden	<b>287,93</b>



**matrix**  
SEATING SERIES



1509

1401



1408



0606

**CPS-Set omvat:**

Vorken, voorwielen (als Starec gekozen wordt), Starec naven, 24" Starec velgen, QR as dopjes voor Starec naaf

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
<b>ARMLEGGERS</b>			
DDV1411	Buisvormig, hoogteverstelbaar; afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met vouwbare duwhandvatten in combinatie met RH<315mm of hoogteinstelbare duwhandvatten opbouw; niet met Alber e-motion/twion	<b>287,93</b>
<b>FRAME</b>			
<b>STANDAARD FRAMEKLEUREN</b>			
DDV0302	Royal blue	DDV0356	Ivory white
DDV0303	Royal red	DDV0359	Flashy yellow
◆ DDV0314	Black matt	DDV0366	Dynamite Orange
DDV0365	Mercury blue		
DDV0310	Mirror natural Polished		188,49
<b>COLOUR-POWER-SET</b>			
DDV0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		250,00
DDV0329	Colour-Power-Set comet red		250,00
DDV0336	Colour-Power-Set artic blue		250,00
DDV0339	Colour-Power-Set Champagne		250,00
DDV0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel: hoepel enkel beschikbaar in zwart als CPS is gekozen	250,00
<b>VOORWIEL</b>			
<b>VOORWIEL</b>			
DDV0800	3" Supersport	Niet met 75° frame in combinatie met SHv 550mm	
DDV0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDV0803	4" Starec techno-anthracite		147,04
DDV0808	4" Starec comet red		147,04
DDV0831	4" Starec artic blue		147,04
DDV0809	4" Starec black		147,04
DDV0861	4" Starec chrome		147,04
DDV0825	4" Starec champagne		147,04
DDV0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg		250,00
DDV0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg		250,00
DDV0860	4" Comfort wiel met zwart rubber (nieuw model)		
DDV0810	5" Everyday wiel met zwart rubber (nieuw model)		
◆ DDV0863	5" Comfort wiel zwart rubber (nieuw model)		
DDV0813	5" Starec techno anthracite		147,04
DDV0818	5" Starec comet red		147,04
DDV0832	5" Starec artic blue		147,04
DDV0819	5" Starec black		147,04
DDV0862	5" Starec champagne		147,04
DDV0828	5" Starec chrome		147,04
DDV0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg		250,00
DDV0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg		250,00
DDV0820	6" Comfort wiel met zwarte rubber	Niet met 90° frame	
<b>ACHTERWIEL</b>			
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>			
◆ DDV0250	Standaard achterwielbevestiging		
DDV0245	Bevestiging 2e as		195,00
<b>TYPE 1e AS</b>			
◆ DDV0277	Aluminium as, zwart		
DDV0276	Vario-As, regelbare camber 1/3/7/10°	Niet met performance remmen of met Alber twion/e-motion	381,03
DDV0278	Carbon as	Niet met Alber Emotion/Twion	158,75
<b>HOEK 1e AS</b>			
DDV0270	0° camber		
◆ DDV0271	3° camber		



0245



0276



0278

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDV0272	6° camber		
<b>POSITIE 1e AS</b>			<b>TRAPLOOS VERSTELBAAR</b>
DDV0263	140 mm		
DDV0264	125 mm		
DDV0265	110 mm		
DDV0266	95 mm		
DDV0267	80 mm		
<b>TYPE 2e AS</b>		<b>Enkel met bevestiging 2e as</b>	
DDV0252	Aluminium as, zwart		83,70
DDV0280	Vario-As, regelbare camber 1/3/7/10°		381,03
DDV0253	Carbon as	Niet met Alber Emotion/Twion	158,75
<b>HOEK 1e AS</b>		Max. 3° camberverschil met 1e as. Als 1 van de assen Vario-As is: 2e as enkel in 0° of 3° camber!	
DDV0270	0° camber		
DDV0271	3° camber		
DDV0272	6° camber		
<b>QUAD RELEASE AS</b>			
DDV0909	Tetra Clip	Niet met geïntegreerde naafremmen of Spinergy LXX wielen	111,73
<b>ACHTERWIEL MAAT</b>			
◆ DDV0902	24" wiel		
DDV0925	25" wiel	Enkel met High Performance of Spinergy en niet met spaakbeschermers	
DDV0903	26" wiel	Enkel met Starec wielen	435,46
<b>ACHTERWIEL TYPE</b>		Ultra-light fiber wiel is beperkt tot gebruikersgewicht < 100 kg!	
◆ DDV0915	24", 26" küschall Starec; gekruiste spaken	Naaf in CPS indien geselecteerd	
DDV0908	24" High Performance wiel	Naaf in CPS indien geselecteerd/niet met volle banden	396,87
DDV0918	25" High Performance wiel	Naaf in CPS indien geselecteerd/niet met volle banden	396,87
DDV0913	24" Mountain Bike wiel	Enkel mogelijk met alu of Supergripp hoepels	513,48
DDV0906	24" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart/geen CPS/niet met volle banden of tetraclip	675,58
DDV0912	25" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart/geen CPS/niet met volle banden of tetraclip	675,58
DDV0927	Wielen met geïntegreerde naafremmen	24 zilveren spaken; naaf en velgen zwart/niet met tetra clip, vario-as en volle banden	857,11
<b>ALBER ADD ON KIT</b>			
DDV0916	Emotion adapter met 2 Alber antitippers	Enkel met 24" en 0° camber	824,00
DDV0926	Twion adapter met 2 Alber antitippers	Enkel met 24"; niet met 0° camber	824,00
<b>ACHTERBANDEN</b>			
◆ DDV1014	24", 25", 26" Light wiel 7 bar Schwalbe Rightrun zwart/grijs		
DDV1002	24" Profiel band 7 bar		
DDV1010	24", 25", 26" "Marathon Plus" band Schwalbe	Smartguard puncture protected	84,62
DDV1011	24", 25" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant	98,83
DDV1013	24", Schwalbe rightrun blauw	K-guard puncture resistant	32,69
DDV1007	24" Solid band Light, grijs	Niet met high performance wiel, LXX wielen en wielen met geïntegreerde naafremmen	57,65
<b>ANTI-LEK</b>		Niet mogelijk voor Marathon Plus en volle banden	
DDV1020	Anti-lek binnenband bescherming		97,88
<b>HOEPELS</b>			
DDV1102	24", 26" Supergripp, afstand 30 of 40mm		<b>185,18</b>
DDV1104	24", 26" Steel polished, afstand 30mm		105,81
DDV1106	24" Titanium, afstand 30mm		311,69
DDV1107	24" Titanium, afstand 40mm		311,69




1120

	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	DDVI117	24", 25", 26" Light Alu zwart 30mm	
	DDVI124	24", 25", 26" Light Alu zwart 40mm	
	DDVI122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm	<b>320,00</b>
	DDVI121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm	<b>389,95</b>
	DDVI120	24", 25" The Surge LT 30 mm, afstand 30mm	<b>295,60</b>
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
	DDVI200	24", 26" transparant Niet met Spinergy LXX en 25"wielen	143,74
	DDVI202	24" küsch Niet met Mountainbike, LXX wielen en 25"wielen	143,74
	DDVI208	24" Transparant met küschall in witte letters	143,74
<b>VEILIGHEID</b>			
<b>REMMEN</b>		Bekijk de tabel met de mogelijkheden van de remmen in combinatie met de aspositie	
◆	DDVI300	Standaard, gebogen hendel	
	DDVI301	Standaard, rechte hendel	
	DDVI302	Performance rem Niet met Vario-as	74,49
	DDVI303	Actieve rem	22,38
	DDVI306	Trekremmen	
	DDVI399	Zonder remmen, wanneer men kiest voor de wielen met naafremmen	
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>			
<b>REMVERLENGERS</b>		Enkel met standaard remmen, gebogen of rechte hendel	
	DDVI310	Voor standaard rem	<b>17,92</b>
<b>ANTI TIP</b>			
	DDVI702	Anti-kip met buis, rechts Niet met SB 340mm in combinatie met 26"wielen	<b>163,68</b>
	DDVI703	Anti-kip met buis, links Niet met SB 340mm in combinatie met 26"wielen	<b>163,68</b>
	DDVI704	Anti-kip met buis aan beide zijden Niet met SB 340-360mm in combinatie met 26"wielen	<b>327,36</b>
	DDVI705	Actieve anti-kip Niet met vario-as, carbon as of 25"wielen	<b>280,26</b>
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>			
	DDVI730	Bekkingordel	<b>35,84</b>
<b>REFLECTOREN</b>			
	DDVI710	Gemonteerd	13,96
	DDVI711	Bijgevoegd, niet gemonteerd	13,96
<b>ACCESSOIRES</b>			
	DDVI744	Bagagehouder Bijgeleverd	436,44
	DDVI745	Fleshouder Bijgeleverd	54,53
	DDVI700	Transit wielen 3" Niet mogelijk met antitippers rechts en links/Alber Emotion/Twion	465,57
	DDVI739	Framebeschermers vooraan "küschall" 2pc Niet mogelijk met voetplaat opwaarts gemonteerd!	43,05
	DDVI715	Air pump Pomp niet gemonteerd met zitbreedte 34 cm!	10,00
	DDVI726	Tool kit Küschall Advance	5,00
	DDVI728	Tas voor wielen, 22", 24" en 26" achterwielen	63,17
	DDVI734	24" Mountain bike wielen met tas QR assen bijgesloten	561,49
<b>EXTRA VOORFRAME SET</b>			
<b>QUICK RELEASE FRAME</b>		Niet mogelijk met toelopend frame/enkel met aluminium vaste voetbuis	
	DDV3000	Quick release frame	1.000,00
<b>2ndFrameHoek / Type van 2de quick release frame set</b>		Enkel mogelijk met quick release frame	
	DDV3284	75° met de grond Aluminium	
	DDV3289	90° met de grond Aluminium	
<b>FRAME KLEUR 2de QUICK RELEASE FRAME</b>			
	DDV3302	Royal blue	
	DDV3303	Royal red	

	Active brakes		
Wheel size	ST 36-40	ST 42	ST 44-50
22"	140	140	140
24"	110	140	140
25"	110	125	140
26"	95	110	140

	Performance brakes			
Wheel size	ST 36-40	ST 42	ST 44	ST 46-50
22"	140	140	140	140
24"	110	125	140	140
25"	95	110	140	140
26"	80	95	125	140



1705



1744

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DDV3310	Mirror natural Polished	
DDV3314	Black matt	
DDV3356	Ivory white	
DDV3359	Flashy yellow	
<b>VOETPLAAT VOOR 2de QUICK RELEASE FRAME</b>		
DDV3513	Afdekklaar op de voetbuis	67,69
<b>VOORWIELEN VOOR 2de QUICK RELEASE FRAME</b>		
DDV3800	3" Supersport	
DDV3801	4" Everyday wiel (nieuw model)	
DDV3803	4" Starec techno-anthracite	100,00
DDV3808	4" Starec comet red	100,00
DDV3831	4" Starec artic blue	100,00
DDV3809	4" Starec black	100,00
DDV3861	4" Starec chrome	100,00
DDV3825	4" Starec champagne	100,00
DDV3860	4" Comfort wiel zwarte rubber (nieuw model)	
DDV3796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	150,00
DDV3797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	150,00
DDV3810	5" Light wiel	
DDV3863	5" Comfort wiel zwarte rubber	
DDV3813	5" Starec techno anthracite	100,00
DDV3818	5" Starec comet red	100,00
DDV3832	5" Starec artic blue	100,00
DDV3819	5" Starec black	100,00
DDV3862	5" Starec chrome	100,00
DDV3827	5" Starec champagne	100,00
DDV3798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	150,00
DDV3799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	150,00
DDV3820	6 " Comfort wiel	Niet met 90° frame
<b>VOORFRAME BESCHERMERS VOOR 2de QUICK RELEASE FRAME</b>		Niet mogelijk met hoog gemonteerde voetplaat
DDV3739	Voorframe beschermers "küschall" voor 2de quick release frame	43,05
<b>LIFESTYLE COLLECTIE VERKRIJGBAAR ALS SPARE PART</b>		
1553795	küschall fleece body warmer S	70,00
1553796	küschall fleece body warmer M	70,00
1553797	küschall fleece body warmer L	70,00
1553798	küschall fleece body warmer XL	70,00
1553799	küschall fleece body warmer XXL	70,00
1553800	küschall fleece body warmer XXXL	70,00
1531382	küschall T-Shirt black/grey M man	30,00
1531383	küschall T-Shirt black/grey L man	30,00
1531463	küschall T-Shirt black/grey XL man	30,00
1531464	küschall T-Shirt black/grey XXL man	30,00
1531189	küschall T-Shirt black/grey S woman	30,00
1531379	küschall T-Shirt black/grey M woman	30,00
1531380	küschall T-Shirt black/grey L woman	30,00
1531381	küschall T-Shirt black/grey XL woman	30,00
1550289	küschall Sweatshirt S	70,00
1518301	küschall Sweatshirt XXL	70,00
1513357	küschall Jacket S	130,00
1513358	küschall Jacket M	130,00
1513359	küschall Jacket L	130,00
1513360	küschall Jacket XL	130,00



1728



1739



T-shirt black/grey



Jacket



CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
1513361	küschall Jacket XXL	130,00

**DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN**

	CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
	SB	
	ST	
	RH	
	SHv	
	SHh	
	UL	
	RW	
	GL / GB	
	USER WEIGHT	
USER SIZE		

**MYküschall****Omschrijving van de aanvraag****Criteria om te kiezen op basis van de prijslijst:**

1. Frame hoek
  2. Zithoogte voor (ZHv)
  3. Voorwiel maat
  4. Onderbeenlengte
- Alle bovenstaande criteria bepalen de lengte van het frame (kort/middellang/lang)

Frame	75° frame hoek				90° frame hoek		
Voorwiel	3"	4"	5"	6"	3"	4"	5"
ZHv 450	kort	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 460	kort	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 470	middellang	kort	kort	kort	kort	kort	kort
ZHv 480	middellang	middellang	kort	kort	middellang	kort	kort
ZHv 490	middellang	middellang	middellang	kort	middellang	middellang	kort
ZHv 500	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang
ZHv 510	lang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang	middellang
ZHv 520	lang	lang	middellang	middellang	lang	middellang	middellang
ZHv 530	lang	lang	lang	middellang	lang	lang	middellang
ZHv 540	lang	lang	lang	lang	lang	lang	lang
ZHv 550	lang	lang	lang	lang	lang	lang	lang

**Uitzonderingen:**

- Bij 75° frame en OBL > 430 mm dan middellange frame gemonteerd in plaats van korte frame.  
 Bij 75° frame en OBL > 480 mm dan lang frame gemonteerd in plaats van middellange frame.  
 Bij 90° frame en OBL > 420 mm dan middellange frame gemonteerd in plaats van korte frame.  
 Bij 90° frame OBL > 470 mm dan lange frame gemonteerd in plaats van middellange frame.

**Mogelijke onderbeenlengte volgens frame lengte en voetbeugel/voetplaten:**

	75°-kort	75°-middellang	75°-lang	90°-kort	90°-middellang	90°-lang
Standaard voetbeugel aluminium or titanium	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Carbon voetplaat hoekinstelbaar	350 - 430	400 - 480	450 - 520	350 - 420	400 - 470	450 - 510
Opklapbare voetplaat	310 - 430	360 - 480	410 - 520	310 - 420	360 - 470	410 - 510

Alle onderbeenlengtes onder degene hierboven genoemd zullen worden gemonteerd met hooggemonteerde voetplaten.  
 De maximale mogelijke onderbeenlengte met 75° frame is: ZHv min 300mm  
 De maximale mogelijke OBL met 90° frame is: ZHv min 400mm