

Yes, you can.


 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Kuschall K-Series 2.0**

Manuele Actief Rolstoel met vast frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg  
 - Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar  
 - We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughogte en onderbeenlengte

**Kuschall**  
 UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje      Standaard optie      Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in € 6% BTW inbegrepen
DKA0067	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuschall® K-Series 2.0		<b>2.724,97</b>
<b>SPECIALE FABRICATIE</b>				
DKA0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag
UKA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UKAXXXX te kunnen aanduiden	
<b>ZITOPTIES</b>				
<b>FRAME</b>				
DKA1040	<input checked="" type="checkbox"/>	75° frame - Aluminium (toelopend)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)	
DKA1050	<input type="checkbox"/>	75° frame - Aluminium - adductie voorframe	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240)	110,00
DKA1060	<input type="checkbox"/>	75° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopend)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	
DKA1070	<input type="checkbox"/>	90° frame - Aluminium (toelopend)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)	
DKA1080	<input type="checkbox"/>	90° frame - Aluminium - adductie voorframe	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240)	110,00
DKA1090	<input type="checkbox"/>	90° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopend)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760,)	
<b>VERING</b>				
DKA1200	<input type="checkbox"/>	40-65 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1740,	429,00
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65-85 kg	1745, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030,	429,00
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85-100 kg	6040, 6420, 6430, 6950)	429,00
<b>ZITBREEDTE (SB)</b>				
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)	
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)	
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	(NC : 2364 to 2372, 2710, 2748)	
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	(NC: 2366 to 2372)	
DKA1330	<input checked="" type="checkbox"/>	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)	
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630)	
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	(NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)	
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)	
<b>ZITDIEPTE (ST)</b>				
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	(NC : 2710, 2720, 2748, 7810, 7820, 7830)	


Adductie frame



Toelopend frame




CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DKA1435	◆	400 mm	
DKA1450	□	425 mm	(NC : 2740, 2746)
DKA1465	□	450 mm	(NC : 2630)
DKA1475	□	475 mm	(NC : 2630)
DKA1490	□	500 mm	(NC : 2630, 2710)
DKA1495	□	525 mm	(NC : 2630, 2610, 2710)
<b>ZITPOSITIE (SP) 1 is de minst stabiele en 5 is de meest stabiele positie</b>			
DKA1500	□	Position 1 = 140 mm	
DKA1510	□	Position 2 = 125 mm	
DKA1520	◆	Position 3 = 110 mm	
DKA1530	□	Position 4 = 95 mm	
DKA1540	□	Position 5 = 80 mm	
<b>RUGHOOGTE (RH)</b>			
DKA1605	□	270 mm	
DKA1610	□	285 mm	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)
DKA1615	□	300 mm	
DKA1620	□	315 mm	
DKA1625	□	330 mm	
DKA1630	□	345 mm	
DKA1635	□	360 mm	(NC : 2210)
DKA1640	◆	375 mm	(NC : 2210)
DKA1645	□	390 mm	(NC : 2210)
DKA1650	□	405 mm	(NC : 2210)
DKA1655	□	420 mm	(NC : 2210)
DKA1660	□	435 mm	(NC : 2150; 2210; MatrX backrests)
DKA1665	□	450 mm	(NC : 2150; 2210; MatrX backrests)
DKA1670	□	465 mm	(NC : 2150; 2210; MatrX backrests)
DKA1675	□	480 mm	(NC : 2150; 2210; MatrX backrests)
<b>ZIE TABEL OP DE LAATSTE PAGINA VOOR GEDETAILLEERDE INFO OVER (SHv), (UL) EN KEUZE VAN DE ACHTERWIELEN</b>			
<b>ZITHOOGTE VOOR (SHv)</b>			
DKA1740	□	450 mm	
DKA1745	□	460 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)
DKA1750	□	470 mm	
DKA1755	□	480 mm	
DKA1760	□	490 mm	
DKA1765	◆	500 mm	
DKA1770	□	510 mm	
DKA1775	□	520 mm	
<b>ZITHOOGTE ACHTER (SHh)</b>			
DKA1815	□	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)
DKA1820	□	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)
DKA1825	□	410 mm	(NC : 3490, 3495)
DKA1830	□	420 mm	
DKA1835	◆	430 mm	
DKA1840	□	440 mm	
DKA1845	□	450 mm	
DKA1850	□	460 mm	
DKA1855	□	470 mm	
DKA1860	□	480 mm	
DKA1865	□	490 mm	(NC : 6430)
<b>ONDERBEENLENGTE (UL)</b>			
<b>Voor 75°: UL &lt; SHv -30mm; voor 90°: UL &lt; SHv -40mm</b>			
DKA1918	□	290 mm	
DKA1920	□	300 mm	
DKA1922	□	310 mm	
DKA1924	□	320 mm	
DKA1926	□	330 mm	
DKA1928	□	340 mm	
DKA1930	□	350 mm	
DKA1932	□	360 mm	
DKA1934	□	370 mm	
DKA1936	□	380 mm	
DKA1938	□	390 mm	
DKA1940	□	400 mm	
DKA1942	□	410 mm	
DKA1944	□	420 mm	
DKA1946	◆	430 mm	
DKA1948	□	440 mm	
DKA1950	□	450 mm	
DKA1952	□	460 mm	
DKA1954	□	470 mm	



75°: LLL ≤ FSTF -30MM  
90°: LLL ≤ FSTF -40MM

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!



$$UL = ULpat - SK$$

Voor een UL < 390mm en afhankelijk van de configuratie kan de voetplaat hoog gemonteerd zijn

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DKA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm			
<b>RUGLEUNING</b>					
<b>MATERIAAL VAN HET RUGFRAME</b>					
DKA2000	<input checked="" type="checkbox"/>	Aluminium	Niet met zitbreedte 320 mm		
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Titanium	(NC : 2150, 2430, 7600)	605,00	
<b>RUGBUIJS</b>					
DKA2100	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard rug	(NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Rug met lagere rugbuis (rugbuis hoogte is 285mm)	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)		
<b>RUGBEKLEDING</b>					
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Rugbekleding "Light"	Niet met SB>420/RH>345mm (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440)		
DKA2220	<input checked="" type="checkbox"/>	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Aeroback, naspanbaar		71,50	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding			
<b>RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL</b>					
UKA2241	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	
UKA2242	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UKA2243	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UKA2244	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UKA2245	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UKA0002	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
<b>RUGBEKLEDING BORDURING</b>					
UKA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00	
UKA2248	<input type="checkbox"/>	Avonturier		250,00	
UKA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		250,00	
UKA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		250,00	
UKA2251	<input type="checkbox"/>	Küschall logo		250,00	
UKA0003	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
<b>RUGBEKLEDING FLOCKING</b>					
UKA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00	
UKA2255	<input type="checkbox"/>	Avonturier		125,00	
UKA2256	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		125,00	
UKA2257	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		125,00	
UKA2259	<input type="checkbox"/>	Verfspatten		125,00	
UKA0004	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
<b>MATRX RUGGEN</b>					
<b>Extra 7 dagen levertijd</b>					
DKA2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	
DKA2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware		750,00	








Matrx MX2



Elite Deep E2



Elite E2

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware		750,00	
<b>BREEDTE MATRX RUGGEN</b>					
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2369	<input type="checkbox"/>	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
<b>DUWHANDVATTEN</b>					
DKA2400	<input checked="" type="checkbox"/>	Zonder duwhandvatten			
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, kort		126,50	
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, lang		126,50	
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten/ opbouw		280,00	
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten; geïntegreerd		280,00	
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Inklapbare duwhandvatten	Niet met BH 315 tot 330 mm en buisvormige armliggers	280,00	
<b>RUGHOEK (RW)</b>					
DKA2500	<input type="checkbox"/>	74° met de zitting			
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78° met de zitting			
DKA2540	<input checked="" type="checkbox"/>	82° met de zitting			
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86° met de zitting			
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90° met de zitting			
DKA2590	<input type="checkbox"/>	94° met de zitting			
<b>ZITTING</b>					
<b>ZITBEKLEDING</b>					
DKA2600	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard			
DKA2601	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Naspanbaar met één centrale klittenband	niet mogelijk met zitdiepte 525 mm	104,50	
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Light zitbekleding	niet mogelijk met SW > 420 mm; SD > 425 mm	44,00	
<b>ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL</b>					
UKA2602	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	
UKA2603	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UKA2604	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UKA2605	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UKA2606	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UKA0005	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
<b>ZITKUSSENS</b>					
DKA2700	<input type="checkbox"/>	Standaard zitkussen	60 mm dubbel schuim met visco toplaag	104,50	
DKA2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, 78 mm hoog		125,00	
DKA2720	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra kussen, 83mm hoog	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 375 mm	<b>520,89</b>	
<b>LIBRA ACCESSOIRES</b>					
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Supplementaire gel zak		<b>14,88</b>	
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Hoekwig		<b>14,88</b>	
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Abductiekussen		<b>14,88</b>	
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Laterale zijwig		<b>14,88</b>	
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Voorste wig		<b>14,88</b>	
<b>SEAT RIGIDIZER</b>					
DKA2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	
<b>TASJE ZITTING</b>					
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	
<b>ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING</b>					
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Groot		49,50	
<b>VOETSTEUN</b>					
DKA3200	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste buis, Aluminium	UNIQUE ANODISATIE MOGELIJK		
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Vaste buis, Titanium		341,00	
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Carbon, hoekverstelbaar	(NC: 3290)	<b>294,93</b>	
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Zijdelings opklapbare voetplaat, hoekinstelbaar	Niet mogelijk met adductie frame; Niet met SW 480 mm en 500 mm (NC: 3290)	<b>484,33</b>	
<b>VOETSTEUN COVER</b>					
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Cover voor voetsteun (vaste buis)		77,00	
<b>VOET-EN BEENSTEUN</b>					
DKA3300	<input checked="" type="checkbox"/>	Kuitband, gemonteerd op het frame			


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00
<b>AFZONDERLIJKE VOETPLATEN MET FIXATIESTANG (VAST COMPOSIT OF HOEKINSTELBAAR CARBON)</b>				
	<input type="checkbox"/>	Enkel op aanvraag	Levertermijn +3 weken	Op aanvraag
<b>KLEDINGSBESCHERMERS</b>				
<b>KLEDINGSBESCHERMERS / SPATBORDEN</b>				
DKA3405	◆	Kunststof kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK Verhoogt de zitbreedte met 0-5 mm	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar	Verhoogt de zitbreedte met 0-5 mm	165,00
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 3495) Verhoogt de zitbreedte met 5-10 mm	340,00
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Kunststof spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 3495, 6950) Verhoogt de zitbreedte met 5-10 mm	165,00
<b>UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS</b>			<b>ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS</b>	
UKA3422	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT		650,00
UKA3423	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT BLAUW		700,00
UKA3424	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		700,00
UKA3425	<input type="checkbox"/>	NEON ORANJE		700,00
UKA3426	<input type="checkbox"/>	NEON ROOD		700,00
UKA0006	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		700,00
UKA0007	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag
<b>ARMSTEUNEN</b>				
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met wegklapbare of opbouw duwhandvatten in combinatie met BH < 315mm; niet met Alber e-motion/twion	327,70
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbaar, kort	Niet met spatborden en met SHh<420mm	<b>360,88</b>
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbaar, lang	Niet met spatborden en met SHh<420mm	<b>360,88</b>
<b>FRAME</b>				
<b>STANDAARD FRAMEKLEUREN</b>				
DKA4000	◆	SPACE BLACK		
DKA4010	<input type="checkbox"/>	ANTHRACITE GREY		
DKA4020	<input type="checkbox"/>	PURE WHITE	(NC : 4220)	
DKA4030	<input type="checkbox"/>	CARMINE RED		
DKA4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE		
DKA4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4145	<input type="checkbox"/>	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn	200,00
DKA4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn	200,00
UKA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00
UKA4102	<input type="checkbox"/>	SATIN GREY	15 dagen langere levertermijn	750,00
UKA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00
UKA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00
UKA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00
UKA0008	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag
<b>KERAMISCHE VERNIS</b>				
UKA4066	<input type="checkbox"/>	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UKA410* kleuren mogelijk	550,00
<b>STYLING</b>				
DKA4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DKA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DKA4197	<input type="checkbox"/>	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
<b>BOLD KLEUREN</b>				
DKA4200	<input type="checkbox"/>	BLACK		
DKA4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY		
DKA4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY		
DKA4230	<input type="checkbox"/>	RED		
DKA4240	<input type="checkbox"/>	BLUE		
DKA4250	<input type="checkbox"/>	GOLD		
UKA4252	<input type="checkbox"/>	NEON YELLOW		195,00
UKA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		195,00
UKA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		195,00



3440










3480




3490



BOLD

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
UKA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		195,00		
UKA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		195,00		
UKA0009	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag		
<b>TAG KLEUREN</b>						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	BLACK			TAG	
DKA4310	<input checked="" type="checkbox"/>	RED				
<b>VOORWIELEN</b>						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" Supersport			 5200 / 5250 / 5450 / 5500   5350   5050 / 5300	
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" Everyday wiel met zwarte rubber				
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" Comfort wiel met zwarte rubber				
DKA5150	<input type="checkbox"/>	4" starec wielen met zwarte alu velg		71,50		
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)				
DKA5350	<input checked="" type="checkbox"/>	5" Comfortwiel met zwart rubber (nieuw model)				
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" starec wielen met zwarte alu velg		71,50		
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
<b>FROGLEGS - VELG KLEUREN</b>						
UKA5502	<input type="checkbox"/>	ROZE		250,00		
UKA5504	<input type="checkbox"/>	ORANJE		250,00		
UKA5506	<input type="checkbox"/>	BLAUW		250,00		
UKA5507	<input type="checkbox"/>	PAARS		250,00		
UKA5508	<input type="checkbox"/>	ROOD		250,00		
UKA5509	<input type="checkbox"/>	GOUD		250,00		
<b>KERAMISCHE LAGER</b>						
UKA5510	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		345,00		
<b>ACHTERWIELEN</b>						
<b>ACHTERWIELBEVESTIGING</b>						
DKA6020	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard wielpositie	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)			
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Korte achterwielverlenging	Niet met RSTF < 410 mm (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	302,50		
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Achterwielverlenging	Niet met RSTF < 410 mm (NC : 6070)	302,50		
<b>TYPE 1E AS</b>						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Vario-as met instelbare camber 1 / 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	440,00		
DKA6060	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard as				
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Carbon as	(NC : 6950)	192,50		
<b>POSITIE 1E AS</b>						
<b>Enkel met achterwielverlenging. Met een 2e as staat de 1e as steeds in positie 1!</b>						
DKA6100	<input type="checkbox"/>	1e positie van vooraan				
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
<b>CAMBER 1E AS</b>						
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	(NC : 6270)			
DKA6210	<input checked="" type="checkbox"/>	3°				
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	(NC 6240, 6250, 6950)			
<b>TYPE 2E AS</b>						
<b>Enkel met achterwielverlenging. Met een 2e as staat de 2e as steeds in positie 5!</b>						
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Standaard as	(NC: 6500, 6950)	99,00		
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Vario-as met instelbare camber 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	440,00		
<b>CAMBER 2E AS</b>						
<b>Maximaal 3° verschil met camber 1e as. Indien slechts 1 vario-as, 2e as 0° of 3°!</b>						
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°				
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°				
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°				
<b>QUAD RELEASE AS</b>						
DKA6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00	 6300	
<b>ACHTERWIEL MAAT</b>						
DKA6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6700, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240)	495,00
<b>TYPE WIELEN</b>				
DKA6500	<input checked="" type="checkbox"/>	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC: alle hoepels, 6900, 6910)	
DKA6510	<input type="checkbox"/>	24", 26" küschall Starec wielen; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	200,00
DKA6520	<input type="checkbox"/>	24", 25" High Performance wielen	(NC : 6660)	420,00
DKA6550	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UKA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.300,00
UKA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.400,00
UKA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.450,00
UKA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00
<b>VELG - GEANODISEERD KLEUR</b>				
UKA6557	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UKA6558	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UKA6559	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UKA6560	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UKA6561	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UKA6562	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
<b>NAAF - GEANODISEERD KLEUR</b>				
UKA6563	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UKA6564	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UKA6565	<input type="checkbox"/>	ZILVER		399,00
UKA6566	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UKA6567	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UKA6568	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UKA6569	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
<b>SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR</b>				
UKA6570	<input type="checkbox"/>	BLAUW		150,00
UKA6571	<input type="checkbox"/>	GROEN		150,00
UKA6572	<input type="checkbox"/>	ORANJE		150,00
UKA6573	<input type="checkbox"/>	ROZE		150,00
UKA6574	<input type="checkbox"/>	ROOD		150,00
UKA6575	<input type="checkbox"/>	PAARS		150,00
UKA6576	<input type="checkbox"/>	WIT		150,00
UKA6577	<input type="checkbox"/>	GEEL		150,00
<b>KERAMISCHE LAGER</b>				
UKA6579	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		299,00
<b>TYPE BANDEN Niet voor mountainbike wielen en OAD</b>				
DKA6600	<input type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard		
DKA6625	<input type="checkbox"/>	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DKA6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite		100,00
DKA6660	<input type="checkbox"/>	24" Volle band, zwart	(NC : 6690, 7230)	65,00
<b>HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)</b>				
DKA6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		<b>212,84</b>
DKA6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50
DKA6720	<input type="checkbox"/>	24" Titanium, afstand 30mm		357,50
DKA6740	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		<b>367,80</b>
DKA6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		<b>367,80</b>
DKA6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		<b>336,34</b>
DKA6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		<b>416,46</b>
DKA6780	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs		
DKA6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart		
<b>SPAARBESCHERMERS (PER PAAR)</b>				
DKA6900	<input type="checkbox"/>	24", 26" transparant		165,00
DKA6910	<input type="checkbox"/>	24" küsch zwart		165,00
<b>ALBER ADD ON KIT</b>				
<b>Enkel met korte achterwielverlenging en in 1 positie; niet met buisvormige armleggers</b>				
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Twion/emtion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	800,00
<b>UNIQUE - ANODISATIE KIT</b>				



6600 6625



6630 6660



6700 6710







6720



6740



6790 6760

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
UKA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00		
UKA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, ziteinde		599,00		
UKA6962	<input type="checkbox"/>	KIT3: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, ziteinde, asklem en kuitbandbevestiging		699,00		
<b>UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN</b>						
UKA6963	<input type="checkbox"/>	ROOD				
UKA6964	<input type="checkbox"/>	PAARS				
UKA6965	<input type="checkbox"/>	KOPER				
UKA6966	<input type="checkbox"/>	GROEN				
UKA6967	<input type="checkbox"/>	ORANJE				
UKA6968	<input type="checkbox"/>	GOUD				
UKA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE				
UKA6970	<input type="checkbox"/>	FLUO ROZE				
UKA6971	<input type="checkbox"/>	BLAUW				
UKA6972	<input type="checkbox"/>	SPIEGEL GEPOLIJST				
<b>VEILIGHEID</b>						
<b>REMMEN</b>						
DKA7210	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard, gebogen hendel				
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Performance remmen	(NC : 7300)	88,00	 7250	
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Actieve remmen (schaarremmen)	(NC : 7300)	60,50		
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00		
<b>REMPERLENGERS</b> Enkel voor standaard remmen, gebogen hendel						
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Remverlenger voor standaard remmen met gebogen hendel		<b>22,30</b>		
<b>ANTI-KIP</b>						
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, rechts		<b>190,83</b>	 7500 / 7520	
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, links		<b>190,83</b>		
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Anti-kip aan beide zijden met buis	(NC : 8300)	<b>381,63</b>		
<b>TRANSPORTKIT</b> Enkel met RH>400mm, alu frame en niet met Matrx ruggen						
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Transportkit (labels)		12,00		
<b>VEILIGHEIDSGORDEL</b>						
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Bekkengordel		<b>44,65</b>	Evoflex gordel verstelbaar van 35 mm tot 125 mm naar achteren t.o.v. de voorkant van de stoelbekleding. <b>6 posities in stappen van 15 mm</b>  7810 / 7820 / 7830	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, S, Flat-mount push button		<b>220,00</b>		
DKA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, M, Flat-mount rehab latch		<b>220,00</b>		
DKA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, L, Flat-mount rehab latch		<b>220,00</b>		
<b>REFLECTOREN</b>						
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd		22,00		
DKA7910	<input type="checkbox"/>	Niet gemonteerd		22,00		
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>FRAMEBESCHERMING</b> NC met e-motion adapter; Niet aan dezelfde zijde als anti-tip						
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Voorframe beschermers "küsfall"		49,50	 8300	
<b>STOKHOUDER</b> NC met e-motion adapter; Niet aan dezelfde zijde als anti-tip						
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Rechts		121,00		
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Links		121,00		
<b>TRANSITWIELEN</b> Niet mogelijk met antitippers rechts en links/Alber Emotion/Twion						
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Transitwielen 3"		522,50		
<b>ANDERE</b>						
DKA8500	<input type="checkbox"/>	Pomp	Niet met SW 340mm	27,50		
DKA8550	<input type="checkbox"/>	Tool kit		16,50		
DKA8600	<input type="checkbox"/>	Hoogte achter aanpassingsset		71,50		
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Wielen tas		104,50		
DKA8680	<input type="checkbox"/>	24" Mountain bike wielen met tas	Met steekassen en alu hoepels	825,00		
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Bodypoint kuitband		180,00		



CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--------------	--

Tabel 1: Compatibiliteit met voorwielen en Zithoogte voor

Frame	24" achterwielen			25" achterwielen			26" achterwielen		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Kort				x			x	x	
75° Standaard									
75° +50mm									
90° Kort									
90° Standaard									
90° +50mm									
75° Adductie voor									
90° Adductie voor			x			x			x

Tabel 2: Frametype / SHv / diameter achterwielen / UL

Frame	24" achterwielen			25" achterwielen			26" achterwielen		
	SHv	UL		SHv	UL		SHv	UL	
		Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat		Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat		Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat
75° Kort	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75° Standaard	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75° + 50mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90° Kort	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90° Standaard	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90° + 50mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75° Adductie voor	480	370-450	NC	490	370-460	NC	500	370-470	NC
	490	380-460	NC	500	380-470	NC	510	380-480	NC
	500	390-470	NC	510	390-480	NC	520	390-490	NC
90° Adductie voor	480	390-440	NC	490	390-450	NC	500	390-460	NC
	490	400-450	NC	500	400-460	NC	510	400-470	NC
	500	410-460	NC	510	410-470	NC	520	410-480	NC

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrix Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

Zitbreedte in mm (SB)	Rugbreedte Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Zitbreedte in mm (SB)	Rugbreedte Matrix MX2 in mm						
	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							