



Yes, you can.®



Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT **CE**

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame en neerklapbare rug
Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar

We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Datum : _____

Referentie: _____

Dealer: _____

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ DDU0010	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	2.264,78
DDU0000	My küschall Speciale constructie	Duidelijke omschrijving en tekeningen bijvoegen op het einde!
ZITOPTIES		
VOORFRAME		
◆ DDU0203	Actief frame, 70°	
DDU0212	Dynamisch frame, 80°	Minimaal verschil SHv tot SHh is 30mm
DDU0201	V-frame, 70°	Niet met SB 28 en 30mm
DDU0243	V-frame, 80°	Niet met SB 28 en 30mm
ZITBREEDTE (SB)		
DDU0118	280mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0120	300mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0122	320mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0124	340mm	Enkel kruisframe; niet met MatrX zit en rug
DDU0126	360mm	Enkel kruisframe; niet met MatrXVi en rug
DDU0128	380mm	Enkel kruisframe; niet met MatrXVi kussen
DDU0130	400mm	Enkel kruisframe
◆ DDU0132	420mm	Enkel kruisframe
DDU0134	440mm	Dubbel kruisframe
DDU0136	460mm	Dubbel kruisframe
DDU0138	480mm	Dubbel kruisframe
DDU0140	500mm	Dubbel kruisframe
ZITDIEPTE (ST)		
DDU0408	320mm	Niet met MatrX kussen; niet met instelbare rughoek DDU0707/0718
DDU0410	340mm	Niet met MatrX kussen
DDU0412	360mm	Niet met MatrX kussen
DDU0415	380mm	Niet met MatrXVi kussen
◆ DDU0417	400mm	
DDU0420	420mm	
DDU0422	440mm	
DDU0424	460mm	
DDU0427	480mm	
DDU0429	500mm	
RUGHOOGTE (RH)		
DDU0585	Rughoogte afhankelijk van de positie van de MatrX rug	Altijd kiezen voor MatrX rug
DDU0550	RH 300mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0503	RH 315mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0506	RH 330mm	Niet met neerklapbare rug
DDU0509	RH 345mm	Niet met neerklapbare rug in combinatie met rughoek 94° of 98°
DDU0512	RH 360mm	



	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
◆	DDU0514	RH 375mm		
	DDU0516	RH 390mm		
	DDU0518	RH 405mm		
	DDU0520	RH 420mm		
	DDU0522	RH 435mm		
	DDU0524	RH 450mm		
	DDU0526	RH 465mm		
	DDU0528	RH 480mm		
	DDU0530	RH 495mm		
	DDU0532	RH 510mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHv) controleer de compatibiliteit met de voorwielen op het bijhorende diagram				
	DDU0845	SHv 430mm		
	DDU0846	SHv 440mm		
	DDU0847	SHv 450mm		
	DDU0848	SHv 460mm		
	DDU0849	SHv 470mm		
	DDU0850	SHv 480mm		
	DDU0851	SHv 490mm		
◆	DDU0852	SHv 500mm		
	DDU0853	SHv 510mm		
	DDU0854	SHv 520mm		
	DDU0855	SHv 530mm	Niet met 80° frame	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)		70° frame: SHv="SHv - 100mm" tot "SHv-0mm"; 80° frame="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"		
	DDU0944	SHh 390mm		
	DDU0945	SHh 400mm		
	DDU0946	SHh 410mm		
	DDU0947	SHh 420mm		
	DDU0948	SHh 430mm		
◆	DDU0949	SHh 440mm		
	DDU0950	SHh 450mm		
	DDU0951	SHh 460mm		
	DDU0952	SHh 470mm		
	DDU0953	SHh 480mm		
	DDU0954	SHh 490mm		
	DDU0955	SHh 500mm		
ONDERBEENLENGTE (UL)		70° frame: UL max.= "SHv-20mm / 80° frame: UL max. = "SHv-30mm"		
	DDU1661	UL 200mm	DDU1677	UL 360mm
	DDU1662	UL 210mm	DDU1678	UL 370mm
	DDU1663	UL 220mm	DDU1679	UL 380mm
	DDU1664	UL 230mm	DDU1680	UL 390mm
	DDU1665	UL 240mm	DDU1681	UL 400mm
	DDU1666	UL 250mm	DDU1682	UL 410mm
	DDU1667	UL 260mm	◆ DDU1683	UL 420mm
	DDU1668	UL 270mm	DDU1684	UL 430mm
	DDU1669	UL 280mm	DDU1685	UL 440mm
	DDU1670	UL 290mm	DDU1686	UL 450mm
	DDU1671	UL 300mm	DDU1687	UL 460mm
	DDU1672	UL 310mm	DDU1688	UL 470mm
	DDU1673	UL 320mm	DDU1689	UL 480mm
	DDU1674	UL 330mm	DDU1690	UL 490mm
	DDU1675	UL 340mm	DDU1691	UL 500mm
	DDU1676	UL 350mm	DDU1689	UL 510mm
RUG				
RUGBUIS				
◆	DDU0736	Vaste rechte standaard rug		
	DDU0705	Met lumbaalknik	Niet met MatrX rug	
	DDU0720	Hoekverstelbare rug	Niet met MatrX rug	219,65


Front wheel / Front wheel attachment	High mounted	Standard mounted	Low mounted
4"	43 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54 - 55*

*the measurements can be adjusted, but are not offered

SHh / Achterwielmaat

22" : 390-480 mm
24" : 390-500 mm
25" : 410-500 mm
26" : 420-500 mm

Onderbeenlengte UL is onderbeenlengte van de patiënt (ULpat) min dikte van het kussen (SK)



$$UL = ULpat - SK$$

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDU0734	Neerklapbare rug (naar voor)	Niet met RH 300-330 mm en buisvormige armleggers: Niet met MatrX ruggen	338,66
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE RUG EN NEERKLAPBARE RUG			
DDU0707	82°	Niet met vaste rug of lumbaalknik; niet met zitdiepte 320mm	
DDU0718	86°	Niet met vaste rug of lumbaalknik; niet met zitdiepte 320mm	
◆ DDU0709	90°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0719	94°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0711	98°	Niet met vaste rug of lumbaalknik	
DDU0712	102°	Enkel voor hoekverstelbare rug	
RUGBEKLEDING		Niet kiezen met MatrX rug	
DDU0700	Standaard	Niet met rugfixatiestang en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	
DDU0721	"Light"	Niet met SB 280-320mm en SB 500mm; RH<360mm; rugfixatiestang en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	108,02
◆ DDU0726	Naspanbare Velcro rug premium zwarte bekleding		
DDU0735	Aero back, naspanbaar		60,69
DDU0769	Zonder rugbekleding	altijd kiezen voor MatrX rug	
MATR X RUGGEN		Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)	
DDU0764	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0765	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0766	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0767	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	Niet voor SB >460mm	939,04
DDU0756	Elite Deep, hoogte 310 mm		774,46
DDU0757	Elite Deep, hoogte 410 mm		774,46
DDU0762	Elite Deep, 460 mm met easy-set mounting hardware		774,46
DDU0758	Elite Standard, hoogte 260 mm		654,52
DDU0759	Elite Standard, hoogte 310 mm		654,52
DDU0760	Elite Standard, hoogte 360 mm		654,52
DDU0761	Elite Standard, hoogte 410 mm		654,52
DDU0763	Elite Standard, 460 mm met easy-set mounting hardware		654,52
DUWHANDVATTEN			
◆ DDU0702	Vaste duwhandvatten, lang	Matrx rug: duwhandvaten ongeveer op 475mm van de zit	
DDU0751	Vaste duwhandvatten, kort	Niet met trommelremmen / MatrX rug: duwhandvaten ongeveer op 475mm van de zit	111,08
DDU0750	Zonder duwhandvatten	Niet met trommelremmen!	
DDU0703	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	Niet met standaard & light rugbekleding/ niet met neerklapbare rug / niet met buisvormige armleggers	244,52
DDU0704	Inklapbare duwhandvatten	Niet met trommelremmen	244,52
RUGFIXATIESTANG		Niet met inklapbare duwhandvatten; standaard en light rugbekleding; RH 300-390mm en hoogteverstelbare duwhandvatten opbouw	
DDU1491	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		130,81
ZITTING			
ZITBEKLEDING			
◆ DDU0611	Standaard naspanbare zitbekleding met 1 centrale velcro band (zacht)		
DDU0614	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse velcrobanden (ruwe zijde)		97,18
ZITKUSSEN			
DDU0600	Standaard zitkussen	60mm dubbel schuim met visco toplaag!	92,07



0700



0721

0734




0750



0705


matrx
SEATING SERIES


1491




0614

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDU0662	MatrX Libra kussen	SB 360 enkel mogelijk met ST 380/400mm; niet met SB < 360 mm, ST 360 mm	432,92
DDU0663	MatrX Vi kussen	Niet met SB < 400mm; niet met ST < 400mm	418,20
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING		Te bevestigen onder de zit. Enkel voor ST groter dan 340mm	
DDU0616	Klein		36,65
DDU0617	Groot		36,65
TASJE ZIT			
DDU0606	Zittasje, click-in en afneembaar		83,61
VOETSTEUN			
VOETPLAAT			
◆ DDU1562	2-delig, plastic, naar voor gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; hoog gemonteerd voor UL <370mm	
DDU1563	2-delig, plastic, naar achter gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; hoog gemonteerd voor UL <370mm	
DDU1564	2-delig, hoekverstelbaar; naar voor gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; Niet voor UL<280mm; hoog gemonteerd voor UL <420mm	111,32
DDU1565	2-delig, hoekverstelbaar; naar achter gemonteerd	Niet voor SB<340mm en adductieframe SB<380mm; Niet voor UL<280mm; hoog gemonteerd voor UL <420mm	111,32
DDU1578	2-delig, carbon, naar voor gemonteerd	Hoog gemonteerd voor UL<320mm	356,89
DDU1579	2-delig, carbon, naar achter gemonteerd	Hoog gemonteerd voor UL<320mm	356,89
DDU1566	Carbon 1-delig, opklapbaar; aan l zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	Niet met UL<320mm	356,89
DDU1567	Carbon 1-delig, opklapbaar; aan l zijde bevestigd, naar achter gemonteerd	Niet met UL<320mm	356,89
VOET- EN BEENONDERSTEUNING			
◆ DDU1533	Kuitband		
DDU1530	Hielbanden	Enkel voor 2-delige carbon voetplaten!	
KLEDINGBESCHERMERS			
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN			
◆ DDU1400	Carbon kledingbeschermers		
DDU1405	Carbon spatborden, vast	Niet met SHh < 410 mm en achterwielverlenging!	144,30
DDU1408	Carbon spatborden, afneembaar	Maakt de rolstoel in totaal 2 cm breder!	306,16
ARMSTEUNEN		Met kledingbeschermers. Maakt de rolstoel in totaal 2 cm breder!	
DDU1416	Hoogteverstelbaar; afneembaar; kort		153,11
DDU1421	Hoogteverstelbaar; afneembaar; lang		153,11
DDU1445	küschall armsteun, zwarte contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6	293,93
DDU1446	küschall armsteun, blauwe contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6	293,93
DDU1447	küschall armsteun, rode contour; hoogte instelbaar; swing-away, opklapbaar	Performance remmen zijn niet mogelijk in combinatie met achterwielpositie 4/5/6	293,93
Kuschall armsteun accessoires (1445/1446/1447)			
DDU1455	armsteun covers met zwarte contour		51,04
DDU1456	armsteun covers met blauwe contour		51,04
DDU1457	armsteun covers met rode contour		51,04
ARMLEGGERS		Niet met Alber twion/e-motion en in hoogte instelbare duwhandvatten opbouw	
DDU1411	Buisvormige armlegger; hoogteverstelbaar; afneembaar; wegklapbaar; met armpad		293,89
FRAME			
VOORFRAME KLEUR			
DDU0300	Glossy black		
◆ DDU0314	Matt black		
DDU0356	Ivory White		
DDU0354	Night shimmer		
DDU0302	Royal blue		
DDU0303	Royal red		
DDU0315	Silver grey		
DDU0350	Purple fire		



1562 / 1563



1566 / 1567



1564 / 1565



1530



1533



1400




1405

CPS-Set :

Starec naven, vorken, adapterplaten, 22" en 24" Starec velgen, QR as dopjes voor Starec naaf
Balhoofden voorwielen

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DDU0358	Smokey grey		
DDU0365	Mercury Blue	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
DDU0366	Dynamite orange	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
DDU0367	Atomic Violet	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
DDU0368	Nitro Pink	Niet mogelijk met "in hetzelfde kleur als het voorframe"	
KRUISFRAME EN ACHTERFRAME KLEUR			
DDU0398	In hetzelfde kleur als het voorframe		
DDU0399	Mat zwart kruisframe en achterframe		
COLOUR-POWER-SET		4" of 5" Starec wielen niet inbegrepen! Lichte kleurnuances zijn mogelijk!	
DDU0330	Colour-Power-Set techno-anthracite		255,18
DDU0339	Colour-Power-Set champagne		255,18
DDU0340	Colour-Power-Set olive		255,18
DDU0334	Colour-Power-Set b-blue		255,18
DDU0329	Colour-Power-Set comet red		255,18
DDU0336	Colour-Power-Set arctic blue		255,18
DDU0337	Colour-Power-Set copper glaze		255,18
DDU0338	Colour-Power-Set chrome	Starec achterwiel: hoepel enkel beschikbaar in zwart als CPS is gekozen	255,18
VOORWIELBEVESTIGING			
DDU0864	Hoog gemonteerd	Frame zal 30mm lager zijn!	
◆ DDU0865	Standaard gemonteerd		
DDU0866	Laag gemonteerd	Frame zal 30mm hoger zijn!	
VOORWIELEN			
VOORWIELEN			
DDU0801	4" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDU0860	4" Comfort wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDU0803	4" Starec techno-anthracite		150,08
DDU0825	4" Starec champagne		150,08
DDU0826	4" Starec olive		150,08
DDU0808	4" Starec comet red		150,08
DDU0830	4" Starec copper glaze		150,08
DDU0831	4" Starec arctic blue		150,08
DDU0807	4" Starec b-blue		150,08
DDU0809	4" Starec black		150,08
DDU0861	4" Starec chrome		150,08
DDU0796	4" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDU0797	4" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
DDU0810	5" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)		
◆ DDU0863	5" Comfortwiel met zwarte rubber (nieuw model)		
DDU0813	5" Starec techno anthracite		150,08
DDU0827	5" Starec champagne		150,08
DDU0828	5" Starec olive		150,08
DDU0818	5" Starec comet red		150,08
DDU0832	5" Starec arctic blue		150,08
DDU0833	5" Starec copper glaze		150,08
DDU0817	5" Starec b-blue		150,08
DDU0819	5" Starec black		150,08
DDU0862	5" Starec chrome		150,08
DDU0798	5" frogleg wielen met zwarte alu velg		255,18
DDU0799	5" frogleg wielen met zilveren alu velg		255,18
DDU0820	6" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met 80° frame	
DDU0821	6" pneumatisch wiel	Niet met 80° frame	
DDU0822	7" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)	Niet met ST 320 tot 380mm en niet met 80° frame	

Front wheel/Front wheel attachment	high mounted	standard mounted	low mounted
3"	38* - 47	41 - 50	44 - 53
4"	41 - 48	44 - 51	47 - 53
5"	44 - 49	47 - 52	50 - 53
6"	46 - 51	49 - 53	52 - 53
7"	48 - 52	51 - 53	54-55*





	CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ACHTERWIELEN			
ACHTERWIELBEVESTIGING			
◆	DDU0250	Standaard wielbevestiging	
	DDU0249	Achterwielverlenging	Niet in CPS kleur! Niet mogelijk in eerste achterwielpositie 112,28
POSITIE ACHTERWIELEN			
	DDU0263	1e positie van vooraan	Niet mogelijk met achterwielverlenging
	DDU0264	2e positie van vooraan	
◆	DDU0265	3e positie van vooraan	
	DDU0266	4e positie van vooraan	Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
	DDU0267	5e positie van vooraan	Enkel met achterwielverlenging; Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
	DDU0268	6e positie van vooraan	Enkel met achterwielverlenging; Niet met Alber Emotion/Twion/naafrem; niet met küschall armsteun in combinatie met performance remmen
QUAD RELEASE AS			
	DDU0909	Tetra Clip	Niet met naafrem of Spinergy LXX wielen 114,04
ACHTERWIEL MAAT			
○	DDU0901	22"	
◆	DDU0902	24"	
○	DDU0903	26"	444,47
CAMBER			
◆	DDU0282	0°	
	DDU0283	3°	Niet in 1ste achterwielpositie
ACHTERWIEL TYPE			
◆	DDU0915	22", 24", 26" küschall Starec: gekruiste spaken	Naaf in CPS indien geselecteerd!
	DDU0908	24" High performance, Starec naaf	Naaf in CPS indien geselecteerd! 405,09
	DDU0906	24" Spinergy LXX	Spaken, naaf en velgen zwart 689,58
	DDU0927	24" wielen met geïntegreerde naafremmen	24 zilveren spaken; naaf en velgen zwart; niet met achterwielpositie 4,5 en 6; niet met volle banden 874,85
ALBER ADD ON KIT			
	DDU0926	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	Enkel met 24"; niet met 3° camber 841,06
ACHTERWIEL BANDEN			
			24" High Perf wiel enkel met lichtlopende, profiel of Marathon Evolution band!
◆	DDU1014	22" 24" 26" Schwalbe Rightrun zwart/grijs	
	DDU1002	22" 24" Profiel band 7 bar	
	DDU1004	24" Volle band, profiel, grijs	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen 58,84
	DDU1006	24" Volle band, zwart (KIKType)	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen 58,84
	DDU1007	22" 24" Volle band light, grijs	Niet met High Performance of LXX wielen; niet met naafremmen 58,84
	DDU1011	24" Schwalbe ONE	V-guard puncture resistant 58,84
	DDU1010	24", 26" "Marathon Plus" band van Schwalbe	Smartguard puncture protected 86,37
ANTI-LEK			
			Niet mogelijk met "Marathon Plus" banden!
	DDU1020	Anti-lek binnenband bescherming	99,91
HOEPELS			
			Met 24" High Perf. & Spinergy; alu light is gemonteerd, titanium & Supergrip mogelijk!
	DDU1102	22", 24", 26" Supergripp, afstand 30 of 40 mm	191,73
	DDU1104	24", 26" Staal polished, afstand 30mm	108,00
	DDU1106	24" Titanium, afstand 30mm	318,14
	DDU1107	24" Titanium, afstand 40mm	318,14
◆	DDU1113	22", 24", 26" Light Alu, afstand 30mm, grijs	
	DDU1114	22", 24", 26" Light Alu, afstand 40mm, grijs	
	DDU1117	22", 24", 26" Light Alu, afstand 30mm, zwart	133,01
	DDU1122	24" Carbolife Curve, afstand 30mm	326,62
	DDU1121	24" Carbolife Gekko, afstand 30mm	398,02
SPAAKBESCHERMERS			

CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DDU1200	24", 26" transparant	Niet met Spinerger LXX	146,72
DDU1202	24" küsch	Niet met Spinerger LXX	146,72
DDU1208	24" Transparant met küschall in witte letters		146,72
VEILIGHEID			
REMMEN			
◆ DDU1300	Standaard, gebogen hendel		
DDU1301	Standaard, rechte hendel		
DDU1306	Trekremmen		
DDU1302	Performance remmen	Niet met 3° camber; niet met küschall armsteun in combinatie met achterwielpositie 4/5/6	76,03
DDU1303	Actieve remmen	Zie tabel voor combinatie met 24"	22,84
DDU1399	Zonder remmen, wanneer men kiest voor de wielen met naafremmen		
REMVERLENGERS			
DDU1310	Remverlenger voor standaard remmen	Enkel voor standaard rechte hendel of trekremmen	18,56
TROMMELREMMEN VOOR BEGELEIDER			
		Niet met tetraclip, 3° camber en vouwbare duwhandvatten en mini duwhandvatten! Gemonteerd met een specifiek achterwiel en een zwarte adapterplaat - Niet mogelijk in eerste achterwielpositie!	
DDU1304	Trommelrem voor begeleider		627,92
ANTIPIP			
DDU1702	Antikip met buis, rechts		169,46
DDU1703	Antikip met buis, links		169,46
DDU1704	Antikip aan beide zijden met buis		338,97
TRANSPORTKIT			
		Enkel met RH > 400 mm!	
DDU1770	Transportkit, incl. gordel en labels	Fixatiesysteem niet inbegrepen!	104,21
VEILIGHEIDSGORDEL			
DDU1730	Bekkingordel	niet met transportkit	37,10
REFLECTOREN			
DDU1710	Gemonteerd		14,25
DDU1711	Bijgevoegd, niet gemonteerd		14,25
ACCESSOIRES			
DDU1729	Achterframe beschermer		20,41
DDU1739	Voorframe beschermers		43,94
DDU1708	Trapdop, rechts	niet met stokhouder rechts	78,50
DDU1709	Trapdop, links	niet met stokhouder links	78,50
DDU1706	Stokhouder rechts		101,37
DDU1707	Stokhouder links		101,37
DDU1700	Transitwielen 3"		461,37
DDU1715	Pomp	Los geleverd bij zitbreedte 340 mm!	10,21
DDU1717	Tool kit		5,10
DDU1728	Tas voor wielen		64,48
DDU1734	24" Mountain bike wielen met banden in tas	Grijze aluminium hoepels	573,11
DDU1744	Houder voor bagage		445,47
DDU1745	Drinkbushouder, incl. drinkbus		55,66




1202




1304


		Rear wheel position						
		Seat depth	1	2	3	4	5	6
Scissor brake	ST32-38							
	ST40							
	ST42							
	ST44							
	ST46							
	ST48							
	ST50							



1702 / 1703



1730




1706 / 1707



1708 / 1709




1728



1700

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
------	--------------	--


DATA VOOR MYKÜSCHALL AANVRAGEN



CUSTOMIZED MEASUREMENTS	
SB	
ST	
RH	
SHv	
SHh	
UL	
RW	
GL / GB	
USER WEIGHT	
USER SIZE	

MYküschall

Omschrijving van de aanvraag

	
---	--

