



Yes, you can.®

Invacare nv
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Rea® Focus® CE

Manuele modulaire rolstoel met voorgevormde zit
Garantie: algemeen: 2 jaar; frame 3 jaar
Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg

Datum : _____

Referentie: _____

Dealer: _____

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ◆ Standaard optie ○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ BFA0001	Rea Focus	999,87 €
BFA8000	Special Op aanvraag	
TYPE ROLSTOEL		
◆ BFA0010	Met standaard wielnaven en hoepelaandrijving	1010
BFA0020	Met trommelremmen bediend door de begeleider	0960;0885;0252;1065 105,00
AFMETINGEN VOOR DE ZITPOSITIE		
ZITBREEDTE		
BFA0030	380 mm	0208;1106
BFA0035	405 mm	0208;0822;1106
◆ BFA0040	430 mm	0208
BFA0045	455 mm	0208;0822
BFA0050	480 mm	0208
BFA0055	505 mm	0204;0822 232,48 €
ZITDIEPTE		
BFA0062	375 mm (instelbaar; laag frame)	0140;0150;0194;0196;0295;0492;0522
BFA0064	400 mm (instelbaar; laag frame)	0140;0150;0295
BFA0066	425 mm (instelbaar; laag frame)	0140;0150;0295
BFA0068	450 mm (instelbaar; laag frame)	0140;0150;0295
BFA0072	425 mm (instelbaar; hoog frame)	0080;0090;0194;0196;0492;0522
◆ BFA0074	450 mm (instelbaar; hoog frame)	0080;0090
BFA0076	475 mm (instelbaar; hoog frame)	0080;0090
BFA0078	500 mm (instelbaar; hoog frame)	0080;0090
ZITHOOGTE		
BFA0080	365 mm	0420;0430;0460;0470;0720;0735;0740;0750;0755;0756;0760;0770;0780;0795;0800;0840;1107 197,30 €
BFA0090	390 mm	0420;0430;0460;0470;0755;0756;0760;0770;0780;0795;0800;1107 197,30 €
BFA0100	415 mm	0420;0430;0460;0470;0760;0770;0780;0795;0800;1107
BFA0110	440 mm	0420;0430;0460;0470
BFA0120	465 mm	
◆ BFA0130	490 mm	
BFA0140	515 mm	0715;0825
BFA0150	540 mm	0355;0385;0715;0720;0735;0740;0750;0755;0756;0825
RUG		
TYPE RUG EN RUGBEKLEDING (KLEUR / MATERIAAL)		
◆ BFA0160	Hoek en hoogte instelbaar (380-460 mm) met slappe rug (hoek: -6° tot +13°)	0204;0206;0208;0221;0222;0532;0533;0534;0535;0536;0537;0567;0575;0577;0578;0579
BFA0170	Hoek en hoogte instelbaar (380-460mm) met naspanbare rug (hoek: -6° tot +13°)	0204;0206;0208;0221;0532;0533;0534;0535;0536;0537;0567;0575;0577;0578;0579 150,79 €

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	BFA0180	Hoekverstelbaar met hoogteverstelling 380-460 mm met regelbare velcro en Mistral 2 rugkussen (hoekverstelbaar + naspanbare rug)	0204;0206;0208;0210;0532;0533; 0534;0535;0536;0537;0567;0575;0577; 0578;0579	464,95 €
	BFA0190	Hoekverstelbaar (0-30°) met rugplaat, Laguna gevormde rug en vaste duwhandvaten	0204;0206;0208;0210;0240;0250;0252 ; 0255;0472;0474;0502;0504;0532;0533 ; 0534;0535;0536;0537;0540;0567; 0570; 0578;0579;0665;1065;1120	546,64 €
	BFA0192	Hoekverstelbaar (0-30°) met rugplaat, Passad 2 gevormde rug en vaste duwhandvaten	0204;0206;0208;0210;0240;0250;0252 ; 0255;0472;0474;0502;0504;0532; 0533 ;0534;0535;0536;0537;0540;0567; 0570; 0578;0579;0665;1065;1120	546,64 €
	BFA0200	Bi-angulair verstelbaar en hoogteverstelbaar (405-505 mm) met naspanbare rug	0204;0206;0208;0221;0240;0252; 0255; 0532;0533;0534;0535;0536;0537; 0567; 0575;0577;0578;0579	150,79 €
◆	BFA0210	Zwart / Jemima TR18		
	BFA0221	Zwart Dartex TR26		
	BFA0222	Zwart Pluche TR35		
DUWHANDVATEN				
	BFA0240	Vast	0550;0555;0560;0565	
◆	BFA0250	Hoogteverstelbaar (opbouw) met lange handgreep voor trommelremmen (steeds met hoofdsteun/neksteun)		
	BFA0252	Hoogteverstelbaar (opbouw) met korte handgreep voor standaard remmen	0550;0555;0560;0565	50,00 €
	BFA0255	Hoogteverstelbaar (+10 cm, opbouw) met lange handgreep voor hoekverstelbare rug	0550;0555;0560;0565	50,00 €
ZITTING				
◆	BFA0260	Regelbare basisplaat voor antidecubituskussen		
	BFA0280	Standaard zitkussen black Jemina	0321	
	BFA0290	Mistral 2-lagig zitkussen (Dartex)	0310; 0322	
◆	BFA0295	Voorgevormde zit met kussen Flosshape (Dartex)	0310; 0322	
	BFA0300	Zonder zitkussen		
ZITBEKLEDING				
	BFA0310	Nylon Jemina TR18		
	BFA0321	Dartex TR26		
	BFA0322	Pluche TR35		
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN / VOETPLATEN				
	BFA0340	Hoekverstelbare comfortbeensteun met kuitsteun, links	0395;0645	144,51 €
◆	BFA0350	Vaste voetsteun, 80°, swing in swing out, links		
	BFA0355	Vaste voetsteun, 90°, swing in swing out, links	0400;0420;0620;0755;0756;0760;0770;0780;0795;0800	
	BFA0360	Zonder beensteun / voetsteun, links	0395;0620;0640;0645	
	BFA0370	Hoekverstelb. comfortbeensteun met kuitsteun, rechts	0395;0645	144,51 €
◆	BFA0380	Vaste voetsteun, 80°, swing in swing out, rechts		
	BFA0385	Vaste voetsteun, 90°, swing in swing out, rechts	0440;0460;0630;0755;0756;0760;0770;0780;0795;0800	
	BFA0390	Zonder beensteun / voetsteun, rechts	0395;0620;0640;0645	
	BFA0395	Eendelige voetplaat, hoek- en diepteverstelbaar (incl. kuitband)	0400;0410;0420;0430;0440;0450;0460;0470;0580;0590;0600;0610;0620;0630; 0640	202,81 €
VOETPLATEN * Steeds links en rechts zelfde type gebruiken				
	BFA0400	Vaste voetplaat met korte insteekbuis, links	0620	
	BFA0410	Hoekverstelbare voetplaat met korte insteekbuis, links		56,55 €
◆	BFA0420	Vaste voetplaat met lange insteekbuis, links	0620	

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	BFA0430	Hoekverstelbare voetplaat met lange insteekbuis, links		56,55 €
	BFA0440	Vaste voetplaat met korte insteekbuis, rechts	0630	
	BFA0450	Hoekverstelb. voetplaat met korte insteekbuis, rechts		56,55 €
◆	BFA0460	Vaste voetplaat met lange insteekbuis, rechts	0630	
	BFA0470	Hoekverstelb. voetplaat met lange insteekbuis, rechts		56,55 €
ARMSTEUNEN *Steeds links en rechts zelfde type gebruiken				
	BFA0472	Opklapbare, hoogteverstelbare armlegger met korte armpad (280 mm), links	0532;0534;0536;0665;1050;1090;1100;1105	153,83 €
	BFA0474	Opklapbare, hoogteverstelbare armlegger met lange armpad (380 mm), links	0532;0534;0536;0665;1050	153,83 €
◆	BFA0482	Armsteun "Rio" hoogteverstelbaar, korte armpad (280 mm), links	1090;1100;1105	153,83 €
	BFA0484	Armsteun "Rio" hoogteverstelbaar, lange armpad (380 mm), links		
	BFA0492	Hoogteverstelbare armsteun met lange, brede armpad, links (Autolock inbegrepen)	0666;1050	153,83 €
	BFA0493	Hemiplegie armlegger, links. Niet met werkblad (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0666;1090;1100;1105	335,00 €
	BFA0494	Zonder armsteun, links	0666;1050;1090;1100;1105	
	BFA0502	Opklapbare, hoogteverstelbare armlegger met korte armpad (280 mm), rechts	0533;0535;0537;0665;1050;1090;1100;1105	153,83 €
	BFA0504	Opklapbare, hoogteverstelbare armlegger met lange armpad (380 mm), rechts	0533;0535;0537;0665;1050	153,83 €
◆	BFA0512	Armsteun "Rio" hoogteverstelbaar, korte armpad (280 mm), rechts	1090;1100;1105	153,83 €
	BFA0514	Armsteun "Rio" hoogteverstelbaar, lange armpad (380 mm), rechts		
	BFA0522	Hoogteverstelbare armsteun met lange, brede armpad, rechts (Autolock inbegrepen)	0666;1050	153,83 €
	BFA0523	Hemiplegie armlegger, rechts. Niet met werkblad (altijd samen met hoogte instelbare armsteun)	0666;1090;1100;1105	335,00 €
	BFA0524	Zonder armsteun, rechts	0666;1050;1090;1100;1105	
ZITOPTIES				
◆	BFA0530	Inlegkussens voor regelbare basisplaat		
	BFA0540	Rugfixatiestang	0550;0555;0560;0565	60,00 €
	BFA0550	Hoofdsteun (neksteun)	0560	188,49 €
	BFA0555	Hoes voor neksteun		45,00 €
	BFA0560	Hoofdsteun		188,49 €
	BFA0565	Hoes voor hoofdsteun		45,00 €
	BFA0570	Wiggen voor naspanbare velcroug		17,00 €
	BFA0575	Multiverstelbare rugpelot, links		101,79 €
	BFA0577	Multiverstelbare rugpelot, rechts		101,79 €
	BFA0580	Amputatiesteun, links		125,00 €
	BFA0590	Amputatiesteun, rechts		125,00 €
	BFA0600	Gipssteun, links		300,00 €
	BFA0610	Gipssteun, rechts		300,00 €
	BFA0620	Voetplaatverlenging, links		20,00 €
	BFA0630	Voetplaatverlenging, rechts		20,00 €
◆	BFA0640	Hielbanden		
	BFA0645	Kuitband		13,83 €
FRAME / BANDEN / HOEPELS				
	BFA0670	Framekleur Pearl Grey (Grijs)		
	BFA0685	Framekleur Slate Grey		

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	BFA0690	Framekleur Shining Blue (Blauw)		
◆	BFA0700	Voorwiellagerhuis in hoek verstelbaar (0°, 3°, 6°) Hoogteverstelbaar bij hoog frame		
	BFA0720	Voorwielen 140x40 soft	0820	
	BFA0735	Voorwielen 150x30 medium hard		
	BFA0740	Voorwielen 150x30 soft		15,00 €
	BFA0750	Voorwielen 150x32 lucht		
	BFA0755	Voorwielen 180x40 lucht	0820	
	BFA0756	Voorwielen 180x40 soft	0820	
◆	BFA0760	Voorwielen 200x27 medium hard		
	BFA0770	Voorwielen 200x30 soft		40,00 €
	BFA0780	Voorwielen 200x32 lucht		
	BFA0800	Voorwielen 200x50 lucht	0820	55,00 €
◆	BFA0810	Voorvork met 4 gaten		
	BFA0820	Hoogteverstelbare voorvork		105,00 €
◆	BFA0821	Standaard achterwielbevestiging		
	BFA0822	Extra smalle achterwielbevestiging		
	BFA0825	Achterwielen 20"	0870;0880;0885	
	BFA0830	Achterwielen 22"	1106	
◆	BFA0840	Achterwielen 24"		
◆	BFA0850	Luchtbanden, non marking		
	BFA0860	Luchtbanden, profiel		
	BFA0870	Volle banden	1110	
	BFA0880	Lekvrije banden	1110	
	BFA0885	Banden met laag profiel		30,00 €
◆	BFA0890	Aluminium hoepels		
	BFA0910	Plastic gecoate hoepels		97,39 €
◆	BFA0950	0° camber		
	BFA0960	2° camber		
	BFA0970	Spaakbeschermer Frost		185,00 €
VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES				
◆	BFA0980	Remmen Malta		
	BFA0990	Eenhandsbediende rem, Links, met remverlenger		150,00 €
	BFA1000	Eenhandsbediende rem, Rechts, met remverlenger		150,00 €
	BFA1030	Veiligheidsgordel		37,69 €
	BFA1040	Remverlenger, links		9,42 €
	BFA1041	Remverlenger, rechts		9,42 €
	BFA1050	Vergrendelset voor armsteunen		10,00 €
	BFA1060	Anti-tip, traditionele uitvoering		62,83 €
	BFA1065	Anti-tip, swing away	1106;1107;1120	62,83 €
◆	BFA1070	Trapdop		
	BFA1080	Reflectorkit (wielen en frame)		40,00 €
	BFA1090	Werkblad met montageset	1105	201,06 €
	BFA1100	Werkbladvergrendeling	1105	15,00 €
	BFA1105	Montagekit voor werkblad (indien apart besteld)		15,00 €
	BFA1110	Pomp		
	BFA1120	Stokhouder		65,00 €
SPECIAL				
	BFA8010	Speciaal commentaar		