

**Yes, you can.®**

 Invacare NV  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Storm4**

Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis


 Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
 Max. gebruikersgewicht: 150 kg  
 Prijzen in Euro 6% BTW incl.  
 Prijzen excl € 0,33 recupel excl BTW

Datum:

Referentie:

Verdelers:

Wordt er voor deze bestelling een passing gedaan door onze productspecialist? Om de terugbetaling voor deze passing te ontvangen, gelieve hieronder het factuurnummer van de passing te noteren:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje     Standaard optie     Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Basismodel		<b>7.800,86</b>
ATA0017	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 X-Plore		<b>8.150,00</b>
ATZ0017	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Special X-Plore		<b>8.150,00</b>
ATZ0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Special Basismodel		<b>7.800,86</b>
<b>MODULITE ZITEENHEID</b>				
ATA2100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 Modulite Ziteenheid		
<b>ZITPLAAT/ZITZEIL</b>				
ATA2111	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitplaat en zijrails, breedte 380 tot 530 mm	NC: 2141, 2161	
ATA2112	<input type="checkbox"/>	Verstelbaar zitframe met zitzeil naspanbaar en zijrails, breedte 380 tot 530 mm (+30 mm zithoogte)	NC: 2141, 2162	<b>173,67</b>
<b>ZITBREEDTE (enkel voor verstelbaar zitframe met zitplaat)</b>				
ATA2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2110, 2143, 2701, 2703, 2705	
ATA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	
ATA2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706	
ATA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<b>267,74</b>
<b>ZITDIEPTE</b>				
ATA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2144, 2197,2198; (2124+2147/2144), (2183/2181+2113);(1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC:2191;2181;2192;2194+2184;2185;2186;2187;2188;2189+2253	
ATA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	
<b>ZITKUSSEN</b>				
ATA2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, 75 mm dikte (tot 127kg)/ Contour, 100 mm dikte (tot 152kg)	NC: 2109	<b>253,28</b>
ATA2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (tot 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2155	<b>253,28</b>
ATA2147	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra kussen, hoogte 90mm	NC: 2109, (2124+2132), 2155	<b>506,55</b>
ATA2140	<input type="checkbox"/>	Regelbare basisplaat voor Adkussen		125,63
<b>RUGFRAME</b>				
ATA2162	<input type="checkbox"/>	Met lange rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110	
ATA2163	<input type="checkbox"/>	Met korte rugbuizen en instelbare beugel	NC: 2110, 2172, 2173	
<b>DUWHANDVATEN VOOR RUGBUIZEN</b>				
ATA2107	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen met duwhandvaten	NC: 2161	
ATA2108	<input type="checkbox"/>	Rugbuizen zonder duwhandvaten	NC: 2161, 1332,1378, 1495,1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245	
<b>RUGBEKLEDING</b>				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA2171	◆	Standaard rug	NC: 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
ATA2179	☐	Flex3 Naspanbare rug (lang: 540 mm/kort: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<b>173,67</b>
ATA2172	☐	Flex3 instelbare rugplaat (zonder kussen)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00
ATA2173	☐	Flex3 instelbare rugplaat met Laguna kussen	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	<b>267,74</b>
<b>MATRX RUGGEN - breedte komt overeen met de gekozen zitbreedte (niet met zitbreedte 53cm)</b>				
ATA2174	☐	MatrX Posture Back, hoogte 400 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>267,74</b>
ATA2175	☐	MatrX Posture Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>267,74</b>
ATA2176	☐	MatrX Elite Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>267,74</b>
ATA 2177	☐	MatrX Elite TR, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>750,00</b>
ATA2178	☐	MatrX Elite Deep Back, hoogte 500 mm (Mesh)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>850,00</b>
ATA2170	☐	Enkel rugframe, zonder rug	NC: 1445, 1446,1496, (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>KLEUR VAN DE BEKLEDING (NIET TE BEPALEN BIJ MESH)</b>				
ATA2151	◆	Zwart nylon	NC: 2179	
ATA2152	☐	Zwart Dartex	NC: 2141, 2171	
<b>ARMSTEUN</b>				
ATA2191	◆	Afneembare T-armsteun, hoogte instelbaar 290 - 360 mm		
ATA2181	☐	Afneembare T-armsteun, hoogte instelbaar (50mm hoger)		20,00
ATA2198	☐	Gepolsterde armpad met geïntegreerde kledijbeschermer	NC: 2132,2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	185,00
ATA2183	☐	Inwaartse armsteun (-25 mm van breedte van het zitframe per kant)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	150,00
ATA2193	☐	Flip-up armsteun	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ATA2192	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	250,00
ATA2194	☐	Volgende armsteunen (hoogte instelbaar 300-360 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	250,00
ATA2190	☐	Zonder armsteun		
<b>ARMPAD</b>				
ATA2195	☐	Korte armpad (325mm)		
ATA2196	☐	Lange armpad (375mm)		
ATA2197	☐	Ergonomische armpad (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ATA2199	☐	Zachte armpad (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00
<b>HEUPONDERSTEUNING</b>				
ATA2184	☐	Heupsteun links; 140 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ATA2186	☐	Heupsteun links; 230 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ATA2188	☐	Heupsteun links; 330 mmX100 mm	NC: 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>160,41</b>
ATA2185	☐	Heupsteun rechts; 140 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ATA2187	☐	Heupsteun rechts; 230 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ATA2189	☐	Heupsteun rechts; 330 mmX100 mm		<b>160,41</b>
ATA2164	☐	Bevestiging voor heupsteun (155 mm)		80,00
ATA2165	☐	Bevestiging voor heupsteun (206 mm)		80,00
<b>HOOFD- EN NEKSTEUN</b>				
ATA1350	☐	Neksteun, instelbaar in diepte	NC:(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178 , 2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>217,08</b>
ATA1432	☐	Hoofdsteun, zijwaarts instelbaar		<b>217,08</b>
ATA1427	☐	Hoofdsteun met wangondersteuning (Dartex)		<b>217,08</b>
ATA2324	☐	Elan Standaard Pad 255 mm / 10" breed met standaard hoesbekleding (ESP26) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	<b>217,08</b>
ATA2325	☐	Elan Occipitale Pad 230x180 mm / afmetingen 9"x7" met standaard cover (EOP23) compleet met Elan Hoofdsteun Hardware (MEHW)		500,00
ATA1445	☐	Zijpelotten (paar) (Dartex) met verlengde arm en multi instelbare pad	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	<b>234,46</b>
<b>***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****</b>				
<b>ZITVERSTELLINGEN</b>				
ATA1023	◆	Vaste zithoogte 450 mm		
ATA1025	☐	Vaste zithoogte 480 mm		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift (400 mm - 650 mm)	NC: 2110, 1638, 1639, 0017, 0018, 0019, 2201	<b>3.184,04</b>
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitlift (440-690 mm), incl. adapter (voor X-plore)	NC: 2110, 1638, 1639, 2201	<b>3.184,04</b>
ATA1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare zitkanteling met draadstang		
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 0° tot 25°	NC: 2201	<b>1.374,93</b>
<b>RUGHOEKVERSTELLING</b>				
ATA0975	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare rughoek		
ATA097A	<input type="checkbox"/>	Schuifcompensatie voor elektrische rug		<b>308,00</b>
ATA0977	<input type="checkbox"/>	Elektrische rughoekverstelling	NC: 2161, 2201	<b>1.374,93</b>
<b>RECARO ZITEENHEID</b>				
ATA1152	<input type="checkbox"/>	Recaro Ziteenheid Standaard: ATA0335 zithoogte 510 mm (zonder zitkussen); ATA0370 zitbreedte 490-530 mm; 360 mm binnenste ZB/520 mm totale breedte zit); ATA0329 zitdiepte 460-510 mm; ATA0486 rughoogte 770-830 mm met hoofdsteun; ATA1355 Hoofdsteun	Rughoekverstelling, 0590,1332,(1030 +1290/1275/1483), 2253, 2128	850,00
ATA0906	<input type="checkbox"/>	N-Joy, mechanisch, Tapestry (hoogte 130 mm voor/70 mm achter)		
ATA0926	<input checked="" type="checkbox"/>	Mobility, elektrisch, stoffen bekleding (zitdiepte 130 mm vooraan / 70 mm achteraan) (electrische rughoekverstelling verder niet meer aanduiden)	NC: 1290, 1275, 1483, 2201 (terugbetaling: Vorgevormde zit en rug, elektrische rugkanteling en hoofdsteun)	<b>2.113,03</b>
ATA0636	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoir fixe 290-380 mm réglable en hauteur amovible	NC: 1277, 1285, 2201	
ATA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard armpad (325 mm)	NC: 0690	
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Verlengde armpad (+ 50 mm)	NC: 0690	
ATA1306	<input type="checkbox"/>	Duwbeugel		
<b>***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****</b>				
<b>ZITVERSTELLINGEN voor RECARO</b>				
ATA1023	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste zithoogte 450 mm; X-plore: + 40 mm		
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Vaste zithoogte 480 mm; X-plore: + 40 mm		
ATA1002	<input checked="" type="checkbox"/>	Manueel instelbare zitkanteling met draadstang		
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Elektrische zitkanteling 0° tot 25°		<b>1.374,93</b>
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>				
ATA0590	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevestigingspositie van de beensteunen voor een zitkussen tot 70 mm dik		
ATA0591	<input type="checkbox"/>	Bevestigingspositie van de beensteunen voor een zitkussen vanaf 70 mm dik		
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN LINKS</b>				
ATA0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Hanger Vari F links		
ATA0537	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A links	NC: 0505	<b>144,72</b>
ATA0539	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° links	NC: 0505, 0522, 1436, 2201	<b>723,65</b>
ATA0535	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun links	NC: 0505, 0509, 0511, 0522	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUN RECHTS</b>				
ATA0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Hanger Vari F rechts		
ATA0547	<input type="checkbox"/>	Hanger Vari A rechts	NC: 0502	<b>144,72</b>
ATA0549	<input type="checkbox"/>	Hanger ADE 0° - 80° rechts	NC: 0502, 0522, 1436, 2201	<b>723,65</b>
ATA0545	<input type="checkbox"/>	Zonder beensteun rechts	NC: 0502, 0506, 0508, 0522	
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN LINKS</b>				
ATA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat links	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ATA0509	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat links	NC: 0535	
ATA0511	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat links	NC: 0535	<b>65,13</b>
<b>INDIVIDUELE VOETPLATEN RECHTS</b>				
ATA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste voetplaat rechts	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ATA0506	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	
ATA0508	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaat rechts	NC: 0545	<b>65,13</b>
<b>BEENSTEUNEN PER PAAR</b>				
ATA0503	<input type="checkbox"/>	Hangers Vari F per paar		
ATA0533	<input type="checkbox"/>	Hangers Vari A per paar	NC: 0512	<b>289,44</b>
ATA0531	<input type="checkbox"/>	Hangers ADE 0° - 80° per paar	NC: 0512; 0522, 1436, 2201	<b>1.447,27</b>
ATA0501	<input type="checkbox"/>	Zonder hangers	NC: 0512; 0504; 0522, 0513	
<b>VOETPLATEN PER PAAR</b>				
ATA0512	<input type="checkbox"/>	Vaste voetplaten	NC: 0501; 0533; 0532; 0531	
ATA0504	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare voetplaten per paar	NC: 0501	
ATA0513	<input type="checkbox"/>	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten per paar	NC: 0501	<b>130,26</b>
<b>LINX BEDIENING</b>				
<b>BEDIENING + HOUDER</b>				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA2204	◆	REM216: LiNX bediening met 3 rijprofielen; met lichten	NC: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233, 2270	
ATA2205	☐	REM400: LiNX bediening met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 2220	250,00
ATA2206	☐	REM500: LiNX bediening zonder joystick met touch-screen interface, geïntegreerde bluetooth en configureerbare jack sockets	NC: 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 MET TOGGLE SWITCHES</b>				
ATA2270	☐	Toewijsbare Toggle Switch Module voor REM400 (DLX-SW400TGL) vooringesteld met links: ON/OFF, en rechts: snelheidsregelaar	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ATA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA1707	◆	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA1708	☐	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA2213	☐	centraal gemonteerd, wegzwenkbaar rechts, nucleus	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	<b>717,85</b>
ATA2214	☐	centraal gemonteerd, wegzwenkbaar links, nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	<b>717,85</b>
ATA2227	☐	Beugel rechts, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, 2245, 2108, 1287, 2128	60,00
ATA2228	☐	Beugel links, gemonteerd voor de begeleider	NC: 2219, 2220, 2245, 2108, 1286, 2128	60,00
ATAXXX	☐	werkbladbesturing wegklapbaar in het blad	Special	<b>2.243,30</b>
ATZ2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>MONTAGE REM500 DISPLAY</b>				
ATA2209	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; rechts gemonteerd	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA2210	☐	Beugel wegzwenkbaar, multi-instelbaar; links gemonteerd	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA2213	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar rechts, balscharnier	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	<b>717,85</b>
ATA2214	☐	Centrale bevestiging, swing-away naar links, balscharnier	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	<b>717,85</b>
ATZ2239	☐	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: BEGELEIDERSBEDIENING + MONTAGE</b>				
ATA2220	☐	Dubbele bediening LiNX (REM050 als begeleidersbediening)	NC: 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), (2227/2228+2201/2203/2204), 2128, 2230, 2247, 2233	<b>783,09</b>
ATA2219	☐	Begeleidersbediening: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>850,18</b>
ATA2245	☐	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	<b>1.200,00</b>
ATA1207	☐	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC: 2245, (2229+1287)	
ATA1208	☐	Standaard beugel links gemonteerd	NC: 2245, (2229+1286)	
ATA1221	☐	Afneembare beugel rechts	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ATA1222	☐	Afneembare beugel links	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
<b>DUBBELE BEDIENING: COMPACTE BEDIENINGEN + MONTAGE</b>				
<b>Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden</b>				
ATA2231	☐	Proportionele Compact Remote DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	<b>811,27</b>
ATA2232	☐	Proportionele Compact Remote Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	<b>928,20</b>
ATA2207	☐	Rechts gemonteerd	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205)	
ATA2208	☐	Links gemonteerd	NC: 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205)	
ATA2213	☐	Centraal gemonteerd, swing-away naar rechts (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>717,85</b>

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Centraal gemonteerd, swing-away naar links (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>717,85</b>
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Individuele bevestiging per verzoek (Special) - MEER INFO VEREIST		Op aanvraag
<b>DUBBELE BEDIENING: ALTERNATIEVE JOYSTICKS OF INPUT + MONTAGE</b>				
Altijd stuurkast REM400/500 aanduiden				
<b>Kinbesturing + montage</b>				
ATA2229	<input type="checkbox"/>	Proportionele kinbediening (ASL138)	NC: 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	<b>1.881,47</b>
ATA1289	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar rechts, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	
ATA1288	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar links, manueel (ASL628); altijd met Elan Hoofdsteun	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	
ATA1287	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar rechts, elektrisch	NC: 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312, (2121+0977)	<b>501,46</b>
ATA1286	<input type="checkbox"/>	Swing Away beugel naar links, elektrisch	NC: 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363	<b>501,46</b>
<b>Alternatieve besturing van de zitunit</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
In combinatie met alternatieve joystick: enkel aan de andere zijde van de joystick				
ATA2251	<input type="checkbox"/>	10_way switch		
ATA2217	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, vooraan	NC: 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415, 2235, 2241	55,00
ATA2218	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, vooraan	NC: 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339, 2236, 2242	55,00
ATA2227	<input type="checkbox"/>	Bevestiging rechts, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ATA2228	<input type="checkbox"/>	Bevestiging links, achteraan voor begeleider	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ATA2252	<input type="checkbox"/>	Verbindingloom met jack sockets voor 10_way switch		
ATA2225	<input type="checkbox"/>	Zonder montage		
<b>USB LADER</b>				
ATA2253	<input type="checkbox"/>	USB lader poort DLX-USB02-A	NC: 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ATA2207	<input type="checkbox"/>	rechts gemonteerd		
ATA2208	<input type="checkbox"/>	links gemonteerd		
<b>LINX ACCESSOIRES (NIET GEMONTEERD)</b>				
ATA2300	◆	Niet gemonteerd		
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd en geprogrammeerd (Special)		Op aanvraag
<b>BUDDY BUTTONS</b>				
ATA1685	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ATA1686	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ATA1687	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ATA1690	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
<b>EGG SWITCH loom 2252 nodig als REM400/500 niet is gekozen</b>				
ATA2254	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b>				
ATA1711	<input type="checkbox"/>	ROOD		85,00
ATA1712	<input type="checkbox"/>	GEEL		85,00
ATA1713	<input type="checkbox"/>	GROEN		85,00
ATA1714	<input type="checkbox"/>	ORANJE		85,00
ATA1715	<input type="checkbox"/>	BLAUW		85,00
ATA1716	<input type="checkbox"/>	ZWART		85,00
<b>BODYPOINT JOYSTICKKNOPPEN</b>				
ATA2721	<input type="checkbox"/>	3 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC101A		130,00
ATA2722	<input type="checkbox"/>	4 inch U-vormig joystickknop, Bodypoint PC102A		130,00
ATA2723	<input type="checkbox"/>	Rubber, koepelvormig joystickknop, Bodypoint PC107A		130,00
ATA2724	<input type="checkbox"/>	Paddestoelvormig joystickknop, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIES ONDERSTEL</b>				
<b>FRAMEKLEUREN</b>				
ATA0202	◆	BLAUW		
ATA0228	<input type="checkbox"/>	ZWART		
ATA0220	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE		
ATA0204	<input type="checkbox"/>	TRANSPARANT CHERRY RED		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	SPECIALE KLEUR (RAL code vereist)		550,00
<b>VOORWIELEN</b>				
ATA0851	◆	Voorwielen met luchtbanden 3.00 - 6 grijs		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA0853	<input type="checkbox"/>	Voorwielen met luchtbanden 3.00 - 6 grijs, Puncture Proof, vloeibare inhoud		
ATA0855	<input type="checkbox"/>	Voorwielen met banden 3.00 - 6 grijs, Puncture Proof, vaste inhoud		
<b>ACHTERWIELEN</b>				
ATA0771	<input checked="" type="checkbox"/>	Achterwielen met luchtbanden 3.00 - 8 grijs		
ATA0773	<input type="checkbox"/>	Achterwielen met luchtbanden 3.00 - 8 grijs, Puncture Proof, vloeibare inhoud		
ATA0799	<input type="checkbox"/>	Achterwielen met Trelleborg luchtbanden 8x3.00 grijs		195,00
ATA0798	<input type="checkbox"/>	Achterwielen met Trelleborg luchtbanden 8x3.00 grijs Puncture Proof, vloeibare inhoud		195,00
ATA0750	<input type="checkbox"/>	Achterwielen met banden 3.00 - 8 grijs Puncture Proof, vaste inhoud		
<b>SNELHEID</b>				
ATA1277	<input type="checkbox"/>	Motortype 6 km/u		
ATA1285	<input checked="" type="checkbox"/>	Motortype 10 km/u	NC: (2201+2220)	
ATA1224	<input type="checkbox"/>	DuraWatt motoren 12 km/u	NC: (2201+2220), DX2	550,00
<b>BATTERIJEN</b>				
ATA1364	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterij 73,5 Ah (Gel)		
ATA1392	<input type="checkbox"/>	Zonder batterij		
<b>VERING</b>				
ATA1240	<input type="checkbox"/>	Vering voor gebruikersgewicht tot 80 kg		
ATA1241	<input checked="" type="checkbox"/>	Vering voor gebruikersgewicht van 70 kg tot 100 kg		
ATA1242	<input type="checkbox"/>	Vering voor gebruikersgewicht van 90 kg tot 150 kg		
ATA1238	<input type="checkbox"/>	Voorvering voor X-plore (tot 100 kg)		
ATA1239	<input type="checkbox"/>	Voorvering voor X-plore (boven de 100 kg)		
<b>G-TRAC</b>				
ATA1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>LADER</b>				
ATA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Lader 8A (200 - 250V)		
ATA1313	<input type="checkbox"/>	Lader Opticharger 10A		55,00
<b>VERLICHTING</b>				
ATA1437	<input checked="" type="checkbox"/>	LED verlichtingssysteem met richtingaanwijzers	NC: 1638, 1643, 2201, 2203, 2202, 2221, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2113, 2191+2186/2187)	
<b>VEILIGHEIDSOPTIES</b>				
ATA1204	<input type="checkbox"/>	Opklapbare anti-tipper		130,00
ATA1205	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-tipper		
ATA1244	<input type="checkbox"/>	Stoepklimmer	NC: 0522, 1450	<b>484,84</b>
ATZ1450	<input type="checkbox"/>	Vorbereid voor DAHL-Docking station (adequate hoofdsteun verplicht)	NC: 0017, 1244	510,00
ATA1493	<input checked="" type="checkbox"/>	4-punts transportfixatie (voor het vervoer zonder personen)		
ATA1494	<input type="checkbox"/>	4-punts transportfixatie (gecrashtest voor het vervoer van personen: hoofdsteun verplicht)	NC: 1158, 1199, 2128	
ATA1329	<input checked="" type="checkbox"/>	Veiligheidsgordel met clipsluiting	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2113	<input type="checkbox"/>	Heupgordel met auto slot voor modulite zitunit (railbevestiging)	NC: 2110, (2132+2181/2183), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA1332	<input type="checkbox"/>	H-gordel	NC: 2110, 2108, (1985+1356/1447)	<b>224,02</b>
<b>BODYPOINT GORDELS (INCL. MONTAGE KIT)</b>				
ATA2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2703	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2704	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Ctr-Pull, Drukknop, Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2705	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop, Cinch-Montage Maat L (lengte 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
ATA2706	<input type="checkbox"/>	2-Punts Heupgordel, Dual-Pull, Side-Release knop. Cinch-Montage Maat M (lengte 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
<b>ACHTERUITKIJKSPIEGEL</b>				
ATA1415	<input type="checkbox"/>	Rechts	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	<b>75,31</b>
ATA1339	<input type="checkbox"/>	Links	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242	<b>75,31</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ATA2128	<input type="checkbox"/>	Rughaken op Modulite zitunit (max laadvermogen tot 6 kg = impact op het max. gebruikersgewicht)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 2233	150,00
ATA1312	<input type="checkbox"/>	Stokhouder rechts	NC: 0951, 1287	65,00
ATA1363	<input type="checkbox"/>	Stokhouder links	NC: 0952, 1286	65,00
ATA1404	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar rechts	NC: (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/16 17/1611/1614/1615 + 1207/1707), 1607,1608, 1612, 2209, 2213, 2214, 1287, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	<b>231,56</b>
ATA1405	<input type="checkbox"/>	Werkblad, opklapbaar naar links	NC: (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/16 17/1611/1614/1615+ 1208/1708), 1607,1608, 1612, 2210, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	<b>231,56</b>
ATA1416	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor de voorwielen		45,00
ATA1417	<input type="checkbox"/>	Spatborden voor de achterwielen		125,00
ATA1333	<input type="checkbox"/>	Toolkit		25,00
ATA1379	<input type="checkbox"/>	Urenteller		400,00
ATZ1300	<input type="checkbox"/>	Speciale aanpassingen		Op aanvraag