



Invacare®

Action® Vertic

Hoogte winnen !

Trusted Solutions,
Passionate People




De *Invacare Action Vertic* is een manuele rolstoel met een elektrisch aangedreven sta-op systeem. Het is ontworpen voor de actieve gebruikers die een rechtstaande positie willen aannemen, maar hun energie willen sparen voor het aandrijven van hun rolstoel. Zo genieten ze zowel van de onafhankelijkheid als van de fysiologische stimulans.

Precieze sta-op functie

De *Invacare Action Vertic* is zo ontworpen dat de twee rotaties (op de knieën en het bekken) om tot een sta-positie te komen geleidelijk gebeuren en de natuurlijke beweging van het lichaam volgen.

Een goede positie wordt gegarandeerd dankzij de drukverstelbare rugleuning. De positie wordt volgehouden dankzij de knie-, heup-, en borstband.

Kenmerken en opties



Balanssysteem

Systeem waarbij de voetbuizen op de grond steunen en de rolstoel in sta-op positie ondersteunt.



Heup- en borstband

Essentieel voor een goede houding tijdens de sta-op positie.



Anti-tip wieljes



Technische gegevens

Voor meer informatie, raadpleeg onze website op www.invacare.be.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Breedte rugleuning | Zitdiepte | Zitting naar vloerhoogte | Hoogte rugleuning | Hoogte armleningen | OL | Staande positie | Totale breedte |
| | | | | | | | |
| 380 / 430 / 480 mm | 410 - 460 / 460 - 510 mm | 500 mm | 320 - 475 mm | 150 - 230 mm | 405 - 460 mm | 1360 mm | Breedte zitting + 190 mm |
| Totale hoogte | Zithelling | Totale breedte met zwenkarm | Totale lengte zonder zwenkarm | Gewicht | Max. gebruikers gewicht | Batterijcapaciteit | |
| | | | | | | | |
| 865 mm | 4° | 340 - 480 mm | 840 - 980 mm | 27 kg | 115 kg | 24V x 3,8 Ah | |

Chassiskleur

Zilver



Bekleding

Zwart Nylon



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

Trusted Solutions,
 Passionate People

