



AQUATEC®

Ocean Ergo

een geavanceerde range modulaire douche-/toiletstoelen



Premium oplossingen voor persoonlijke hygiëne

Ergonomisch, veelzijdig en eenvoudig manoeuvreerbaar



Yes, you can.®

Uitzonderlijk veelzijdig en ergonomisch verantwoord

Onze Ocean Ergo range is speciaal ontworpen om douchen en toiletgang nog eenvoudiger te maken.

Van een standaard verrijdbare douche-/toiletstoel tot een zelfrijder of een kantelbare uitvoering - de Ocean Ergo biedt een oplossing voor bijna iedereen.

In samenwerking met ervaren therapeuten waren onze ontwerpdoelen gericht op ergonomie en op de leefstijl en het welzijn van cliënten.

Elk model in de Ocean Ergo range is geoptimaliseerd voor maximale veiligheid, comfort en ondersteuning.

Of er nu zelfstandig of met hulp van een zorgverlener gezorgd wordt voor de persoonlijke hygiëne - ieder exemplaar van onze modulaire stoelen biedt een waardige oplossing.

Modellen met zitkantelverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning

De Ocean VIP Ergo en Ocean Dual VIP Ergo hebben een zithoekkanteling van -5° tot 40° met een geïntegreerd gewichtverplaatsingsmechanisme dat zorgt voor optimale stabiliteit en een kleine voetafdruk.


De Ocean Dual VIP Ergo is multifunctioneel en biedt zowel een zit- als rugkanteling. De hoek tussen zitting en rug kan zo 5° tot 35° zijn. De kanteling werkt simpel dankzij het lichtgewicht frame.



NIEWSTE kenmerken

Verbeterd armsteun systeem

- > Nieuw ontworpen armsteunen bieden meer ondersteuning en comfort voor de gebruiker. De nieuwe, optionele armleggers bieden een zachter rustoppervlak. Eenvoudig geïntegreerd vergrendelmachanisme optioneel verkrijgbaar.



Extra lage zithoogte

- > Extra instelmogelijkheden van de zithoogte zijn geïntroduceerd voor het maken van veilige en onafhankelijke transfers. Het frame kan verlaagd worden voor kleinere mensen, verkrijgbaar op de Ocean Ergo XL.



Stopfunctie zitkanteling

- > Een eenvoudige optionele functie die voorkomt dat de zitkanteling onder de 0° komt. Dit zorgt ervoor dat het frame horizontaal blijft en helpt wanneer iemand in/uit de stoel wordt getild met een tillift.



Ergonomische hoofdsteunhouder

- > Met verschillende asverstellingen biedt de ergonomische hoofdsteunhouder superieure houdingsondersteuning voor de hoofd/nek regio. Verstellen gaat snel en simpel door het los- en aandraaien van de handschroeven om correcte positie te bewerkstelligen voor de gebruiker. Eenvoudig te gebruiken zonder gebruik van gereedschap.





Innovatieve ergonomische zitting

- > Op inzichten gebaseerd ontwerp stimuleert een rechtopzittende houding voor meer onafankelijkheid en comfort.
- > Ontworpen rondom de afdrucken die mensen achterlaten bij het zitten.
- > Een 5° zitkanteling tilt de knieën op in een natuurlijke squatpositie voor de toiletgang.
- > Transferondersteuning aan de voorzijde van de zitting faciliteren dat de gebruiker zichzelf kan positioneren in een comfortabele positie.



Zeer configureerbaar

- > Verkrijgbaar met een uitgebreide reeks accessoires voor positionering, toiletgang en zitten. Ter ondersteuning van een variëteit aan gebruikerscondities en positioneringsbehoeften.



Extreem stabiel

- > Frame van stabiel en roestvrij staal voor extra veiligheid en een vertrouwd gevoel.



Eenvoudig in gebruik

- > Een compacte voetafdruk en een geoptimaliseerde wielbasis maken de stoel goed manoeuvreerbaar in kleine ruimtes.
- > Eenvoudig te demonteren voor transport en opslag.

Maak kennis met de **Ocean** Ergo reeks

Ontdek het flexibele assortiment douche-/toiletstoelen dat oplossingen biedt voor een breed scala aan gebruikersbehoeften.



Ocean Ergo

Een verrijdbaar basismodel



Ocean Ergo XL

Een verrijdbaar basismodel met een max. gebruikersgewicht van 180 kg



Ocean 24'' Ergo

Een zelfrijder basismodel



Ocean VIP Ergo

Een model met zitkantelverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning



Ocean Dual VIP Ergo

Een model met zitkantel- én rugverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning

Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing en de onderdelenlijst, raadpleeg de Invacare website.



Zibteedte ▼



Zitdiepte ▼



Totale breedte ▼



Totale diepte ▼



Breedte tussen de armsteunen ▼

	Zibteedte ▼	Zitdiepte ▼	Totale breedte ▼	Totale diepte ▼	Breedte tussen de armsteunen ▼
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Hoek zitkanteling ▼



Hoek rugkanteling ▼



Gewicht ▼



Max. gebruikersgewicht ▼

	Hoek zitkanteling ▼	Hoek rugkanteling ▼	Gewicht ▼	Max. gebruikersgewicht ▼
Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg
Ocean 24" Ergo	-	-	23 kg	150 kg
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23.5 kg	150 kg
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28.3 kg	150 kg



Frame kleur

Tel.: +32 (0)50 83 10 10
 marketingbelgium@invacare.com
 www.invacare.be

Invacare NV
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 België