

Colibri

Geniet van uw vrijheid



Stijlvolle en lichtgewicht scooter

Ontworpen met de Invacare Litelock™ technologie



Yes, you can.

Een kleine scooter met een grote persoonlijkheid

De microscooter Invacare Colibri® is elegant, gebruiksvriendelijk en kleurrijk, ontworpen voor hen die een compleet onafhankelijke leefwijze hebben.

Dankzij het gepatenteerde LiteLock™ systeem is de Colibri® zonder gereedschap gemakkelijk demonteerbaar en eenvoudig op te bergen in de koffer van uw wagen. Met zijn kleine omvang is deze scooter uitzonderlijk wendbaar in smalle ruimtes.



Eenvoudig transport



Set grotere wielen en batterijpakket (optie)



Meer comfort



Mix 'n' Match panelen

- Innovatief en gepatenteerd Invacare LiteLock™ systeem.
- Kan gemakkelijk zonder gereedschap worden gedemonteerd voor snel en moeiteloos transport.
















- Grotere set wielen als optie.
- Extra batterijpakket.
- Kies waar u de batterij wilt opladen: direct op de Colibri® of los ervan.

- De zachte, gevoerde zitting geeft comfort tijdens het rijden.
- Voor nog meer comfort is er ook een 'easy fit' zittingvering verkrijgbaar.


- Verwisselbare mix 'n' match panelen.
- Wissel eenvoudig panelen, geen gereedschap nodig met behulp van het clip-on-mechanisme.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.


 Breedte rugleuning ▼ 465 mm	 Zitdiepte ▼ 400 mm	 Zitting naar vloerhoogte ▼ 370 - 420 mm	 Hoogte rugleuning ▼ 385 mm	 Totale breedte ▼ 505 mm
 Obstakel-hoogte ▼ 45 mm	 Max. veiligheids-helling ▼ 6° / 10.5%	 Motor-capaciteit ▼ 200 W	 Max. rijafstand ▼ Tot 16 km	 Max. rijsnelheid ▼ 8 km/h
 Totale lengte ▼ 1170 mm	 Leeggewicht ▼ 44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	 Max. gebruikers-gewicht ▼ 136 kg	 Accu capaciteit ▼ 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	 Draaicirkel ▼ 2200 mm

Frame kleuren



Blauw

Rood



Groen

Marmar
Wit



Diamant
Zilver

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.