

Comet[®] Pro

Kracht en prestaties in een premium pakket



Yes, you can.

Betrouwbaarheid waar u ook gaat

Of u nu naar de plaatselijke winkels gaat of naar de stad, of een trip verder weg maakt, met de nieuwe Comet[®] PRO overbrugt u de afstand in comfort, veiligheid en stijl.

Zijn krachtige outdoor eigenschappen, gecombineerd met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en opties, zorgen voor een snelle, krachtige en betrouwbare aandrijving.

Met zijn uitzonderlijke rijgedrag en moderne esthetiek biedt de Comet[®] PRO kracht en prestaties in een premium pakket.



Eersteklas prestaties en controle

- › Dankzij de verbeterde rijeigenschappen en 2 x 75 Ah accu's, stelt de Comet[®] PRO u in staat om langer te genieten en meer uitdagende tochten te maken voorbij de grenzen van de stad. De grote 13" voor- en achterwielen, gecombineerd met een superieur ophangstelsel, laten u op een vlotte en veilige wijze comfortabel over stoepranden en obstakels rijden. Daarnaast zorgt de automatische reductie van uw rijsnelheid voor extra stabiliteit en veiligheid in bochten.

TÜV getest

- › De Comet[®] PRO werd onderworpen aan onafhankelijke Duitse TÜV laboratorium testen. Dit geeft u het nodige vertrouwen en geruststelling tijdens het rijden. Bovendien verschaffen geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, zoals een twee-staps motorontkoppelingshendel en de automatische snelheidsreductie, extra zekerheid.

Compact en modern

- › Ontworpen met zowel comfort als precisie in het achterhoofd, biedt Comet[®] PRO een uitzonderlijke wendbaarheid en controle, zelfs in krappe en lastige ruimtes. Daarnaast biedt de ergonomische besturing een optimale rijpositie, waardoor u prettiger en meer ontspannen reist.



Kenmerken en opties



Gevorderd veersysteem

Voor een vlotte en comfortabele rit over oneffen terreinen.



Rechtuit stabiliteit

Houdt u in een rechte lijn bij hoge snelheden en dit voor extra veiligheid en stabiliteit.



Instelbare stuurkolom

Gebruikers kunnen de stuurkolom eenvoudig afstellen op de gewenste positie.



Ergonomisch stuur

Het ergonomisch ontworpen stuur zorgt voor een eenvoudigere en toegankelijke controle over het stuur.



Intuïtief LCD display

Een begrijpelijke layout geeft u overzicht en vertrouwen tijdens het rijden.



Remlicht

Duidelijke, heldere remverlichting waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.



Motorontkoppelingshendel

De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Automatische snelheidsreductie

Automatische snelheidsreductie vermindert de snelheid in bochten voor extra veiligheid.



Zijspiegels

Verhoog de veiligheid door uw zichtbaarheid achter u te verbeteren.



Afgesloten box

Deze afsluitbare box is beschikbaar voor zowel de voor- als achterkant van de scooter en stellen u in staat uw eigendommen veilig te vervoeren.



Stokhouder

Ideaal voor het dragen van uw boodschappen. Deze mand is stevig bevestigd aan de achterkant van uw scooter.



Stokhouder

Dit houdt uw stok stabiel en veilig tijdens de rit.


Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

	Breedte rugleuning ▼	Zitdiepte ▼	Zitting naar vloerhoogte ▼	Hoogte rugleuning ▼
Comet® PRO	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm
	Totale breedte ▼	Totale lengte ▼	Leeg gewicht ▼	Het zwaarste deel ▼
Comet® PRO	665-685 mm	1450 mm	136 kg	63 kg
	Max. gebruikersgewicht ▼	Accu capaciteit ▼	Draaicirkel ▼	Obstakelhoogte ▼
Comet® PRO	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm
	Bodemspeling ▼	Max. veiligheids-helling ▼	Motor capaciteit ▼	Max. rijafstand ▼
Comet® PRO	100 mm	10 °	10 km/h: 550 W / 1300 W ¹ 12 km/h: 550 W / 1500 W ¹ 15 km/h: 550 W / 1600 W ¹	55 km
				Max. rijsnelheid ▼
				12 of 15 km/h Comet® ULTRA: 10 km/h

1. Piekvermogen

Frame kleuren



Bekleding



Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®