

**Küschall®**  
**COMPACT**



## **UNLIMIT YOUR WORLD\***

Bij Küschall geloven we dat niets onmogelijk is als u de wilskracht hebt om het te bereiken. De Küschall Compact biedt u veelzijdigheid en betrouwbaarheid in één product. Geen grenzen meer voor uw persoonlijkheid, uw comfort.  
**Verruim uw wereld.**

## **KÜSCHALL COMPACT**

De Küschall Compact is de absolute standaard voor **betrouwbaarheid** en kwaliteit. De stoel is verkrijgbaar met vaste of wegzwenkbare beensteunen om aan uw behoeften te voldoen. Als u op zoek bent naar een zeer configureerbare, compacte en actieve rolstoel, past de Compact bij uw levensstijl!

## **HYDRO GEVORMD**

Hydroforming heeft het DNA van het Compact model een toegevoegde waarde gegeven. Met behoud van zijn veelzijdigheid en comfort is het totale gewicht van de stoel met 500 gram verlaagd. Hydro gevormde buizen verhogen de rigiditeit nauwkeurig en precies. Deze buizen geven ook een moderne uitstraling aan de volledige stoel.

\* Verruim uw wereld

## FRAME

---

- Het hydro gevormd voorframe maakt de stoel 500 g lichter in vergelijking met de oude generatie.

## BEENSTEUN

---

- Verkrijgbaar met wegzwenkbare beensteunen - ideaal voor transfers en transport - of met vaste beensteunen (80° of 70°) voor meer rigiditeit.

## VOETSTEUN

---

- De nieuwe voetplaten hebben zowel een nieuwe vorm, als een nieuwe bekleding die aansluiten bij het modern design van de stoel.



# Küschall® COMPACT

## VOUWSYSTEEM

- Eenvoudig vouwsysteem - één vinger is voldoende om het op te vouwen. Vergrendeling in lengterichting om de zitbuizen veilig op te bergen tijdens het uitvouwen.

## KRUISSTEUN

- Ontworpen voor gebruikers met weinig kracht en om een hoger gewicht te kunnen ondersteunen. Enkel of dubbel, afhankelijk van de zitbreedtes.

## KEEP ON TRACK

- Intuïtieve en unieke aanpassing van het zwenkwiel, uitstekend om de richting stabiel te houden.

## VORK

- Nieuw design en geïntegreerde lagers om stofophoping te verminderen en onderhoud te vergemakkelijken.

# HOOFDKENMERKEN

## BETROUWBAARHEID

Indrukwekkende rigiditeit: minder kracht vereist tijdens het rijden dankzij het nieuw design. Nog steviger met een ééndelige voetplaat. De stoel vouwt zeer gemakkelijk dankzij het specifiek kruissteun dat is ontworpen voor gebruikers met weinig spierkracht.



## UITSTEKENDE FUNCTIONALITEIT

Onder de kenmerken en voordelen vinden we de afneembare beensteunen verkrijgbaar met respectievelijk een hoek van 70 ° of 80 ° met een nauwkeurig vergrendelingsmechanisme. Een optionele neerklapbare rugleuning maakt deze stoel nog compacter voor transport.

## VERBETERD COMFORT

Dankzij een groot aantal opties kunt u de stoel aanpassen aan uw behoeften, zoals het versmalde voorframe voor een betere beenpositionering of de neerklapbare rugleuning op de stoel voor beperkte ruimte.




## LICHT EN HYDRO GEVORMD

Het frame is tot in het kleinste detail herzien, dankzij de hydroforming-technologie en een volledig herontwerp van de stoel. Dit vloeit voort in een gewichtvermindering van 500 g in vergelijking met de oude versie.

# PERSONALISATIE

## 1 KIES HET FRAMEKLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

## 2 KIES UW DESIGN STIJL



## 3 KIES HET KLEUR VAN UW DESIGN STIJL



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

# TECHNISCHE GEGEVENS

## ZITBREEDTE

280 – 500 mm  
In stappen van de 20 mm



## ZITDIEPTE

320 – 500 mm  
In stappen van 20 mm



## ONDERBEENLENGTE

200 – 510 mm  
In stappen van 10 mm



## RUGHOOGTE

300 – 510 mm  
In stappen van 15 mm



## RUGHOEK

82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



## ZITHOOGTE

Voor : 370 – 530 mm  
Achter : 370 – 500 mm  
In stappen van 10 mm



## FRAMEHOEK

70° / 80°  
Recht of toelopend



## TOTALE BREEDE

Zitbreedte + 160 mm



## TOTALE BREEDE GEVOUWEN

ca. 290 mm



## TOTALE LENGTE

70° : ca. 870 – 1220 mm  
80° : ca. 850 – 1200 mm



## CAMBER

0° / 3°



## TOTAAL GEWICHT

ca. 10.5 kg (wegzwenkbare beensteunen)  
ca. 9.6 kg (vaste beensteunen)



## TRANSPORTGEWICHT

ca. 7.8 kg (wegzwenkbare beensteunen)  
ca. 6.7 kg (vaste beensteunen)



## MAX. GEBRUIKERSGEWICHT

130 kg



## CRASH TEST

Goedgekeurd: voldoet aan de vereisten van ISO



Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

# K

**UNLIMIT YOUR WORLD**

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be  
www.kuschall.com

Invacare N.V.  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België

Deze rolstoel is bedoeld om mobiliteit te bieden aan mensen die beperkt zijn tot een zittende positie en die zichzelf meestal voortstuwten. Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat, volgens deze voorschriften, de CE-markering draagt. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.

Kuschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Invacare International GmbH absoluut noodzakelijk.

© Juli 2023, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. BE-NL - 03/2020