

Küschall® K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD*

Bij Kuschall geloven we dat niets onmogelijk is wanneer u de wilskracht hebt om het te bereiken. De Kuschall K-Series biedt prestaties en uitbreidingsmogelijkheden in één product. Geen limieten meer voor uw energie, uw vrijheid.

Unlimit your world.

KÜSCHALL K-SERIES

De K-Series is een designicoon, een trendsetter op het gebied van vastframe rolstoelen.

Het ingenieuze modulaire zitsysteem past zich aan uw behoeften aan en de dynamische opstelling biedt uitstekende rijprestaties.

HYDRO GEVORMD

Het hydro gevormde voorframe brengt het design van uw K-Series naar een ander niveau. Deze nieuwe technologie verbetert de rijprestaties en verhoogt de rigiditeit en de stevigheid. De slanke lijnen en het dynamisch uiterlijk maken de stoel een tijdloos icoon.

* Verruim uw wereld

HYDRO GEVORMD VOORFRAME

- Ergonomische grip, ideaal voor herpositionering en transfers, framehoek beschikbaar in 90° en 75°.

LICHTE ACTIEVE REM

- De nieuwe aluminium rem, met een strak design, brengt de lichtheid naar een ongekend niveau. Precisie in elk detail.

STRAK VOORFRAME

- Het toelopend voorframe biedt goede ondersteuning aan de onderste ledematen.

VOETSTEUN

- Volledig herontworpen d.m.v. platte buizen voor betere positionering en meer comfort tijdens het rijden.



Küschall® K-SERIES

NIEUWE RUGBEUGEL

- Ergonomische vorm voor betere grip tijdens transfers en transport. Verlaagde beugelpositie: ideaal voor Matrx rugleuningen.

RUGLEUNING

- Opklapbare rugleuning op de zitting. Hoek verstelbaar in zes posities om aan verschillende behoeften te voldoen.

ZITMODULE

- De zitmodule biedt vijf verschillende posities van het zwaartepunt. Dit maakt de rolstoel actiever.

WIELBEHUIZING

- Er werd een nieuw aluminium buisprofiel gelast aan de voorste framebuis. Dit in overeenstemming met het design van de stoel.

VORK

- Nieuw design en geïntegreerde lagers om stofophoping te verminderen en onderhoud te vergemakkelijken.

HOOFDKENMERKEN

ICONISCH

Met zijn minimalistisch en iconisch open frame en lichtgewicht design geeft de K-Series u de mogelijkheid om te genieten van dagelijkse activiteiten; of het nu gaat om van en naar uw werk te gaan of te genieten van uw vrije tijd, de K-Series geeft u de vrijheid om uzelf te zijn.



ZITMODULE

Een zwaartepuntverstelling verborgen onder de stoel betekent dat u de zitmodule heen en weer kunt bewegen in vijf verschillende posities. Het kan op een later tijdstip eenvoudig worden aangepast zonder dat er extra componenten nodig zijn.

DYNAMISCH

Het frame heeft een constante geometrie t.o.v. de grond, dus het is niet nodig om iets aan het frame aan te passen. Wielen blijven altijd in dezelfde positie t.o.v. het frame. Een design dat grote rigiditeit biedt voor geweldige rijprestaties!




HYDRO GEVORMD VOORFRAME

Het nieuw hydro gevormd frame brengt meer persoonlijkheid aan de K-Series. Een iconische look die vandaag nog herkenbaarder wordt dankzij de strakke lijnen. Dankzij het robuust frame wordt uw rijervaring spannender dan ooit.



PERSONALISATIE

1 KIES HET FRAME KLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 KIES UW DESIGN STIJL



3 KIES HET KLEUR VAN UW DESIGN STIJL



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

320 – 500 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

350 – 525 mm
In stappen van 25 mm



ONDERBEEN- LENGTE

290 – 480 mm
In stappen van 10 mm



RUGHOOGTE

270 – 480 mm
In stappen van 15 mm



RUGHOEK

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ZITHOOGTE

Voor : 450 – 520 mm
Achter : 390 – 490 mm
In stappen van 10 mm



FRAMEHOEK

75° / 90°
V-frame of toelopend



TOTALE BREEDTE

Zitbreedte + 170 mm



TOTALE LENGTE

75° frame: ca. 830 - 1055 mm
90° frame: ca. 760 - 985 mm



POSITIE ZWAARTEPUNT

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBER

0° / 3° / 6°



TOTAAL GEWICHT

ca. 7.8 kg



TRANSPORT- GEWICHT

ca. 5.1 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Goedgekeurd: voldoet aan de
vereisten van ISO 7176-19



Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

K

UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be
www.kuschall.com

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België

Deze rolstoel is bedoeld om mobiliteit te bieden aan mensen die beperkt zijn tot een zittende positie en die zichzelf meestal voortstuwen.
Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat, volgens deze voorschriften, de CE-markering draagt.
Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.

Kuschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Invacare International GmbH absoluut noodzakelijk.

© Januari 2020, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. BE-NL - 01/2020