

Orion[®] Pro

Comfort, veiligheid en betrouwbaarheid met toegevoegde prestaties



Yes, you can.

Nog betere prestaties

Ideaal voor langere uitstapjes naar de stad of om 's middags door het park te rijden met uw kleinkinderen: de nieuwe, ergonomisch ontworpen Orion® PRO is een krachtige uitvoering van het standaard Orion® METRO model.

Met verbeterde accu prestaties, superieure vering en grote 12" wielen, is de nieuwe Orion® PRO ideaal voor gebruikers die behoefte hebben aan betere prestaties.



Geavanceerde vering, soepeler rijden

- > Het geavanceerd veersysteem op de Orion® PRO is ontworpen voor betere prestaties en comfortabel rijden over verschillende oppervlakken en terreinen. Daarnaast is de Orion® PRO voorzien van een krachtige motor en 12" luchtbanden. Deze zorgen ervoor dat u in comfort en stijl kunt gaan en staan, zowel in de stad als op het platteland.

Door gebruik te maken van kwalitatieve componenten hebben wij een betrouwbare Orion® PRO gemaakt die eenvoudig te onderhouden is. Verwijder eenvoudigweg de bovenkap om toegang te krijgen tot de batterijen, elektronica, motor en kabels. De vitale delen, zoals de elektronica en de motor, worden beschermd tegen corrosie en water om te voorkomen dat vuil onnodige storingen veroorzaakt.

Prestaties met bescherming en veiligheid

- > De Orion® PRO is onderworpen geweest aan onafhankelijke laboratorium testen door de Duitse TÜV. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat zij beschikken over een scooter die voldoet aan de standaarden van de meest recente Europese Medical Device Standards.

Daarnaast beschikt deze scooter over een on-board elektronisch snelheidsreductie systeem, dat automatisch de snelheid in bochten verlaagt en gebruikers in staat stelt veilige, comfortabele manoeuvres te maken. Voorts is deze scooter voorzien van een twee-staps motorontkoppelingshendel om onbedoeld wegvallen van de aandrijving te voorkomen.



Kenmerken en opties



Instelbare stuurkolom

Gebruikers kunnen de stuurkolom eenvoudig afstellen op de gewenste positie.



Ergonomisch stuur

Het ergonomisch ontworpen stuur zorgt voor een eenvoudigere en toegankelijke controle over het stuur.



Motorontkoppelingshendel

De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Automatische snelheidsreductie

Automatische snelheidsreductie vermindert de snelheid in bochten voor extra veiligheid.



Handrem

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



Remlicht

Duidelijke, heldere remverlichting waarschuwt achterliggers dat de scooter vertraagt.



Zijspiegels

Verhoog de veiligheid door uw zichtbaarheid achter u te verbeteren.



Afgesloten box

Deze afsluitbare box is beschikbaar voor zowel de voor- als achterkant van de scooter en stellen u in staat uw eigendommen veilig te vervoeren.



Open mand

Ideaal voor het dragen van uw boodschappen. Deze mand is stevig bevestigd aan de achterkant van uw scooter.






















Stokhouder

Dit houdt uw stok stabiel en veilig tijdens de rit.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.be.

	 Breedte rugleuning ▼	 Zitdiepte ▼	 Zitting naar vloerhoogte ▼	 Hoogte rugleuning ▼	Frame kleur
Orion® PRO	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	 Alium Blue
	 Totale breedte ▼	 Totale lengte ▼	 Leeg gewicht ▼	 Het zwaarste deel ▼	Bekleding
Orion® PRO	650 mm	1300 mm	136 kg	62 kg	 Black Vinyl
	 Max. gebruikersgewicht ▼	 Accu capaciteit ▼	 Draaicirkel ▼	 Obstakelhoogte ▼	
Orion® PRO	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	
	 Bodemspeling ▼	 Max. veiligheids-helling ▼	 Motor capaciteit ▼	 Max. rijafstand ▼	 Max. rijsnelheid ▼
Orion® PRO	100 mm	10 °	15 km/h: 550 W/ 1600 W ¹	38 km	15 km/h

1. Piekvermogen

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België



Yes, you can.®

