



Invacare®

XLT

Ervaar Uitstekende
Ondersteuning - Blijf Actief!

Trusted Solutions,
Passionate People



De nieuwe *Invacare XLT* is de ideale actieve, vastframe rolstoel voor dagelijks gebruik. Dankzij het ontwerp van de stoel is deze perfect aanpasbaar aan het lichaam van de gebruiker. Daarbij beschikt de stoel over een grote reeks aan ondersteunende opties waardoor het de gebruiker een grote mate van onafhankelijkheid en mobiliteit biedt.

Eenvoudig combineren

Het ontwerp van de *Invacare XLT* is gericht op het individu. Gemeten, gebouwd en aangepast naar de behoefte van de gebruiker, is de **XLT** de ideale stoel om uw onafhankelijkheid terug te krijgen en uw mobiliteit te behouden of zelfs te verbeteren.

Individuele maatoplossingen en complexe aanpassingen worden sterk verlaagd met de **XLT**. Door gebruik te maken van het uitgebreide aanbod van bestaande onderdelen van Invacare zijn we erin geslaagd deze eenvoudig weg te combineren met deze rolstoel.

Stabiliteit en veiligheid voor een actief leven!

De **XLT** is volledig van titanium gemaakt waardoor het gewicht van de rolstoel aanzienlijk wordt beperkt. De **XLT** heeft de crashtest volgens de ISO 7176-19 norm met glans doorstaan en kan dus als veilig vervoerbaar worden beschouwd. Met een ruime keuze uit ondersteunende opties, eigenschappen en configuratiemogelijkheden maken de **XLT** een stabiele en veilige partner in het dagelijks leven.



Bewezen kwaliteit

De rolstoel is ontworpen en wordt gebouwd in de Rea fabriek in Zweden. Door onze kennis en know-how te combineren met de sterke kwaliteitstraditie van Invacare en Rea zijn we in staat deze unieke rolstoel te bouwen: de *Invacare XLT*.



Eigenschappen en opties



Armsteunen

Diverse typen armsteunen bieden een goede en juiste ondersteuning.



Anti-tip

De anti-tip kan gemakkelijk met de voet worden weggedraaid. Daarbij is de anti-tip ook naar buiten gericht om meer ruimte te geven aan de begeleider.



Sportwielen

Fraai lichtgewicht wielen met de optionele zwarte Marathon Evolution banden.



Wegzwenkbare beensteunen

Voor een gemakkelijke transfer, betere wendbaarheid en meer comfort.



Voorwielbevestiging

Voor meer stabiliteit en optimale prestaties.



Titanium voetbeugel

Verhoogt de stabiliteit van de rolstoel en bespaart gewicht.



Banden

① massief, ② lucht, ③ lucht, beperkt profiel, ④ laag profiel, ⑤ profiel.



Voorwielen

① 75 x 24 massief (3"),
② 100 x 27 massief (4")
③ 125 x 27 massief (5"),

④ 140 x 37 foam (5,5")
⑤ 150 x 27 massief (6"),
⑥ 150 x 30 foam (6"),

⑦ 150 x 32 lucht (6"),
⑧ 180 x 40 lucht (7"),
⑨ 180 x 40 foam (7")

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze [Invacare-website](#).

	Zitbreedte	Zitdiepte	Zithoogte	Rughoogte	Lengte OL	Zithelling	Rughelling
<i>Invacare</i> XLT Active	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 520 mm	200 - 490 mm	380 - 505 mm	0 - 14°	± 10°
<i>Invacare</i> XLT Dynamic	355 - 500 mm	400 / 450 / 500	400 - 500 mm	200 - 490 mm	355 - 485 mm	0 - 14°	± 10°
<i>Invacare</i> XLT Swing	330 - 505 mm	400 / 450 / 500	390 - 520 mm	200 - 490 mm	280 - 510 mm	0 - 14°	± 10°
	in increments of 15 mm	on 40 mm adj.					

	Totale breedte	Totale hoogte	Totale lengte incl. voetsteunen	Totale gewicht	Max. gebruikersgewicht	Gewicht van zwaarste onderdeel	Gecrashtest
<i>Invacare</i> XLT Active	SW + 200 mm	610 - 1050 mm	830 - 1030 mm	9.8 kg	135 kg	6 kg	ISO 7176-19
<i>Invacare</i> XLT Dynamic	SW + 200 mm	610 - 1050 mm	730 - 880 mm	9.8 kg	135 kg	6 kg	
<i>Invacare</i> XLT Swing	SW + 200 mm	610 - 1050 mm	820 - 1230 mm	11.3 kg	135 kg	6 kg	


Framekleuren



De kleuren kunnen in het echt iets afwijken van de afbeeldingen hierboven.

* Beschikbaar als speciale bestelling

Bekleding



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
 Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
 Autobaan 22 - 8210 Loppem
 Belgium

