

rea | Azalea Base



De ideale rolstoel voor een gepersonaliseerde ziteenheid / *Le fauteuil idéal pour des sièges personnalisés*

De Rea **Azalea Base** is ontworpen voor gebruikers die een gepersonaliseerde ziteenheid willen combineren met een eerste klas rolstoelbasis. De Rea **Azalea Base** is een rolstoel die veel wijder is aan de achterzijde, waardoor grotere ziteenheden toch mogelijk zijn op een smalle basis. Een andere optie voor de **Base** is het schuifcompensatiemechanisme (Dual Stability System) die de gebruiker stabiliteit garandeert. / *Le Rea **Azalea Base** est conçu pour les utilisateurs qui cherchent à combiner un siège personnalisé avec une base de fauteuil roulant de première classe. Le Rea **Azalea Base** est plus large à l'arrière, ce qui permet d'installer des sièges larges sur des châssis plus étroits. Une autre option clé du fauteuil est le « Dual Stability System » qui garantit une stabilité à l'utilisateur.*



Yes, you can.®


Aanpassingen van de ziteenheid / Ajustements de l'unité d'assise

De positie van de rugsteun is instelbaar en beschikt nu over een nog groter bereik. De hoek kan geregeld worden met een spannschroef of een drukhendel. Ronde buizen vereenvoudigen het aanhechten van de ziteenheid. Ook de zitbreedte is aanpasbaar vanaf de arm- en beenleuning, en de hoogte kan geregeld worden dankzij de telescopische basis. Al deze opties zorgen ervoor dat de **Rea Azalea Base** zich heel makkelijk aanpast aan alle mogelijke maten. /

La position de l'unité d'assise est inclinable et dispose maintenant d'un plus grand rayon d'action. L'inclinaison peut être ajustée à l'aide d'une vis de serrage ou d'un levier de pression. Les barres de l'unité d'assise ont été arrondies afin de faciliter le montage. La largeur est ajustable à partir des accoudoirs et des repose-jambes, et la hauteur du siège peut être réglée grâce au châssis télescopique.



Opties / Options



Aanhechting van de opbouw / Apposition des pièces jointes

De **Azalea Base** is nu voorzien van meer aanhechtingspunten en er is meer plaats aan de rug. / *L'Azalea Base est équipé de plus de points de fixation et offre plus d'espace à l'arrière.*



Aanhechting van het harnas / Fixation du harnais

Er zijn aanhechtingspunten voorzien voor verschillende soorten harnassen (optie). / *Des points de fixation pour différents types de harnais sont disponibles en option.*



Aanpasbare zitplaat / Base de siège réglable

Men kan de zithoek 5° extra kantelen met behulp van de optionele zitplaat. / *L'inclinaison du siège peut être augmenté de 5° à l'aide de la base de siège optionnelle.*

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Rea Azalea Base	340 ¹ /390/440/ 490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm ¹ 430 - 500 mm	400/450 mm	600 ¹ / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° - 23° (22 / 24") (+1° - 25°) (16")	
Rea Azalea Base	0° - +30°	SW + 220 mm (SW + 230 mm)	1300 ¹ / 1400 mm	930 - 1040 ¹ / 950 - 1070 mm	20 kg			
Rea Azalea Base	Max 135 kg	Transportgewicht/ Poids de transport: 15 kg	Crash-tested ² ISO 1716-19					

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

Rea Azalea Base - BE - 04/2013

Framekleuren / Couleurs du châssis



1/ **Rea Azalea Minor** heeft smallere afmetingen. / *Le Rea Azalea Minor a des dimensions plus petites.*

2/ Gecrashtest in specifieke omstandigheden / *Crash tested dans des circonstances spécifiques.*

Rea, Rea design en DDS (Dual Stability System) zijn geregistreerde merken van Invacare International. *Rea, Rea design et DDS (Dual Stability System) sont des marques déposées d'Invacare International.*



Yes, you can.®