



Yes, you can.®

Invacare nv  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

**Invacare® Dragon®**  
**Dragon® Junior**

Verkleinbare elektronische rolstoel voor gebruik binnenshuis en buitenshuis  
Garantie: algemeen: 2 jaar; batterijen: 1 jaar  
Max. gebruikersgewicht: 125 kg

CE

Datum : \_\_\_\_\_

Referentie: \_\_\_\_\_

Dealer: \_\_\_\_\_

Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje    ◆ Standaard optie    ○ Optie zonder meerprijs

CODE	Omschrijving	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆ AMA0000	Dragon Basismodel	<b>5.287,50</b>
AMA0002	Dragon Junior Basismodel	<b>5.287,50</b>
AMA0000	Dragon Special Basismodel	<b>5.287,50</b>
AMZ0000	Dragon Junior Special Basismodel	<b>5.287,50</b>
	1 Standaard Ziteenheid 2 Contour Ziteenheid 3 Junior Ziteenheid	
<b>DRAGON VOOR BINNENGEBRUIK (STANDAARD ZITEENHEID)</b>		
◆ AMA1150	1 Standaard Ziteenheid NC 0219	
	Standaard: AMA0268 zwarte nylon bekleding; AMA0362 zithoogte 450 mm, instelbaar van 425 - 500 mm (zonder zitkussen); AMA0343 zitbreedte 440 - 490 mm (met 430 mm zitkussen)	
◆ AMA1336	Zitkussen (430 mm breed, 50 mm dik) NC 0591	
AMA1951	Flo-tech Lite Visco (breedte 405 mm x diepte 430 mm) [max. gebruikersgewicht 100 kg] NC 0330, 0590	<b>117,50</b>
AMA1409	Zonder zitkussen	
◆ AMA1178	Naspanbare rugbekleding (zwart nylon)	
AMA0970	Zonder rugbekleding	
AMA0326	Zitdiepte 410 mm NC 0947, 0953, 0954	
◆ AMA0327	Zitdiepte 460 mm	
AMA0330	Zitdiepte 510 mm NC 1951	
◆ AMA0448	Rughoogte (zonder zitkussen) 480 mm	
AMA0454	Rughoogte (zonder zitkussen) 540 mm	
◆ AMA0606	Vaste armsteunen, hoogteverstelbaar, afneembaar (290 - 360 mm zonder zitkussen)	
AMA0690	Zonder armsteunen NC 0647, 0649	
◆ AMA0647	Standaard armpad (325 mm) NC 0690	
AMA0649	Verlengde armpad (+ 50 mm) NC 0690	
<b>ZITOPTIES</b>		
AMA1353	Contour hoofdsteun, instelbaar in diepte en breedte	<b>176,25</b>
AMA1427	Hoofdsteun met wangondersteuning, instelbaar in diepte en breedte	<b>277,80</b>
<b>***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****</b>		
<b>DRAGON VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK (CONTOUR ZITEENHEID)</b>		
AMA1154	2 Contour ziteenheid NC 1342, 1332	<b>1.045,74</b>
	Standaard: AMA0272 grijs skai bekleding; AMA0362 zithoogte 450 mm, regelbaar van 425 - 500 mm (zonder zitkussen); AMA0374 zitbreedte 440 - 490 mm (415 mm zitkussen); AMA0463 rughoogte 560 mm	
◆ AMA1337	Zitkussen 70mm NC 0591	<b>205,62</b>
AMA1951	Flo-tech Lite Visco (breedte 405 mm x diepte 430 mm) [max. gebruikersgewicht 100 kg] NC 0330, 0590	<b>205,62</b>
AMA1115	Zonder zitkussen	
◆ AMA1101	Voorgevormd rugkussen	<b>217,37</b>
AMA0420	Zonder rugkussen	
AMA0326	Zitdiepte 410 mm NC 0947, 0953, 0954	

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	AMA0327	Zitdiepte 460 mm		
	AMA0330	Zitdiepte 510 mm	NC 1951	
◆	AMA0606	Vaste armsteunen, hoogverstelbaar; afneembaar (290 - 360 mm zonder zitkussen)		
	AMA0690	Zonder armsteunen	NC 0647, 0649	
◆	AMA0647	Standaard amp pad (325 mm)	NC 0690	
	AMA0649	Verlengde amp pad (+ 50 mm)	NC 0690	
	AMA1353	Contour hoofdsteen, instelbaar in diepte en breedte		176,25
<b>***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****</b>				
<b>DRAGON JUNIOR (JUNIOR ZITEENHEID)</b>				
	AMA1170	3 Junior Ziteenheid	NC 0219	1.762,49
		AMA0268 zwart nylon bekleding; AMA0363 zithoogte 450 mm, regelbaar van 425 - 475 mm (enkel zithoogte 470 mm met 1014 elektrische zitkanteling) (zonder zitkussen); AMA0301 zitdiepte 300 - 360 mm; AMA0445 rughoogte 450 mm; AMA0647 standaard amp pad		
	AMA1117	Zonder zitkussen		
	AMA1178	Naspanbare rugbekleding (zwart nylon)		
	AMA0970	Zonder rugbekleding		
◆	AMA0365	Zitbreedte 290 - 360 mm (360 mm zitkussen)		
	AMA0367	Zitbreedte 320 - 400 mm (360 mm zitkussen)		
◆	AMA0619	Vaste armsteunen, hoogverstelbaar; afneembaar (18 - 25 cm zonder zitkussen)		
	AMA0690	Zonder armsteunen		
	AMA1351	Hoofdsteen, instelbaar		176,25
<b>***** Als u de ziteenheid gekozen heeft, ga dan verder met de zitverstellingen *****</b>				
<b>ZITVERSTELLINGEN</b>				
◆	AMA1002	Manueel instelbare zitkanteling		
	AMA1014	Elektrische zitkanteling (0°-20°)		1.116,25
◆	AMA0958	Manueel instelbare rughoek (-10° - +30°)		
	AMA0953	Pneumatisch instelbare rughoek, rechts	NC (1150/1154+0326), 1207, 1707	289,72
	AMA0954	Pneumatisch instelbare rughoek, links	NC (1150/1154+0326), 1208, 1708	289,72
	AMA0947	Elektrische rughoekverstelling (30°)	NC (1150/1154/1166+0326)	1.116,25
<b>BEENSTEUNEN / VOETSTEUNEN</b>				
<b>BEENSTEUNEN INDIVIDUEEL BESTELBAAR L/R</b> NC 1170				
<b>Beensteen fixatie positie (enkel voor beensteen VARI A en ADE)</b>				
	AMA0590	Positie voor zitkussen tot 70 mm dik		
	AMA0591	Positie voor zitkussen vanaf 70 mm dik		
◆	AMA0565	Standaard voetsteun 80° links		
	AMA0575	Comfortbeensteen, mechanisch, lengtecorrigerend, links		135,12
	AMA0537	Beensteen instelbaar (Vari A) links	NC 0505	117,50
	AMA0535	Zonder beensteen links	NC 0505, 0511	
◆	AMA0566	Standaard voetsteun 80° rechts		
	AMA0576	Comfortbeensteen, mechanisch, lengtecorrigerend, rechts		135,12
	AMA0547	Beensteen instelbaar (Vari A) rechts	NC 0502	117,50
	AMA0545	Zonder beensteen rechts	NC 0502, 0508	
<b>BEENSTEUNEN PER PAAR</b>				
	AMA0531	Elektrische beensteunen ADE 0° - 80° (paar)	NC 1170, 0512, 0522, 1801, 1802, 1807, 1808	1.175,00
◆	AMA0512	Vaste voetplaten per paar	NC 0530, 0533, 0531, 0501	
	AMA0504	Hoekverstelbare voetplaten (paar)	NC 0526, 0529, 0501	
	AMA0513	Hoek- en diepteverstelbare voetplaten (paar)	NC 0530, 0501	105,75
<b>BEDIENINGSKASTEN + BEUGEL</b>				

	CODE	Omschrijving		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
◆	AMA1801	Standaard bedieningskast Shark 2 (voor bediening van verlichting en tot 2 elektrische functies)		
	AMA1601	Bedieningskast ACS REM 24SD		
	AMA1617	Bedieningskast ACS REM 550 met LCD scherm		86,92
	AMA1207	Standaard beugel rechts gemonteerd	NC 1404, 0953	
	AMA1208	Standaard beugel links gemonteerd	NC 1405, 0954	
	AMA1802	Shark 2 begeleidersbediening (enkel begeleidersbediening!)	NC 1891, 1892, 1366, 0539, 0549, 0531	
◆	AMA1707	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar rechts gemonteerd	NC 0953, 1404, 1396	
	AMA1708	Beugel wegzwenkbaar + hoogteverstelbaar links gemonteerd	NC 0954, 1404, 1399	
	AMA1891	Dubbele Shark bediening met std beugel links gemonteerd	NC 1802	<b>635,77</b>
	AMA1892	Dubbele Shark bediening met std beugel rechts gemonteerd	NC 1802	<b>635,77</b>
<b>OPTIES VOOR DE AANDRIJFUNIT</b>				
◆	AMA0259	Framekleur: Blauw (achterwielvelg is zwart en voorvork is zilver)		
	AMA0219	Framekleur: Mellone Yellow (achterwiel en voorvork in zelfde kleur)	NC 1150, 1154, 1166	
◆	AMA0811	Voorwielen met luchtbanden 9", grijs		
	AMA0813	Voorwielen met volle banden 9" puncture proof, grijs		
◆	AMA0711	Achterwielen met luchtbanden 12.5 x 2.25, grijs		
	AMA0727	Achterwielen met volle banden 12.5 x 2.25 puncture proof, grijs		
◆	AMA1282	6 km/h		
	AMA1284	8 km/h		
◆	AMA1248	Batterij 50 Ah (AGM)		
	AMA1259	Batterij 60 Ah (Gel)		
	AMA1392	Zonder batterij		
◆	AMA1343	Lader 8A (200 - 250V)		
<b>VEILIGHEIDSOPTIES Standaard: AMA1205 Antiklip; AMA1394 bagagedrager</b>				
	AMA1367	Verlichting met richtingaanwijzers		476,70
◆	AMA1254	Zonder verlichting		
	AMA1244	Stoepklimmer	NC 0522	<b>393,62</b>
	AMA1330	Bekkengordel met velcrosluiting		
◆	AMA1329	Bekkengordel met Auto Lock		
	AMA1415	Achteruitkijkspiegel rechts		<b>63,05</b>
	AMA1339	Achteruitkijkspiegel links		<b>63,05</b>
<b>ACCESSORIES</b>				
	AMA1312	Stokhouder rechts		53,13
	AMA1363	Stokhouder links		53,13
	AMA1366	Bescherming voor bedieningsjoystick		39,95
	AMZ1379	Urenteller		400,99
	AMA1396	Zakje voor armsteun, rechts	NC 1707, (1807/1808+1289), 1415, 1404	115,05
	AMA1399	Zakje voor armsteun, links	NC 1708, (1807/1808+1288), 1339, 1405	115,05
	AMA1404	Werkblad wegklapbaar naar rechts	NC (1601/1801+1207/1707), 1807, 1808, 1396	<b>188,00</b>
	AMA1405	Werkblad wegklapbaar naar links	NC (1601/1801+1208/1708), 1807, 1808, 1399	<b>188,00</b>
◆	AMA1333	Toolkit (bevat 2 schroevendraaiers, 3 inbussleutels, een tang en een hoofdzekering)		10,00