

Essential Family

*Kwalitatief hoogwaardige schuimmatrassen /
Matelas en mousse de haute qualité*



Een kostenbesparende oplossing
voor comfort en drukverdeling / Une
solution économique pour le confort
et la redistribution de la pression



Essential family


Een veelzijdig productassortiment van instapmatrassen die een combinatie van comfort en drukverlaging bieden / Une gamme polyvalente de matelas d'entrée qui offrent une combinaison de confort et de réduction de pression

De Essential range biedt een reeks drukverdelende steunoppervlakken voor een uitzonderlijk comfort, drukverlaging en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

De Essential range producten zijn voorzien van duurzaam kwaliteitsschuim en een hoogwaardige multi stretch hoes in PU die de schuif- en wrijvingskrachten helpt verminderen. De Essential range voldoet aan de behoeften van cliënten die een risico / hoog risico lopen op het ontwikkelen van decubitus. /

La gamme Essential propose une gamme de surfaces de support redistribuant la pression pour un confort exceptionnel, une réduction de la pression et un excellent rapport qualité-prix.

Les produits de la gamme Essential sont équipés d'une mousse de qualité durable et d'une housse multi-stretch de haute qualité en PU qui aide à réduire les forces de glissement et de friction. La gamme Essential est destinée pour les patients ayant un risque élevé voire très élevé de développement des escarres.



Essential BASIC

Biedt een combinatie van comfort, drukvermindering en goede prijs-kwaliteitsverhouding.

- Deze matras is een ideaal als basis matras

Offre une combinaison de confort, de réduction de pression et d'un bon rapport qualité-prix.

- Ce matelas est un matelas de base idéal

Essential VISCO

Ontworpen voor de thuiszorg, residentiële zorg en langdurige zorg.

- Past zich aan aan de lichaamsvormen
- Stabiele schuimbodem voor extra ondersteuning
- Visco-elastische toplaag

Conçu pour les soins à domicile, les soins en établissement et les soins de longue durée.

- Conforme à la forme du corps
- Base en mousse stable pour un soutien supplémentaire
- Couche supérieure visco-élastique



Hoogwaardige multi stretch hoes / Housse multi-stretch de haute qualité

► Essential BASIC



Visco-elastische toplaag / Couche supérieure visco-élastique

► Essential VISCO

**NIEUW /
NOUVEAU**

UITZONDERLIJKE KENMERKEN & OPTIES / CARACTÉRISTIQUES & OPTIONS EXCEPTIONNELLES

Hoes / Housse

- ▶ Multi stretch, waterafstotend, PU weefsel dat een uitstekende recuperatie en duurzaamheid biedt, wat helpt om de schuif- en wrijvingskrachten te verminderen. De bekleding heeft ook een witte binnenbekleding die het mogelijk maakt de bekleding gemakkelijk te inspecteren op beschadigingen. /
- ▶ Tissu multi-stretch en polyuréthane et imperméable offrant une excellente récupération et durabilité, ce qui contribue à réduire les forces de cisaillement et de friction. Le couvercle a également une doublure blanche permettant une inspection facile pour les rayures ou autres dommages au couvercle.



Ritssluiting / Zip

- ▶ Maakt het mogelijk om het matrasschuim gemakkelijk te inspecteren. Gemakkelijk te verwijderen voor het wassen. /
- ▶ Permet une inspection facile de la mousse du matelas. Facile à retirer avant le lavage.

Technische gegevens / Données techniques ▼

Meer informatie over dit product vindt u op onze website. /

Pour plus de renseignements sur ce produit, consultez notre site web.



Maat / Taille ▼



Max.
gebruikersgewicht
/ Poids max.
utilisateur ▼



Max.
wastemperatuur /
Température max.
de lavage ▼

Nominale dichtheid /
Densité nominale ▼

Artikel n° / N°
article ▼

	Maat / Taille ▼	Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur ▼	Max. wastemperatuur / Température max. de lavage ▼	Nominale dichtheid / Densité nominale ▼	Artikel n° / N° article ▼
Essential BASIC	2000 x 880 x 150 mm	140 kg	95°	32 - 34 (kg/m ³)	1586660
Essential VISCO (150 mm hoogte / de hauteur)	2000 x 880 x 150 mm	140 kg	95°	32 - 34 (kg/m ³), Visco laag / Couche visco 48 - 52 (kg/m ³)	1588533

De matrassen zijn vervaardigd volgens : / Les matelas sont fabriqués selon :
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match en BS 7177: Crib Source 5

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgium



Yes, you can.®