

AQUATEC® **PICO GREEN**



Effet antibactérien 100% naturel

ANTIBACTÉRIEN | CONFORTABLE | DURABLE



La chaise de douche *Aquatec PICO GREEN* est un produit pionnier dans le domaine de l'aide à la douche. D'un design moderne et unique, elle peut compléter la plus élégante des salles de bains tout en offrant un excellent confort à ceux qui ont besoin d'un peu plus de sécurité et de soutien pendant la douche. Léger mais suffisamment résistant pour supporter jusqu'à 160 kg, le **PICO GREEN** peut être réglé pour s'adapter à différentes hauteurs et positions assises.

Respectueux de l'environnement, respectueux de votre peau

Le véritable avantage du PICO GREEN est sa composition de 10% de fibres de bois naturelles en provenance de forêts durables en Allemagne. Cela procure non seulement un parfum boisé mais aussi un effet antibactérien 100% naturel afin de minimiser le risque d'infection et de réduire l'utilisation de désinfectants chimiques puissants.

Les fibres de bois ont une fonction protectrice et tuent les bactéries sans utiliser d'additifs chimiques ou de nano-ions d'argent.

Les propriétés antibactériennes naturelles du PICO GREEN permettent de tuer 99,9% des bactéries* ce qui a été prouvé par un laboratoire de biologie indépendant !

*mesurée sur E. coli et S. aureus



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Hauteur d'assise ▼



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Largeur hors-tout ▼



Profondeur hors-tout ▼



Largeur entre les accoudoirs ▼

**PICO GREEN /
PICO 3in1 GREEN**

425 - 575 mm

430 mm

420 mm

575 mm

520 mm

430 mm



Poids de la chaise de douche ▼



Poids max. utilisateur ▼



Coloris ▼



Blanc avec fibres de bois brunes

PICO GREEN

4,6 kg

PICO 3in1 GREEN

5,4 kg

160 kg

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België

