

AQUATEC®

Pico



Het modulaire douchestoel systeem



Productkenmerken:

- Stabiele in hoogte verstelbare douchestoel
- Anti-slip zitvlak voor extra veiligheid
- Grote hygiëne uitsparing, naar keuze naar voren of achteren gepositioneerd door de plaatsing van de rugleuning
- In hoogte verstelbare poten
- Rubberen uiteinden aan de poten voor extra zekerheid
- Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- Belastbaar tot 160 kg



Eigenschappen en opties



Aquatec **Pico**

Douchekruk



Aquatec **Pico**

met armsteunen



Aquatec **Pico**

met rug

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.

	Zithoogte	Zitbreedte	Zitdiepte	Totale breedte	Totale diepte	Breedte tussen armsteunen	Gewicht douchekruk	Gewicht douchestoel
Pico	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm	3,2 / 4,1 ¹ kg	4 / 4,8 ¹ kg

Max. gebr. gewicht



1. gewicht met armsteunen

Pico

160 kg

Kleur

Wit



Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België

Yes, you can.®

