

# Cosy Up



Zeer comfortabel en personaliseerbaar!



Yes, you can.

De Cosy Up sta-op stoel biedt maximaal comfort dankzij de zitting gevuld met dons en de continuïteit tussen de zitting en de voetensteun. Zijn moderne en verfijnde look is geschikt voor het merendeel van de gebruikers en past in elk type omgeving.

## Rugleuning in diepte verstelbaar

De rugleuning van de Cosy Up is eenvoudig in diepte te verstellen dankzij de twee bevestigingsbeugels. Zo past deze zetel zich perfect aan alle lichaamstypes aan, van de kleinste (met een diepte van 450 mm) tot de grootste (met een diepte van 540 mm).



## Afstand tot de muur

Dankzij de minimale afstand tot de muur kan de rugleuning van de zetel - in de 1-motorige versie van de Cosy Up - heel dicht bij een muur worden geplaatst zonder het gebruik van al zijn functies te belemmeren. Dankzij een ontwerp dat is geoptimaliseerd voor kleine ruimtes, is slechts 9 cm nodig tussen de muur en de zetel om de rugleuning volledig achterover te laten leunen.



## Twee zitbreedtes

De Cosy Up uitklapbare sta-op stoel wordt geleverd met gewatteerde armlenningen. Er zijn ook dunne armlenningen verkrijgbaar als accessoire, zodat u kunt beschikken over twee zitbreedtes. Beide zijn bevestigd aan de rigide armlenningen door middel van een klittenband- en ritssluitingssysteem. Ze zijn dus eenvoudig uitwisselbaar.



## Kenmerken en opties ▼

### Afneembare hoezen voor machinewas

De armleuning-, rug- en zitkussens zijn met ritsen en klittenband aan de zetel bevestigd, waardoor ze eenvoudig te verwijderen zijn. Bovendien kunnen ze gewassen worden op 30° of 40°, afhankelijk van de stof.



### De afstandsbediening altijd bij de hand

Praktisch dankzij het design van de armleuningen heeft de gebruiker de mogelijkheid om de afstandsbediening van de zetel (of die van de televisie) onder de bekleding van de armleuningen te plaatsen.

Zo is de afstandsbediening altijd bij de hand!



### Grote opbergvakken

De zetel heeft aan elke kant een groot opbergvak om spullen in op te bergen zoals tijdschriften, kranten, enz.



### Bediening voor 1-motorige versie

Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening met 2 verlichte knoppen.



### Bediening voor 2-motorige versie

Ergonomische en gebruiksvriendelijke 4-knops handbediening met een ingebouwde USB-poort.

## Kenmerken en opties ▼

### EasyClean-stof : Waterreinigbaar!

Antibacteriële en waterafstotende stof, speciaal behandeld voor reiniging met water. Met de EasyClean-stoffen kunt u alledaagse vlekken zoals koffie, chocolade en wijn verwijderen met een schone doek en water. Deze stof voorkomt dat vlekken de stof binnendringen en beschermt daarom de zetel langdurig.

Praktisch en esthetisch, deze vlekwerende stof voorkomt schimmel en is brandwerend volgens de brandnormen 1021-1 en 1021-2. Machinewasbaar tot 40°C en geschikt voor de droogtrommel. De trendy en comfortabele EasyClean kussens maken van de Cosy Up de ideale zetel voor gebruik in instellingen en verzorgingstehuizen!



EasyClean Oceaan Blauw



EasyClean Turquoise



EasyClean Taupe



EasyClean Lichtgrijs



EasyClean Antraciet

## **Cosy Up: mix, kies en verander kleuren volgens uw smaak!**

De Cosy Up is een configureerbare zetel dankzij de 6 kussenstofopties en de 3 basisopties. Combineer uw favoriete kleuren en vernieuw uw interieur in slechts enkele minuten. Dankzij de configureerbaarheid kan de verdeler verschillende zetelversies in een kleinere ruimte presenteren, alleen door van kleur te veranderen (ruimte- en inventarisbesparing!). U kunt een afgewerkte zetel aanvragen of een zetel naar wens samenstellen, door de basis en de kussens te kiezen: nu kunt u zo vaak wisselen als u wilt!

### Basis ▼



**Basis met bediening,  
1 motor, Taupe  
kunstleer**



**Basis met bediening,  
2 motoren, Taupe  
kunstleer**



**Basis met bediening,  
1 motor, Donkergrijs  
kunstleer**

### Kussens ▼



**EasyClean Oceaan**

Brandwerend volgens  
1021-1 en 1021-2



**EasyClean Turquoise**

Brandwerend volgens  
1021-1 en 1021-2



**EasyClean Taupe**

Brandwerend volgens  
1021-1 en 1021-2



**EasyClean Antraciet**

Brandwerend volgens  
1021-1 en 1021-2



**EasyClean Lichtgrijs**

Brandwerend volgens  
1021-1 en 1021-2



**Microfiber Taupe**



**PVC/Polyester Taupe**

# Technische gegevens ▼

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze Invacare-website.



Relax positie ▼



Gelifte positie ▼



Liggende positie ▼



Continuïteit tussen de zitting en voetsteun ▼



Zitdiepte ▼



Zithoogte ▼



Zitbreedte ▼



Max. hellingshoek van de rug ▼

**1 motor**



450 of 540 mm

480 mm

450 of 530 mm

120°

**2 motoren**



450 of 540 mm

480 mm

450 of 530 mm

135°



Totale hoogte ▼



Totale breedte ▼



Totale diepte (gesloten) ▼



Totale diepte (open) ▼

Noodzakelijke afstand voor max. hellingshoek ▼



Hoogte vloer/armsteunen ▼



Max. gebruikersgewicht ▼



Gewicht product ▼

Dichtheid v/h schuim ▼

**1 motor**

1050 mm

770<sup>1</sup> / 800 mm

910 mm

1520 mm

90 mm

640<sup>1</sup> / 700 mm

125 kg

57 kg

Zitting 28kg/m<sup>3</sup>  
Armleuningen 18kg/m<sup>3</sup>

**2 motoren**

1050 mm

770<sup>1</sup> / 800 mm

910 mm

1720 mm

460 mm

640<sup>1</sup> / 700 mm

125 kg

57 kg

Zitting 28kg/m<sup>3</sup>  
Armleuningen 18kg/m<sup>3</sup>

1. Zonder vulling in de armleuning

Tel.: +32 (0)50 83 10 10  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

Invacare NV  
Autobaan 22  
8210 Loppem  
België



Yes, you can.

© 2022 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voor aankondiging. Cosy Up - BE-NL - 04/2023

