



Simpelweg mobiel.

GENIET VAN HET MOMENT

NIEUW



erivo®

De lichte en opvouwbare
elektrische rolstoel



Ergonomische zitting

- Vaste, rigide basis - ideaal om zitkussens toe te voegen die zijn aangepast aan de behoeften van de gebruiker
- Voetsteun met 3 hoogtevellingen
- Grote rugleuning die stabiliteit en comfort biedt



Snel opvouwbaar

- De Erivo kan gemakkelijk worden opgevouwen voor betere opslag
- Dankzij de anti-kantelwielen kan hij als een trolley worden vervoerd



Aandrijf wiel

- 12,5" aandrijf wiel
- Pneumatisch voor binnen- en buitengebruik
- Goed vermogen om obstakels te overwinnen
- Geïntegreerd remsysteem (motorrem)



Vering achterwielen

- Vering voor een comfortabelere rit op oneffen terrein zoals grind of kasseien



Elektronische bediening

- Intuïtieve bediening met basisfunctionaliteit
- Snelheidskeuze, 5-segments batterijdisplay, joystick, claxon
- Geïntegreerde oplaadaansluiting



Rugzak

- Geïntegreerde rugzak in de rugleuning met bevestigingsriem
- Lichtreflecterende contouren voor extra veiligheid in het donker



- De rugleuning kan worden ingeklapt om de erivo nog compacter te maken



altijd bij de hand

Productvoordelen

Altijd bij de hand. De erivo is uw dagelijkse metgezel. Hij is snel en gemakkelijk op te bergen, vooral in de kofferbak van een auto. Deze stoel vergroot ook de autonomie en onafhankelijkheid van de gebruiker, thuis of onderweg.

De belangrijkste voordelen in een oogwenk

- Tot 150 kg belasting voor een gebruiker
- Compacte afmetingen in opgevouwen toestand, perfect voor transport in de kofferbak
- Tweekleurige lak met een sportief en eigentijds design
- Gegoten aluminium frame
- Flexibel frame met achtervering op de aandrijfwielen
- Eenvoudig bedieningspaneel voor intuïtief gebruik
- Universeel gebruik - Klasse-B product voor gebruik binnen en buiten
- Gebruiksvriendelijke bediening van de stoel, zelfs in kleine ruimtes
- Intelligente elektronica via LiNX Access van Dynamic Controls

Onze kwaliteitseis - Uw veiligheid

Getest door TÜV Süd, Hannover, volgens IOS 12184:2014

CE-certificaat



Voldoet aan de EU-richtlijnen voor medische hulpmiddelen 93/42/EWG

Klasse van het hulpmiddel

Klasse A (Binnen)

Gebruik



Schakel eenvoudig over naar de manuele modus. Schakel de wielen uit met de rode hendel...



...duw het systeem vervolgens via de gevoerde handgreep.



erivo R10 / erivo pro R11

- Sportief, dynamisch en verfijnd ontwerp
- Grote 12,5" aandrijfwielen (pneumatisch), 8" voorwielen
- 2 krachtige motoren, elk 250 W
- Slimme vouwtechnologie met vergrendelingsmechanisme
- Vaste zitting voor ergonomisch zitcomfort
- Opklapbare armlenningen om transfers te vergemakkelijken
- Zwenkarm om de elektronische bediening te bewegen
- Afneembare voetsteun met 3 hoogteverstellingen
- Voedingsmodule: LINX DLX-PM60C
- Rugzak aan de achterkant van de stoel
- Duwstang met schuimcoating



Elektronische besturing, LINX DLX-REM-60A

- Duidelijke en eenvoudige bedieningsinterface met joystick
- Variabele snelheidsaanpassing van 1,5 tot 6 km/u
- Batterijweergave in 5 segmenten
- Claxon
- Oplaadaansluiting



R10 batterijpakket

- Hoogwaardige lithium-ioncellen voor een lange levensduur van de batterij
- Bereik tot 17 km met het 11,0 Ah batterijpakket (varieert afhankelijk van terrein, gewicht van de gebruiker, temperatuur, rolstoelinstellingen en topografie)
- Gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen
- Gewicht: slechts 2,4 kg
- Geïntegreerde draaggreep
- Optioneel: 30,15 Ah accu met een bereik van 35 km (Standaardoptie op de R11 pro)
- De accu kan zowel in de rolstoel als afzonderlijk worden opgeladen



- Oplaadtijd: 11 Ah batterijpakket, circa 6 uur (2A lader)
30 Ah batterijpakket: circa 6,5 uur (6A lader)
aanbevolen)



Oplader, 2A

- Elektronisch oplaadmechanisme
- Automatische aanpassing aan netspanning (100 - 240 V)
- 6A-oplader:
Let op: Alleen geschikt voor het 30,15 Ah accupakket (Standaardoptie op de R11 pro)

Compact opvouwbaar

De erivo is in een handomdraai op te vouwen. In opgevouwen toestand kan de erivo eenvoudig worden opgeborgen in een smalle ruimte of in de kofferbak.



Vouwmechanisme

Om de erivo in te klappen, trekt u aan de rode vergrendelhendel rechts onder de stoel. Terwijl u de vergrendelhendel naar boven trekt, brengt u de zitting en de rugleuning naar elkaar toe.



Simpelweg compact

Opgevouwen heeft de erivo ongeveer de afmetingen van een koffer.

Dit betekent dat hij gemakkelijk kan worden opgeslagen in krappe ruimtes.





Verlichtingsset

De verlichtingsset voor de erivo pro R11 omvat:

- 45 LUX-lampen
- IPX4 spatbescherming
- Gebruiksduur: ongeveer 6,5 uur
- Ontstekingsbeveiliging: dubbelklik om in te schakelen
- Voor- en achterlichten kunnen worden opgeladen via een USB-kabel op de pc of smartphone voedingsadapter (voedingsadapter niet inbegrepen)
- Bestaande uit 2 voorlampen, 2 achterlichten, 1 USB-oplaadkabel.
- De verlichtingsset is ook verkrijgbaar met een enkele voor- en achterlamp.



Optioneel 30,15 Ah batterijpakket

- Batterijpakket met een bereik van 35 km (Standaardoptie op de R11 pro)
- Oplaadtijd: 30 Ah batterijpakket circa 6,5 uur (6A lader)



Begeleidersbediening

- Eenvoudige en ergonomische bediening door een begeleider
- Variabele snelheid van 1,95 tot 6 km/u
- Stoelbeheer van de begeleider wordt geactiveerd wanneer het systeem in de bedieningsmodus wordt gezet



Systeem	R10	pro R11
Max. gebruikersgewicht	150 kg	150 kg
Bereik	17 km	35 km
Max. veiligheidshelling	afhankelijk van terrein, gebruikersgewicht, temperatuur en topografie	afhankelijk van terrein, gebruikersgewicht, temperatuur en topografie
Snelheid	6° (10.5%)	6° (10.5%)
Beschermingsklasse	1.5–6 km/u	1.5–6 km/u
Verlichting	IPX4 (spatwaterdicht)	IPX4 (spatwaterdicht)
Hulpmiddelklasse	-	2x koplampen 2x achterlichten 2x frontreflectoren
	Klasse A	Klasse B
Componenten		
Motorvermogen	2x 250 W, 24 V, 140 r/min, IP44	2x 250 W, 24 V, 140 r/min, IP44
Bediening	LiNX DLX-REM-60A Snelheidskeuze, claxon, batterijcapaciteit en foutweergave LiNX DLX-PM60C	LiNX DLX-REM-60A Snelheidskeuze, claxon, batterijcapaciteit en foutweergave LiNX DLX-PM60C
Vermogensmodule	(De begeleidersbediening kan later worden toegevoegd)	(De begeleidersbediening kan later worden toegevoegd)
Bediening	LiNX DLX-REM-50A	LiNX DLX-REM-50A
Aandrijfwielen	12.5" (pneumatisch 2.8 bar)	12.5" (pneumatisch 2.8 bar)
Voorwielen	8" (Robuust rubber)	8" (Robuust rubber)
Accupakket		
Accucellen	Lithium-ioncellen, waterdicht en onderhoudsvrij	Lithium-ioncellen, waterdicht en onderhoudsvrij
Capaciteit	11.00 Ah, 284.9 Wh	30.15 Ah, 759.8 Wh
Voltage	25.9 V	25.2 V
Werkings temperatuur	-25°C to +50°C	-25°C to +50°C
Oplader		
Laadstroom	2A	6A
Ingangsspanning	100–240V AC, 50–60Hz, 1.2–0.5 A, automatische aanpassing aan netspanning, laad- en stopmechanisme	100–240V AC, 50–60Hz, 2.5 A, automatische aanpassing aan netspanning, laad- en stopmechanisme
Uitgangsspanning	24 V	24 V
Oplaadtijd	ca. 6 u	ca. 6.5 u
Beschermingsklasse	IP54	IPX1
Gewicht		
Gewicht zonder accupakket	27.3 kg	27.3 kg
Accupakket	klein (11.0 Ah) 2.4 kg	groot (30.15 Ah) 4.6 kg
Systeem met accupakket	29.7 kg	31.9 kg
Afmetingen		
Zitbreedte	45 cm	45 cm
Zitdiepte	47 cm	47 cm
Zithoogte	51 cm	51 cm
Rughoogte	45 cm	45 cm
Totale lengte	105 cm	105 cm
Totale breedte	62 cm	62 cm

Afmetingen van het product

