



# Küschall® CHAMPION SL

GEMAAKT OM  
TE REIZEN

—  
GEBOUWD  
VOOR  
PRESTATIES



Kuschall.com



COMPACT EN  
OPVOUWBAAR

CHAMPION

# SL

**Maak kennis met de gloednieuwe Kuschall Champion SL,** een stijlvol nieuw Kuschall design. Met alle reisvaardige karakteristieken van de originele Champion, maar dan lichter en nog wendbaarder. De nieuwe Champion SL is ontworpen met de rigiditeit van de KSL en biedt optimale gebruikerscontrole en een hoog reactievermogen voor een nog efficiëntere rit.

SUPERLICHT  
EN STEVIG





De Champion SL  
belooft vlekkeloze rit  
te bieden aan de  
meest veeleisende  
gebruikers.



We stoppen al onze passie en expertise in elk detail van de Champion SL. Ons doel was om een rolstoel te ontwerpen die compact en opvouwbaar is en een uitzonderlijke rijervaring biedt. We hebben ons niet alleen gericht op de hoogste normen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid, maar we hebben ook een stoel ontworpen die de geest en esthetiek van Kuschall weerspiegelt.



## ***ONTDEK NIEUWE AVONTUREN***

De Champion SL is ontworpen voor een actieve levensstijl en neemt u mee op reis om nieuwe avonturen te beleven, uw passies te volgen en uw wereld te openen.



## *EENVOUDIG MEENEEMBAAR*

We zouden nooit veranderen wat u zo geweldig vindt aan de Kuschall Champion. Een reisbewust ontwerp, de Champion SL is een winnaar als het gaat om gemak. Vouw simpelweg het frame op voor eenvoudig transport en compacte opslag. De nieuwe Champion SL neemt u mee naar de plekken waar u heen wilt - met vertrouwen.





## *UITSTEKENDE (RIJ)PRESTATIES*

De Champion SL is een zeer veelzijdige rolstoel die speciaal is ontworpen om te presteren. Zeer licht en robuust, we hebben ons gericht op een energie efficiënt ontwerp. Met meer kracht en reactievermogen zorgt de Champion SL voor efficiënt rollen en optimale biomechanica.





# REGARDEZ DE PLUS PRÈS

## **SUPER LÉGER**

Nouveau poids de transport de 5,9 kg pour faciliter les manipulations.

## **RÉACTIF**

Offre des changements de directions simples et rapides, vitesse et précision dans les espaces étroits.

## **FACILE À TRANSPORTER**

Son système de pliage unique simplifie le transport et le stockage.



## **ERGONOMIQUE**

Facilite le repositionnement et les transferts.

## **TECHNOLOGIE D'HYDROFORMAGE**

Renforce le châssis, le rigidifie et améliore le rendement lors de la propulsion.



**REGARDEZ LA VIDÉO**



# PERSONNALISEZ VOTRE CHAMPION SL

## 1. COLORIS DE CHÂSSIS

Coloris de châssis standards



Blanc Éclatant

Gris Anthracite

Noir Spatial



Rouge Carmin

Bleu Azur

Coloris de châssis additionnelles\*



Jaune Flashy

Noir Brillant

Gris Argent

Bleu Nuit Nacré



Rouge Rubis

Orange Dynamite

Vert Forêt

\* Délais supplémentaires

## 2. STYLE DE DÉCALCOMANIE




## 3. COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge

Noir



Gris Clair

Doré

Rouge

Bleu

Gris Foncé

Noir

## 4. SERVICE UNIQUE

Inventez votre nouveau fauteuil roulant Küschall de A à Z avec UNIQUE. Ce service dédié créera votre fauteuil roulant personnalisé qui correspond à votre personnalité et à votre style de vie.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



Photographie :  
Roue Spinerigy avec  
une fabrication  
UNIQUE. Scannez le  
QR code pour plus  
d'informations.







# SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

## LARGEUR D'ASSISE

360 - 480 mm  
Par pas de 20 mm



## PROFONDEUR D'ASSISE

340 - 480 mm  
Par pas de 20 mm



## DISTANCE UL

320 - 500 mm  
Réglable en continu



## HAUTEUR DE DOSSIER

300 - 465 mm  
Par pas de 15 mm



## ANGLE DE DOSSIER

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



## HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 450 - 540 mm  
Arrière : 390 - 490 mm



## ANGLE DE CHÂSSIS

75° / 90°  
Droit ou avant rétréci



## CENTRE DE GRAVITÉ

8 positions



## CARROSSAGE

0° / 1° / 3°



## LONGUEUR TOTALE

75° environ 930 mm  
90° environ 830 mm



## LARGEUR TOTALE

SW + 160 - 240 mm



## LARGEUR TOTALE PLIÉ

Environ 280 - 340 mm



## POIDS TOTAL FAUTEUIL

Environ 8,4 kg



## POIDS DE TRANSPORT

Environ 5,9 kg



## POIDS MAX. UTILISATEUR

100 kg



Toutes les mesures indiquées sont basées sur une largeur d'assise de 400 mm, une profondeur d'assise de 400 mm dans la configuration la plus légère et compacte. Le poids et les mesures peuvent changer en fonction des configurations. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisateur sur notre site internet.



**UNLIMIT YOUR WORLD**

Tél. : +33 2 47 62 64 00  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37320 Fondettes  
France

