

Accent[®]

Voor dagelijkse verzorging



Medisch hoog-laag bed

Goedgekeurd door zorgverleners



Betaalbare kwaliteit

Het Accent bed biedt een eenvoudige en betaalbare kwaliteitsoplossing voor thuiszorg en langdurige zorg.



Veiligheid

Alle Invacare bedden voldoen aan de veiligheidsnormen IEC 60601-2-52.



Kwaliteit

Onze bedontwerpen en specificaties voldoen aan de hoogste normen.



Zorggericht

Elk Invacare bed is ontworpen met de specifieke behoeften van zorgomgevingen in gedachten.



Comfort

Accent bevordert rust, waardigheid en onafhankelijkheid.




Klaar voor thuiszorg

Accent is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke keuze voor patiënten, families en verzorgers.



*Invacare matras apart verkrijgbaar

Zorgvuldig ontworpen



01

Met eenvoudige montage, soepele aanpassingen en doordachte details ondersteunt Accent elke dag kwaliteitszorg.



Betaalbare keuze
Een kwaliteitsbed, eenvoudig en betaalbaar.



09


11° Ondersteunende kanteling
Voor positionering en drukbeheer.

02



Snelle en eenvoudige installatie
Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap. Gemakkelijk te hanteren.

03



Verstelbare positionering
Rugleuning en dijbeengedeeltes zijn met één druk op de knop verstelbaar.

04



Verstelbare hoogte
Verstelbaar tussen 400 en 800 mm voor comfortabele werkhogtes en optimale patiëntenzorg.



05



Intuïtieve manuele handbediening
Helder visueel display voor eenvoudige bediening. Vergrendelbare kanteloptie beschikbaar.

06



Gamma onrusthekens
Kies uit de opties Slim, Scala 2, Verso HC of Aria.



Gemakkelijk schoon te maken
Reinigen is mogelijk met milde reinigingsmiddelen, waardoor het ideaal is voor eenmalig of meermalig gebruik. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Compacte voeding en bekabeling
Dankzij het compact formaat van de unit en de afneembare kabels, is er meer ruimte onder het bed en is het verplaatsen ervan eenvoudiger.

08


07

Opties Accent[®]


Vereenvoudig de verzorging met een keuze uit dagelijkse opties.




Papegaai



Slim
Onrusthekken over de gehele lengte uit grenenhout.



Scala 2
Onrusthekken uit staal.



Verso HC
Opvouwbare onrusthekken uit staal.



Aria
Onrusthekken over de gehele lengte uit staal.




Bedeinde
Bedeinde is optioneel verkrijgbaar.



Alternatieve handbediening
Met vergrendelbare kantelfunctie voor gemoedsrust.

Eenvoudig transport

Met de optionele **transportkit** kunt u het bed nog eenvoudiger verplaatsen en opbergen.



Bekijk de instructievideo over montage en demontage.



 **Technische assistentie en aftersaleservice**

Vraag ons team om advies.
We staan altijd voor u klaar.

Tel: +32 (0)50 83 10 10

Technische gegevens



Binnen-
breedte

90 cm



Buiten-
breedte

102 cm



Verstelbaar in
hoogte

40 - 80 cm



Binnen-
lengte

208 cm



Buiten-
lengte

224 cm



Kantel-
hoek

11°



Max gebruikers-
gewicht

145 kg



Totale
gewicht

64 kg



Gewicht v/h
zwaarste onderdeel

16 kg



Inlegzaam
80 - 23 - 30
- 67 cm



Rughoek
0 - 70°



Dijbeenhoek
0 - 33°

Kleur



Staal



Hout



Voldoet aan de veiligheidsnorm IEC
60601-2-52



ISO 9001- en ISO 13485-certificeringen

Tel: +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België