



Invacare[®] | ***Classic Visco***

Eenvoud en efficiëntie



De *Invacare* **Classic Visco** is een vlak kussen, gemaakt van visco-elastisch schuim met een enkele densiteit (85 kg/m³). Ontworpen om extra comfort te bieden, zorgt het temperatuurgevoelige Visco-elastische schuim ervoor dat het oppervlak van het kussen zich aanpast aan de vorm van het lichaam en een effectieve herverdeling van de druk bevordert.

Het **Classic Visco** kussen combineert gebruiksgemak met drukverzorging en een hoog niveau aan comfort.

- **100% visco-elastisch schuim**
- **Vlak, omkeerbaar, eenvoudig en gebruiksvriendelijk**
- **Ademend, waterafstotend, waterdicht, in twee richtingen rekbaar stoffen hoes**
- **Verkrijgbaar in 4 maten**

Twee stevigheden voor een betere pasvorm!


De Classic Visco bevordert effectieve lichaamsondersteuning voor verschillende gebruikersgewichten. Het is verkrijgbaar in twee verschillende stevigheden: stevig, voor gebruikers tot 50 kg; zeer stevig, voor gebruikers tot 100 kg.

Eenvoudige, functionele hoes!

De in twee richtingen rekbaar hoes is ademend, waterdicht en heeft een waterafstotende functie. Hierdoor kan vocht van het kussenweefsel 'wegrollen' om condensatie op het oppervlak te voorkomen. Een handgreep is inbegrepen.

De Classic Visco wordt geleverd met een extra hoes zodat gebruikers het kussen kunnen blijven gebruiken terwijl de andere hoes gewassen wordt.

Kenmerken



Eenvoudig te reinigen hoes

Machinewasbaar tot 90°, de hoes is eenvoudig te reinigen en te verzorgen.

Handgreep

Een omkeerbare handgreep bevindt in de hoek van het kussen.

Twee stevigheden, vier maten

Stevig of zeer stevig, afhankelijk van de kussenmaat.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.be.

	Afmetingen*	Hoogte	Totaalgewicht v/h product	Max. gebruikersgewicht	Machine-wasbaar
Classic Visco	 375 x 400 mm 405 x 400 mm 430 x 430 mm 455 x 400 mm	 75 mm	 Vanaf 950 g	 50 kg 100 kg 100 kg 100 kg	 tot 90°

1. Kussen kan in beide richtingen worden geplaatst, afhankelijk van de breedte / diepte-eisen.

Hoesopties

Black Cover

