


Client :
N° Client :
Téléphone :

Correspondant :
Commission :
Numéro de série :

Cables BUS
GSM63003 --> 0.3m
GSM63016 --> 1.6m
GSM9887 --> cable spirale



Rep	Qté	Code	Désignation	
-	1		SUPPORT ELECTRONIQUE ACS CPL.	->03/03
1	1	6001423	ELECTRONIQUE ACS DX-PMB AS (60A)	
1	1	P10064	ELECTRONIQUE ACS DX-PM2 (80A)	
2	1	1419369	FUSIBLE A LAME CPL.	
2.1	1	P12191	LAMELLE DE FUSIBLE 50 A	
3	1	1415004	PLATINE ECLAIRAGE (DISTRIBUTEUR CENTRAL)	
4	2	P11195	INVERSEUR-RELAIS 24V-10/20 A AVEC SUPPORT	
5	4		VIS A TETE HEXAGONALE M5 X 16	
6	4		VIS A TETE CONIQUE AVEC SIX PANS CREUX M5 X 16	
7	2		VIS A TETE HEXAGONALE M5 X 20	
8	1		SUPPORT D'APPAREIL	
-	1	SP1423191	JEU DE MONTAGE SUPPORT ELECTRONIQUE ACS	
9	8		ECROU GETO WELL M5	
10	4		RIVET A INSERER	
11	1	SP1422053	DISTRIBUTEUR BUS ACS CPL.	
11.1	2		VIS A TOLE A TETE CON.BOMBEE ET A EMPREINTE CRUCIFORME ...	
11.2	1	P10072	ADAPTATEUR T BUS ACS (DISTRIBUTEUR)	
12	1	6001825	MODULE D'ECLAIRAGE ACS 24V STD.	
12	4	P10080	MODULE D'ECLAIRAGE ACS 12 V TÜV	
12	1	P10081	ACS-CLAM (MODULE ECLAIRAGE/MOTEUR COMBINE)	
13	1	GSM63003	CABLE BUS ACS L=300 MM (DE L'ELECTR. AU MODULE D'ECLAIR...	
		1419370	CABLE DE BATTERIE du coffret de puissance aux batteries	
		1419390	FAISCEAU DE CABLES CLAM; VERINS; ECLAIRAGE	
		1421728	FAISCEAU DE CABLES CLAM; ECLAIRAGE; LIFTER; R.-J.; REGL...	
		1421729	FAISCEAU DE CABLES CLAM; ECLAIRAGE; REGLAGES EL.	

Storm 3


SUPPORT ELECTRONIQUE ACS CPL.;



Edition
05 / 2003
Chapitre 7
Page 1

Client :
 N° Client :
 Téléphone :

Correspondant :
 Commission :
 Numéro de série :



Rep	Qté	Code	Désignation	
-	1		SUPPORT ELECTRONIQUE ACS CPL.	04/03->
1	1	6001423	ELECTRONIQUE ACS DX-PMB AS (60A)	
1	1	P10064	ELECTRONIQUE ACS DX-PM2 (80A)	
2	1	1419369	FUSIBLE A LAME CPL.	
3	1	1415004	PLATINE ECLAIRAGE (DISTRIBUTEUR CENTRAL)	
4	3	P11195	INVERSEUR-RELAIS 24V-10/20 A AVEC SUPPORT	
5	2		VIS A TETE BOMBEE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M4 X 16	
6	7		VIS A TETE CONIQUE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M5 X 20	
7	2		VIS M6x4 DIN923 NOIRE GALVANISEE	
8	1	1418528	SUPPORT D'APPAREIL	
9	1	P12191	LAMELLE DE FUSIBLE 50 A	
10	2	1432557	ECROU GETO WELL M4	
11	7	1422052	ECROU GETO WELL M5	
12	4		SERRE-CABLES 5,0x225 NOIR	
13	2	1426351	CAVALIER EN NYLON	
14	1	SP1422053	DISTRIBUTEUR BUS ACS CPL.	

Storm 3


SUPPORT ELECTRONIQUE ACS CPL.;



Edition
 05 / 2003
 Chapitre 7
 Page 3

Client :
 N° Client :
 Téléphone :

Correspondant :
 Commission :
 Numéro de série :



Rep	Qté	Code	Désignation
15	1	6001825	MODULE D'ECLAIRAGE ACS 24V STD.
15	1	P10081	ACS-CLAM (MODULE ECLAIRAGE/MOTEUR COMBINE)
16	1	1431755	KIT EQUIPEMENT ULTERIEUR STABILISATEUR ANGLE D'ASSISE
	1		ECROU GETO WELL M5
	1		FAISCEAU DE CABLES SET D'INCLINAISON
	1		VIS A TETE CONIQUE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M5 X 20
	1		INVERSEUR-RELAIS 24V-10/20 A AVEC SUPPORT
			Cables bus : voir vue éclatée page 1
17	1	GSM63003	CABLE BUS ACS L=300 MM (DE L'ELECTR. AU MODULE D'ECLAIR...
-	1	1419370	CABLE DE BATTERIE
		1419390	FAISCEAU DE CABLES CLAM; VERINS; ECLAIRAGE
		1421728	FAISCEAU DE CABLES CLAM; ECLAIRAGE; LIFTER; R.-J.; REGL...
		1421729	FAISCEAU DE CABLES CLAM; ECLAIRAGE; REGLAGES EL.
		1421730	FAISCEAU DE CABLES CLAM; ECLAIRAGE; R.-J.; REGL:ANGLE D...
-	1	1419379	FAISCEAU DE CABLES 24V LUMIERE

Storm 3

SUPPORT ELECTRONIQUE ACS CPL.;




Edition
 05 / 2003
 Chapitre 7
 Page 4

Client :
 N° Client :
 Téléphone :

Correspondant :
 Commission :
 Numéro de série :

NON VENDU EN FRANCE



Rep	Qté	Code	Désignation
-	-		SEULEMENT POUR STORM³ TRUE TRACK
-	1		SUPPORT ELECTRONIQUE P. STORM³ TRUE TRACK CPL.
1	1	1430150	MODULE ACS POWER 100AH
2	1	1432561	PORTE FUSIBLE A LAME AVEC FUSIBLE 80A
3	1	1415004	PLATINE ECLAIRAGE (DISTRIBUTEUR CENTRAL)
4	3	P11195	INVERSEUR-RELAIS 24V-10/20 A AVEC SUPPORT
5	2		VIS A TETE BOMBEE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M4 X 16
6	5		VIS A TETE CONIQUE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M5 X 20
7	2		VIS A TETE BOMBEE ET A EMPREINTE CRUCIFORME M5 X 20
8	2		VIS M6x4 DIN923 NOIRE GALVANISEE
9	3		VIS A TETE CONIQUE M5 X 12
10	1	1418528	SUPPORT D'APPAREIL NON VENDU EN FRANCE
11	2	1432557	ECROU GETO WELL M4
12	7	1422052	ECROU GETO WELL M5
13	4	1422888	SERRE-CABLES 5,0x225 NOIR
14	2	1426351	CAVALIER EN NYLON
15	2		RONDELLE 5,3 X 10 X 1
16	1		SUPPORT POUR MODULE POWER
17	1		STABILISATEUR
18	1		ACS DISTRIBUTEUR
19	1	1433734	FUSIBLE A LAME 80A (SEULEMENT TRUE TRACK!)
20	1	P10081	ACS-CLAM (MODULE ECLAIRAGE/MOTEUR COMBINE)
-	1	1432560	CABLE DE BATTERIE 70AH (P. MOTEURS A ENTRAINEMENT DIREC...

Storm 3



SEULEMENT POUR STORM³ TRUE TRACK
SUPPORT ELECTRONIQUE P. STORM³ TRUE TRACK CPL.

Edition
 05 / 2003
 Chapitre 7
 Page 5