


# Invacare® | Handgrepen en toiletbeugels / Poignées et barres murales relevables




H140

H141

H142

H143

H145



## Invacare Aqua H140 - H145

- Handgreep uit hoogwaardige kunststof met bevestigingsset en afdekkapjes / *Poignées en plastique haut de gamme avec set de fixation et plaques décoratives*
- Verkrijgbaar in 5 lengtes: 250, 400, 500, 600 en 800 mm. Ø 35 mm. / *Disponible en 5 longueurs : 250, 400, 500, 600 et 800 mm. Ø 35 mm*
- Ergonomisch, voor betere en veiligere grip / *Ergonomie spécifique qui garantit une préhension facilitée et sécurisée*

### Spare parts

- Kit vijzen + afdekkapjes / *Kit vis + caches*
- Afdekkapjes wit / *Embouts blancs*

R6660 WHITE  
R7785 WHITE

## Invacare Revato H335

- Opklapbare toiletbeugel in Rilsan staal / *Barre relevable en acier rilsané*
- 6 lengtes / *6 longueurs* : 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Beschikbaar met hoogteverstelbare steunpoot (750 - 850 mm, Ø 25 mm) / *Disponible avec pied d'appui réglable en hauteur (750 - 850 mm, Ø 25mm)*
- Diepte opgeklapt 170 mm / *Profondeur relevé 170 mm*

## Invacare Revato H345



## Invacare H171 Stileo



## Invacare H172 Stileo

- Handgreep met zuignappen, lengte 450 en 550 mm / *Poignée avec ventouses, longueur 450 et 550 mm*
- Extra steun bij het verlaten van bad, douche of toilet / *Pratique pour prendre appui pour sortir de la douche, de la baignoire ou des toilettes*
- Zuignap enkel te bevestigen op een vlak, glad, niet-poreus oppervlak (voor tegels vanaf 100 mm<sup>2</sup>) / *La ventouse nécessite une surface plane lisse et non poreuse (pour carreau à partir de 100 mm<sup>2</sup>)*
- 2 zichtbare veiligheidsindicatoren ter controle van goede fixatie / *2 indicateurs visuels permettant de vérifier la bonne accroche des ventouses*

## Invacare Balnea H160




- Handgreep voor de badkuip / *Poignée pour la baignoire*
- Hulp om in, uit en langs het bad te stappen / *Facilite le passage du rebord de baignoire et les mouvements à l'intérieur de celle-ci (se relever, se baisser).*
- Eenvoudig te fixeren op elk bad. Regelbare breedte: 73 tot 152 mm / *Fixation très simple qui s'adapte à toutes les baignoires. Largeur réglable: de 73 à 152 mm*

AQUATEC®



Yes, you can.®

**Invacare Basica H330/1**




**Opklapbare toiletbeugel** in staal bedekt met kunststof. Hoge weerstand tegen roest. / **Barre d'appui relevable** en acier recouvert de plastique. Haute résistance contre la corrosion.

- Toilethouder / Support papier toilette
- Diepte opgeklapt: 210 mm / Profondeur relevée : 210 mm
- Ø buis / Ø tube : 25 mm

**Invacare Revato R7765-W**

**Toilethouder** voor opklapbare toiletbeugels **R7762** en **R7772**. Toilet papier binnen handbereik. / **Support papier toilette** à fixer sur les barres **R7762** et **R7772** pour avoir le papier toilette à portée de main.



**Invacare Aqua H146**

Kunststof handgreep 90° voor horizontale en verticale steun / Poignée en plastique 90° offrant un support horizontal et vertical

- Bijzonder geschikt tijdens het douchen / Idéale pendant la douche
- Met vijzen en afdekkapjes / Avec vis et plaques décoratives
- Geleverd met vijzen / Livrées avec vis

**Invacare R7741**

Optreksysteem voor muurbevestiging / potence pour fixation murale


- Wegzwenkbaar / Pivotable
- Staal met Rilsan coating / Acier rilsané
- Verstelbare kunststof handgreep / Triangle réglable en plastique



**Invacare Revato R7763**

**Fixatieconsole** in Rilsan staal om **R7762** en **R7772** aan grond te bevestigen indien de wand te licht is. / **Console de fixation** en acier rilsané pour fixer les barres relevables **R7762** et **R7772** en toute sécurité quand le mur est trop fragile.

- Hoogteverstelbaar langs steunpoot / Réglable en hauteur le long du mât



**Invacare Revato R7766**

**Armliggers** voor opklapbare toiletbeugels **R7762** en **R7772**, voor maximaal comfort. / **Manchettes d'accoudoir** à fixer sur les barres relevables **R7762** et **R7772** pour un maximum de confort.



**Invacare Revato R7739, A7739**

**Wastafelbeugel in Rilsan staal:** extra steun rond wastafel en mogelijkheid handdoek aan op te hangen. Geleverd zonder vijzen. Standaard afmetingen (R7739) of op maat (A7739).

**Barre en acier** rilsané permettant de prendre appui autour du lavabo et d'y suspendre des serviettes de toilette. Livrée sans vis. Disponible dans sa dimension standard (Réf. R7739) ou sur mesure (Réf. A7739).



**PACKAGING**

Ideaal om uit te stallen / Idéal pour une exposition en magasin.

**Invacare R7742**

Triangel voor plafondbevestiging / Triangle pour fixation au plafond

- Stalen plafondhaak / Crochet au plafond en acier
- Hoogteverstelbare kunststof handgreep / Triangle réglable en hauteur en plastique




**Invacare Ocea H320/1**

**Gebogen handgreep** in polypropyleen. Geleverd zonder vijzen / **Barre de maintien** coudée en poly-propylène. Livrée sans vis.

- Ovalen greep / Avec grip ovale

De **Futura-handgrepen** (kunststof en epoxy aluminium) bieden de mogelijkheid een op-maat installatie uit te voeren in alle maten en richtingen. / Les **barres Futura** (plastique et aluminium epoxy) vous apportent un maximum de solutions d'installations dans toutes les directions et dans toutes les mesures.

**Invacare Futura**



Bestaat uit / *Se compose de* :  
 1 kit handgreep blauw / 1 kit poignée bleu  
 + 1 buis 350 mm / 1 tube 350 mm

Bestaat uit / *Se compose de* :  
 1 kit handgreep wit / 1 kit poignée blanc  
 + 1 buis 150 mm / 1 tube 150 mm  
 + 2 inserts 180°  
 + 1 buis 150 mm 30° / 1 tube 150 mm 30°  
 + 1 buis 350 mm / 1 tube 350 mm



**Invacare Futura**



Bestaat uit / *Se compose de* :  
 1 kit handgreep wit / 1 kit poignée blanc  
 + 1 buis 450 mm / 1 tube 450 mm  
 + 1 insert 90°  
 + 1 buis 150 mm / 1 tube 150 mm  
 + 1 insert 180°  
 + 1 buis 150 mm 30° / 1 tube 150 mm 30°



**Ideaal als armleuning / Idéal pour la réalisation de main-courante .**

**1 insert 180°**



Code R7760.05


**1 insert 90°**



Code R7760.04

**Buis / Tube**

**1 buis / barre (keuze/au choix)  
 150 mm (gebogen buis /  
 tube coudé)**



Code R7760.06



Code R7760.07



Code R7760.08



Code R7760.09



Code R7760.10



Code R7760.11




Code R7760.12

**Voorbeelden / Exemples :**

**Handgreep /  
 Poignée de  
 maintien**



**Handgreep  
 douche /  
 Barre de  
 douche**



**Technische gegevens / Caractéristiques techniques**

Code	Invacare H140	Invacare H141	Invacare H142	Invacare H143	Invacare H144
Handgreep / Poignée	<b>1525875</b> (per 3 / par 3)	<b>1525876</b> (per 3 / par 3)	<b>1525877</b> (per 3 / par 3)	<b>H143</b> (per 3 / par 3)	<b>H144</b> (per 1 / par 1)

Afmetingen / Dimensions					
Lengte / Longueur (A)	250 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Breedte / Largeur (B)	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hoogte / Hauteur (C)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Totale breedte / Largeur totale (D)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Lengte, binnen / Longueur intérieur (E)	125 mm	275 mm	375 mm	475 mm	675 mm

Meer info / Plus d'info					
Gewicht / Poids	0.3 kg	0.5 kg	0.6 kg	0.7 kg	0.9 kg
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Kleur / Couleur	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc

Code	Invacare Revato H335	Invacare Revato H345	Invacare Balnea H160	Invacare Stileo H171	Invacare Stileo H172
Opklapbare toiletbeugel / Barre d'appui relevable	<b>H335</b>				
Opklapbare toiletbeugel met steunpoot / Barre d'appui relevable avec pied d'appui		<b>H345</b>			
Handgreep voor bad / Poignée pour la baignoire			<b>1522374</b>		
Handgreep met zuignappen / Poignée avec ventouses				<b>1526476</b>	<b>1526477</b>

Afmetingen / Dimensions					
Lengte / Longueur (A)	–	–	–	400 mm	500 mm
Breedte / Largeur (B)	40 mm (A)	40 mm (A)	–	35 mm	35 mm
Diepte / Profondeur	620 mm (B)	620 mm (B)	–	–	–
Hoogte / Hauteur (C)	135 mm	135 mm	–	75 mm	75 mm
Totale breedte / Largeur totale (D)	135 mm	135 mm	215 mm (A)	100 mm (E)	100 mm (E)
Totale lengte / Longueur totale	–	–	–	450 mm (D)	550 mm (D)
Totale diepte / Profondeur totale	700 mm (E)	700 mm (E)	170 mm (B)	–	–
Totale hoogte / Hauteur totale	220 mm (F)	220 mm (F)	550 mm (C)	–	–
Lengte, binnen / Longueur intérieur (E)	–	–	–	165 mm (F)	270 mm (F)
Hoogte steunpoot / Hauteur appui-pied (G)	–	635 – 645 mm	–	–	–
Diepte opgeklapt / Profondeur plié	170 mm	170 mm	–	–	–
Hoogte opgeklapt / Hauteur plié	820 mm	840 - 850 mm	–	–	–
Hoogte vanaf badrand / Hauteur à partir du rebord baignoire	–	–	405 mm (D)	–	–
Verstellingsmogelijkheden, afmeting binnenkant / Possibilités de réglage, dimensions intérieures (E)	–	–	75 - 150 mm	–	–
Ø Zuignap / Ventouse	–	–	–	93 mm	93 mm

Meer info / Plus d'info					
Gewicht / Poids	3.0 kg	3,5 kg	2.3 kg	0.5 kg	0.6 kg
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur	120 kg	120 kg	120 kg	max. 100 kg	max. 100 kg
Kleur / Couleur	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit / Blanc	Wit-Blauw / Blanc-Bleu	Wit-Blauw / Blanc-Bleu

	R7741	R7742	R7739	H320/1
Gewicht / Poids (kg)	3,8	0,6	5,5	0,18
Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur (kg)	125	125	135	115
Garantie (jaar/ans)	2	2	2	2

Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : belgium@invacare.com  
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Handgrepen - BE - 12/2011



Yes, you can.®

